


Catalogo Prodotti

- ▶ Aghi Atraloc
- ▶ Suture
- ▶ Suture Antibatteriche
- ▶ Suture Chirurgiche
- ▶ Chirurgia Mininvasiva
- ▶ Stratafix
- ▶ Adesivi cutanei
- ▶ Altri Prodotti



Indice

▶ Aghi Atraloc	3
▶ Suture Antibatteriche	12
▶ Suture Chirurgiche	35
▶ Chirurgia Mininvasiva	160
▶ Stratafix	169
▶ Adesivi cutanei	184
▶ Altri Prodotti	188


AGHI ATRAUMATICI

Aghi rinforzati e super rinforzati

I tessuti che necessitano di riparazione nelle diverse procedure chirurgiche hanno caratteristiche diverse in relazione al loro spessore, istologia, ecc.

Per questo motivo, si è reso necessario realizzare nel tempo aghi chirurgici caratterizzati da geometrie equivalenti, in termini di forma, tipologia di punta, curvatura e lunghezza, ma diversi per spessore.

Nascono così gli aghi indicati convenzionalmente come RINFORZATI e SUPER RINFORZATI, che, avendo uno spessore maggiore dei corrispondenti standard, sono particolarmente adeguati a tessuti che offrono una resistenza più elevata all'attraversamento dell'ago.



Nelle immagini sono illustrati, a titolo esemplificativo, gli aghi cilindrici MH, CT-1 e MO-4.

Sono tutti caratterizzati da una curvatura di ½ cerchio, lunghezza di 36 mm, punta cilindrica, ma hanno evidentemente spessori differenti, rientrando convenzionalmente rispettivamente nelle categorie Standard, Rinforzato e Super-Rinforzato.

Aghi a punta smussa ed Ethiguard

Gli aghi a punta smussa ed Ethiguard, pur non riportando nelle rispettive sezioni la definizione "rinforzato", rientrano in questa categoria per spessore ed applicazione tissutale.




CURVATURA	
	SURF
3/8	BB Plus 17 mm VISI-BLACK ago nero
1/2	TF Plus 13 mm VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm VISI-BLACK ago nero RB-1 Plus 17 mm VISI-BLACK ago nero MH-1 Plus 31 mm VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm VISI-BLACK ago nero MH Plus 36 mm VISI-BLACK ago nero
SLITTA	SHT Plus 26 mm VISI-BLACK ago nero


AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	CILINDRICO	
		
3/8	BV130-3 3,7 mm 	BV-2 6,5 mm 
	BV75-3 3,8 mm 	BV-2 6,5 mm 
	BV130-4 5 mm 	VISI-BLACK ago nero
	BV100-4 5,1 mm 	BV175-6 8 mm 
	BV-4 5,1 mm 	BV175-6 8 mm 
	BV-6 5,1 mm 	VISI-BLACK ago nero
	BV75-4 5,1 mm 	BV175-7 8 mm 
	BV140-5 6,4 mm 	BV175-7 8 mm 
	BV130-5 6,5 mm 	VISI-BLACK ago nero
	BV130-5 6,5 mm 	BV-1 9,3 mm 
	VISI-BLACK ago nero	BV-1 9,3 mm 
		VISI-BLACK ago nero





CURVATURA	CILINDRICO	
		
3/8	BV175-8 9,3 mm 	C-1 13 mm 
	BV175-8 9,3 mm 	VISI-BLACK ago nero
	VISI-BLACK ago nero	C-1X 13 mm 
	BV-1X 9,3 mm 	VISI-BLACK ago nero
	VISI-BLACK ago nero	BB 17 mm 
	CN 9,3 mm 	BB 17 mm 
	VISI-BLACK ago nero	VISI-BLACK ago nero
	BV 11 mm 	B-14 22 mm 
	C-1 13 mm 	B-16 26 mm 
		TE 31 mm 
1/2	BVH100-3 4,7 mm 	TF-4 8 mm 
	TF-6 6,5 mm 	TF-1 10 mm 


AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA		CILINDRICO	
			
1/2		RB-3 11 mm 	SH-2 20 mm 
		RB-2 13 mm 	SH-2 20 mm 
		RB-2 13 mm 	VISI-BLACK ago nero 
		TF 13 mm 	SH-1 22 mm 
		TF 13 mm 	VISI-BLACK ago nero 
		UCL 13 mm 	CT-3 22 mm 
		UCLX 16 mm 	MO-7 23 mm 
		RB-1 17 mm 	SH 26 mm 
		RB-1 17 mm 	CT-2 26 mm 
		VISI-BLACK ago nero 	MO-6 27 mm 
		RS 20 mm 	SUPER RINFORZATO

CURVATURA		CILINDRICO	
			
1/2		MH-1 31 mm 	CT 40 mm 
		MO-5 31 mm 	RINFORZATO
		SUPER RINFORZATO	MO-2 40 mm 
		MH 36 mm 	SUPER RINFORZATO
		CT-1 36 mm 	MO-45 45 mm 
		RINFORZATO	SUPER RINFORZATO
		MO-4 36 mm 	CTX 48 mm 
		SUPER RINFORZATO	RINFORZATO
		TP-1 65 mm 	RINFORZATO
		XLH 70 mm 	RINFORZATO

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	CILINDRICO	
		
5/8	UR-6 27 mm  RINFORZATO UR-5 36 mm  RINFORZATO MF 31 mm  UR-4 40 mm  RINFORZATO MF-110 110 mm  RINFORZATO	
UNCINO	ASH-30 31 mm  RINFORZATO	
COMPOSITA	TN 26 mm  RINFORZATO	
SLITTA	SHT-1 22 mm  VISI-BLACK ago nero SKI-22 22 mm  VISI-BLACK ago nero SHT 26 mm  VISI-BLACK ago nero SHT 26 mm 	

CURVATURA	CILINDRICO	
		
RETTO	ST-4 19 mm ST-4 19 mm VISI-BLACK ago nero ST-3 22 mm ST 51 mm TS 51 mm STAW 65 mm ST-70 70 mm 	


AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	AGHI ETHIGUARD
1/2	MHD-1 / MHB-1 31 mm CTB-1 36 mm CTD / CTB 40 mm TD-3 45 mm CTXD / CTXB 48 mm

CURVATURA	AGHI A PUNTA SMUSSA
3/8	BPS-4 25 mm
1/2	BP-2 48 mm BP-1 65 mm
SLITTA	BP-6W 69 mm

CURVATURA	AGHI CC A PUNTA PIRAMIDALE
3/8	CC175-6 8 mm CC 9,3 mm CC175-6 8 mm CC 9,3 mm VISI-BLACK ago nero VISI-BLACK ago nero CC175-8 9,3 mm CC-1 13 mm
1/2	CC-5 11 mm CC-16 16 mm CC-4 13 mm CC-20 20 mm CC-4 13 mm CC-30 31 mm VISI-BLACK ago nero
COMPOSITA	ACC 9,3 mm ACC-1 13 mm VISI-BLACK ago nero VISI-BLACK ago nero

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA		AGHI TAPERCUT
1/4		RV-2 6,5 mm CIF-4 13 mm
3/8		V-18 13 mm VC 19 mm V-4 17 mm V-25 26 mm V-4 17 mm V-26 26 mm VISI-BLACK ago nero
1/2		V-5 17 mm V-37 40 mm V-5 17 mm RINFORZATO V-39 45 mm VISI-BLACK ago nero RINFORZATO V-6 22 mm V-40 48 mm V-7 26 mm RINFORZATO V-55 55 mm V-30 31 mm RINFORZATO V-34 36 mm V-56 60 mm RINFORZATO RINFORZATO RINFORZATO

CURVATURA		AGHI TAPERCUT
5/8		UV-17 17 mm
COMPOSITA		DA-1 13 mm EN-3 24 mm VISI-BLACK ago nero DA 26 mm DT-6 20 mm VISI-BLACK ago nero
UNCINO		V-38 31 mm
SLITTA ROV.		EN-4 24 mm
RETTO		V-47 38 mm

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	AGHI A PUNTA DI PRECISIONE	
3/8	P-6 8 mm	PS-2 19 mm
		VISI-BLACK ago nero
	P-1 11 mm	PS-2S 19 mm
		a spessore ridotto
	P-3 13 mm	PS-22 22 mm
	PC-1 13 mm	
	PC-3 16 mm	PS-1 24 mm
	precision cosmetic	PS 26 mm
	PS-3 16 mm	
	PC-5 19 mm	PC-25 26 mm
1/2		precision cosmetic
	PS-2 19 mm	PSL 30 mm
COMPOSITA		PSLX 36 mm
		PS-4 16 mm
		PS-4C 16 mm

CURVATURA	AGHI A DORSO TAGLIENTE	
1/4	M-2 13 mm	
3/8	C-2 13 mm	FS-2S 19 mm
		a spessore ridotto
	C-3 13 mm	FS-1 24 mm
	RINFORZATO	VISI-BLACK ago nero
	FS-3 16 mm	FS-1 24 mm
	VISI-BLACK ago nero	FS 26 mm
	FS-3 16 mm	PS 26 mm
	FS-2 19 mm	
	VISI-BLACK ago nero	FSL 30 mm
	FS-2 19 mm	FSLX 36 mm
	LR 75 mm	
	RINFORZATO	

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	AGHI A DORSO TAGLIENTE	
	▼	
1/2	J-1 17 mm	CP-2 26 mm
		RINFORZATO
	X-1 22 mm	CPA 30 mm
		RINFORZATO
	OS-4 22 mm	CP-1 36 mm
	SUPER RINFORZATO	RINFORZATO
	OS-6 36 mm	CPX 48 mm
	SUPER RINFORZATO	RINFORZATO
	CP 40 mm	CPXX 55 mm
	RINFORZATO	ROTANTE SUPER RINFORZATO
	OS-8 40 mm	
	SUPER RINFORZATO	
RETTO	TS 51 mm	
	KS 60 mm	

CURVATURA	AGHI A INTERNO TAGLIENTE	
	▲	
3/8	M-3 16 mm	KP-3 90 mm
	VISI-BLACK ago nero	RINFORZATO
1/2	CCS 48 mm	CCS-1 60 mm
	SUPER RINFORZATO	SUPER RINFORZATO
3/8	G-6 8 mm	G-3 13 mm
		G-1 11 mm
1/2	G-7 8 mm	

AGHI ATRAUMATICI

CURVATURA	AGHI SABRELOC SPATOLA
1/4	S-14 8 mm S-14 8 mm VISI-BLACK ago nero S-4 8 mm S-24 8 mm S-29 7,6 mm spatola inversa
1/2	S-2 8 mm S-22 8 mm

CURVATURA	AGHI SABRELOC CENTER POINT SPATOLA
1/4	RD-1 8 mm

CURVATURA	AGHI CS ULTIMA SPATOLA
1/4	CTC-6L 14 mm
3/8	CS-35C 6 mm CS140-6 6,5 mm
1/2	CS-44C 5,5 mm CS160-6 5,5 mm

CURVATURA	AGHI MICRO-POINT SPATOLA
1/4	TG100-8 6,5 mm
3/8	GS-12 5,5 mm TG140-8 6,5 mm UCS-35 6,5 mm TG140-4 6,2 mm TG140-6 6,5 mm GS-9 6,5 mm
1/2	GS-14 5,5 mm TG160-6 5,5 mm TG160-8 5,5 mm TG175-8 7 mm
RETTO	STC-6 16 mm

MONOCRYL *Plus*



MONOCRYL *Plus*

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE

Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile con antisettico ad attività antibatterica correlata al risultato clinico.

COLORE

Viola o non colorato.

MATERIALE

Poliglecaprone 25: copolimero realizzato mediante sintesi di glicolide (75%) ed epsilon caprolattone (25%). Nella sutura è presente IRGACARE* MP (forma più pura del TRICLOSAN), agente antibatterico ad ampio spettro, in quantità non superiore a 2360 µg/m. L' IRGACARE* MP è assorbito e fissato nel filo da sutura durante il processo di sterilizzazione.

TIPO DI RIVESTIMENTO

Nessuno.

CARATTERISTICHE

Sutura estremamente maneggevole, con un basso effetto memoria ed elevata resistenza tensile iniziale. L'elasticità della sutura ne migliora le proprietà di annodamento e la struttura monofilamento offre un'ottima scorrevolezza.

Inoltre, l'IRGACARE* MP genera attorno alla sutura impiantata una zona di inibizione contro Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, ceppi derivati resistenti alla meticillina (MRSA e MRSE), Escherichia Coli e Klebsiella Pneumoniae.

DESTINAZIONE D'USO

Suture e legature dei tessuti molli, nei casi in cui sia indicato l'uso di suture in materiale assorbibile. In particolare le suture di MONOCRYL *Plus* possono essere utilizzate per la sutura della cute, in chirurgia plastica, per suture ed anastomosi dell'apparato gastroenterico, per suture del tratto bilio-pancreatico e dell'apparato uro-genitale. La sicurezza e l'efficacia delle suture MONOCRYL *Plus* non sono ancora state valutate nelle seguenti applicazioni: chirurgia del tessuto nervoso e cardiovascolare, microchirurgia e chirurgia oftalmica.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA

Giorni impianto	Resistenza originale approssimativa residua Colore viola	Resistenza originale approssimativa residua Non colorato
7 Giorni	60%	50%
14 Giorni	30%	20%

CORRELAZIONE CLINICA

Molteplici metanalisi hanno dimostrato una riduzione d'incidenza del tasso di infezioni del sito chirurgico del 28%^{1,2,3}

LINEE GUIDA

Diverse organizzazioni internazionali e nazionali includono tra le raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico l'uso di suture trattate con Triclosan, tra cui:

- World Health Organization (WHO)
- Centers for Disease Control & Prevention (CDC)
- American College of Surgeons & Surgical Infection Society (ACS & SIS)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

ASSORBIMENTO

Completo approssimativamente entro 119 giorni.

METODO DI STERILIZZAZIONE

Ossido di Etilene.

CALIBRI


E. P. da 0,7 a 4; U. S. P. da 6-0 a 1.

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto per informazioni complete ed aggiornate. Per la bibliografia aggiornata a supporto fare riferimento al Servizio Clienti.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

RESISTENZA TENSILE



*Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.

1. Wang et al. Systematic review and meta-analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical-site infection. 2013, British Journal of Surgery 100, 465 - 2. Edmiston et al. Is there an evidence-based argument for embracing an antimicrobial (triclosan)-coated suture technology to reduce the risk for surgical-site infections? : A meta-analysis 2013, Surgery 154, 89a-analysis. 2013; 154: 89-100 - 3. De Jonge et al. Meta-Analysis and trial sequential analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical site infection. 2017; BJS 104 e118-e133

Perdita resistenza tensile appross.

21 giorni (non colorato)

28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

MONOCRYL *Plus*

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm  <i>ex ago JB-1</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	MCP3100H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	MCP3110H	
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm  <i>ex ago JB-1</i>	3-0	2	70	1	36	Viola	MCP3219H	
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm  <i>ex ago JB</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	MCP3150H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	MCP3160H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	MCP3170H	

MONOCRYL Plus

Perdita resistenza tensile appross.

21 giorni (non colorato)

28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2	 RB-1 17 mm	4-0	1,5	70	1	12	Viola	MCP3435G		
		3-0	2	70	1	36	Viola	MCP215H		
	 SH-1 22 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	MCP218H		
		3-0	2	70	1	12	Viola	MCP219G		
		2-0	3	70	1	36	Viola	MCP220H		
	 SH 26 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	MCP4150H		
		3-0	2	70	1	36	Viola	MCP4160H		
		3-0	2	90	1	36	Viola	MCP242H		
		2-0	3	70	1	36	Viola	MCP4170H		
		0	3,5	70	1	36	Viola	MCP418H		
	 SH 26 mm	3-0	2	70	1	12	Viola	MCP3627G		
		2-0	3	70	1	12	Viola	MCP3628G		
	 CT-2 26 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	MCP4269H		
		0	3,5	90	1	36	Viola	MCP4330H		
	 MH-1 31 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	MCP3200H		
		2-0	3	70	1	12	Viola	MCP3441G		
		0	3,5	70	1	36	Viola	MCP247H		
	 MH 36 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	MCP227H		
		0	3,5	70	1	36	Viola	MCP228H		
	 CT-1 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	MCP4258H		
		2-0	3	70	1	36	Viola	MCP4259H		
		2-0	3	90	1	36	Viola	MCP4945H		
0		3,5	70	1	36	Viola	MCP260H			
0		3,5	90	1	36	Non colorato	MCP946H			
0		3,5	90	1	36	Viola	MCP4946H			
1		4	70	1	36	Viola	MCP4261H			
1		4	90	1	36	Viola	MCP4947H			
 CT 40 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	MCP3758H			
	0	3,5	90	1	36	Viola	MCP4958H			
	1	4	70	1	12	Viola	MCP3759G			
	1	4	90	1	36	Viola	MCP4959H			
 UR-6 27 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	MCP3625H			
	2-0	3	70	1	36	Viola	MCP6050H			
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										
 UR-6 27 mm										

Perdita resistenza tensile appross.

21 giorni (non colorato)

28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

MONOCRYL *Plus*

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		V-34 36 mm	2-0	3	70	1	12	Viola	MCP3488G	
			0	3,5	90	1	36	Viola	MCP918H	
COMPOSITA		DA-1 13 mm	5-0	1	45	1	12	Non colorato	MCP4950G	

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-1 11 mm	6-0	0,7	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP489H	
			5-0	1	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP490H	
		P-3 13 mm	6-0	0,7	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP492H	
			5-0	1	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP493H	
			4-0	1,5	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP494H	
		PS-3 16 mm	5-0	1	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP500H	
			4-0	1,5	70	1	12	Non colorato • MultiPass	MCP3205G	
		PS-2 19 mm	5-0	1	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP495H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP496H	
			4-0	1,5	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP4260H	
			3-0	2	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP497H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP4271H	
		PS-1 24 mm	4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP6820H	
			4-0	1,5	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP9350H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP683H	
			2-0	3	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MCP684H	

MONOCRYL Plus


Perdita resistenza tensile appross.

21 giorni (non colorato)

28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		C-3 13 mm	5-0	1	70	1	36	Non colorato	MCP389H	
		RINFORZATO								
		FS-3 16 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	MCP4394H	
		RINFORZATO								
		FS-2 19 mm	5-0	1	70	1	12	Non colorato	MCP3209G	
			4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	MCP4422H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato	MCP4423H	
		FS-1 24 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	MCP291H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato	MCP442H	
			2-0	3	70	1	36	Non colorato	MCP4443H	
		FSL 30 mm	2-0	3	70	1	36	Non colorato	MCP589H	
1/2		X-1 22 mm	3-0	2	70	1	36	Non colorato	MCP458H	
		RINFORZATO								
RETTO		CP-1 36 mm	2-0	3	70	1	36	Non colorato	MCP2660H	
		KS 60 mm	3-0	2	70	1	12	Non colorato	MCP3650G	
			2-0	3	70	1	12	Non colorato	MCP3651G	

VICRYL *Plus*



VICRYL Plus

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE

Sutura sintetica assorbibile intrecciata a media perdita di resistenza tensile con antisettico ad attività antibatterica correlata al risultato clinico.

COLORE

Viola o non colorato (bianco).

MATERIALE

Polyglactin 910 (copolimero di acido glicolico e acido lattico). Nella sutura è presente IRGACARE* MP (forma più pura del TRICLOSAN), agente antibatterico ad ampio spettro, in quantità non superiore a 275 µg/m.

TIPO DI RIVESTIMENTO

Polyglactin 370 e Stearato di Calcio. Nel rivestimento è presente l'IRGACARE* MP, la forma più pura di Triclosan un agente antibatterico ad ampio spettro.

CARATTERISTICHE

La presenza dell'acido lattico nel processo di sintesi garantisce la massima resistenza tensile nei primi giorni d'impianto. Il particolare rivestimento conferisce alla sutura un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti ed una capacità di annodamento apprezzabile soprattutto in campi ristretti e profondi. La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.

DESTINAZIONE D'USO

VICRYL Plus è indicato per l'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli. La sicurezza e l'efficacia delle suture antibatteriche VICRYL Plus nei tessuti cardiovascolari, nervosi ed in chirurgia oftalmica non sono ancora state definite.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA

Giorni impianto	% approssimativa della resistenza residua
14 giorni	75%
21 giorni	50%
28 giorni	25%

CORRELAZIONE CLINICA

Molteplici metanalisi hanno dimostrato una riduzione d'incidenza del tasso di infezioni del sito chirurgico del 28%^{1,2,3}

LINEE GUIDA

Diverse organizzazioni internazionali e nazionali includono tra le raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico l'uso di suture trattate con Triclosan, tra cui:

- World Health Organization (WHO)
- Centers for Disease Control & Prevention (CDC)
- American College of Surgeons & Surgical Infection Society (ACS & SIS)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

ASSORBIMENTO

Per via idrolitica, completo approssimativamente entro il 70° giorno.

REAZIONE TISSUTALE

Blanda.

METODO DI STERILIZZAZIONE

Ossido di Etilene.


CALIBRI

E.P. da 1 a 3,5 U.S.P. da 5/0 a 2.

VALIDITÀ

3 anni

RESISTENZA TENSILE



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto per informazioni complete ed aggiornate. Per la bibliografia aggiornata a supporto fare riferimento al Servizio Clienti.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

*Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.

1. Wang et al. Systematic review and meta-analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical-site infection. 2013, British Journal of Surgery 100, 465 - 2. Edmiston et al. Is there an evidence-based argument for embracing an antimicrobial (triclosan)-coated suture technology to reduce the risk for surgical-site infections? : A meta-analysis 2013, Surgery 154, 89a-analysis. 2013; 154: 89-100 - 3. De Jonge et al. Meta-Analysis and trial sequential analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical site infection. 2017; BJS 104 e118-e133

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL Plus

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		VISI-BLACK ago nero TF Plus 13 mm 	4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP924H	
		VISI-BLACK ago nero RB-1 Plus 17 mm <i>ex ago JRB-1</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP3040H	
			4-0	1,5	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP7340D	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP3050H	
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm <i>ex ago JB-1</i>	4-0	1,5	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP7980D	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP3100H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP3110H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP3120H	
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm <i>ex ago JB</i>	4-0	1,5	75	1	36	Viola	VCPJV3150H	
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP7740E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP3160H	
			2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP7750E	
		VISI-BLACK ago nero MH-1 Plus 31 mm <i>ex ago JMH-1</i>	3-0	2	70	1	36	Viola	VCP245H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP3016H	
		VISI-BLACK ago nero MH Plus 36 mm <i>ex ago JMH</i>	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP3230H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		TF-1 10 mm 	5-0	1	70	1	36	Viola	VCP133H	
		RB-2 13 mm 	5-0	1	70	1	36	Bianco	VCP433H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco	VCP434H	
		TF 13 mm 	4-0	1,5	45	8	24	Viola	VCP2543D	
		UCL 13 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	VCPV113H	
		UCLX 16 mm 	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP14H	
		RB-1 17 mm 	5-0	1	70	1	36	Viola	VCP303H	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP304H	
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP733E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP305H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP306H	



VICRYL Plus

Perdita resistenza tensile appross.

 35 giorni

 entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		SH-1 22 mm	4-0	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP794D	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP310H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP311H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP312H	
		CT-3 22 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP328H	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP321H	
		MO-7 23 mm	1	4	70	1	36	Viola	VCP250H	
		SH 26 mm	4-0	1,5	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP773D	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP315H	
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP774E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP316H	
			2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP775E	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP317H	
			2-0	3	70	4	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP2574E	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP318H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCPV332H	
			2-0	3	70	1	36	Bianco	VCPV269H	
		CT-2 26 mm	2-0	3	90	1	36	Viola	VCP326H	
			0	3,5	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP744E	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP334H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCP330H	
			1	4	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP745E	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP335H	
			1	4	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP748G	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP331H	
			2	5	70	1	36	Viola	VCP336H	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP2597H	
		MH-1 31 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	VCP319H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP320H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP247H	
		MO-5 31 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	VCP9215H	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP253H	
		CT-1 36 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP339H	
			0	3,5	45	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP836G	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCP346H	
			0	3,5	90	1	36	Bianco	VCP946H	
			1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP741G	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP347H	
			2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP742G	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP348H	

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL Plus

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		MH 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	VCP322H	
			3-0	2	90	1	36	Viola	VCP100H	
			2-0	3	45	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP786G	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP323H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP324H	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP325H	
		MO-4 36 mm	1	4	90	1	36	Viola	VCP437H	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP438H	
		CT 40 mm								
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP351H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCP358H	
			1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP753G	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP353H	
			1	4	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP766G	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP359H	
			2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP754G	
			2	5	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP767G	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP360H	
		MO-45 45 mm	1	4	70	1	36	Viola	VCP9245H	
			2	5	70	1	36	Viola	VCP9246H	
		CTX 48 mm								
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP363H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP364H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCP370H	
			1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP765G	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP371H	
			2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP755G	
			2	5	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	VCP2577G	
		TP-1 65 mm	2	5	90	1	36	Viola	VCP372H	
			2	5	70	4	12	Viola	VCP649	
		XLH 70 mm								
			1	4	90	1	12	Viola	VCP5891G	
			1	4	120	1	12	Viola	VCP584G	

VICRYL Plus

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
5/8		UR-6 27 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP602H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP603H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCP2594H	
		UR-6 27 mm	2-0	3	90	1	36	Viola	VCP2593H	
COMPOSITA		UR-5 36 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP375H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP376H	
		TN 26 mm	2-0	3	110	1	24	Viola • Chir. Laproscopica	MIC507E	
			0	3,5	110	1	24	Viola • Chir. Laproscopica	MIC509E	

CURVATURA		ETHIGUARD	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CTB 40 mm	0	3,5	90	1	24	Viola	VCP9996E	
			1	4	90	1	24	Viola	VCP9997E	
1/2		CTXB 48 mm	1	4	90	1	24	Viola	VCP9991E	

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL Plus

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		V-5 17 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP994H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP276H	
		V-6 22 mm	3-0	2	70	1	36	Bianco	VCP2674H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP278H	
		V-7 26 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	VCP998H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP999H	
		V-30 31 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP9360H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP9361H	
		V-34 36 mm	3-0	2	90	1	36	Viola	VCP516H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	VCP517H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCP518H	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP519H	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP520H	
		V-37 40 mm	2-0	3	70	1	36	Bianco	VCP9900H	
			0	3,5	70	1	36	Bianco	VCP9901H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCPW9467H	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP9468H	
		V-39 45 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP9375H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP9376H	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP9377H	
			2	5	70	1	36	Viola	VCP9378H	
		V-40 48 mm	2-0	3	90	1	36	Viola	VCP5020H	
		V-40 48 mm								


VICRYL *Plus*


Perdita resistenza tensile appross.

 **35 giorni**

 **entro 70 giorni**

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-3 13 mm	5-0	1	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPVCP493H	
			5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	VCP493H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPVCP494H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	VCP494H	
		PS-3 16 mm	5-0	1	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPVCP500H	
			5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	VCP500H	
		PS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPVCP496H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPVCP497H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	VCP497H	
		PS-2S 19 mm a spessore ridotto	4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	VCP496H	
		PS-1 24 mm	3-0	2	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPVCP683H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	VCP683H	

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FS-3 16 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP394H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP395H	
		FS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Viola	VCP391H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco	VCP292ZH	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco	VCP392ZH	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco	VCP292H	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP397H	
			3-0	2	45	1	36	Viola	VCP393H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP398H	
			3-0	2	70	1	36	Bianco	VCP423H	
		FS-1 24 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	VCP451H	
			3-0	2	70	1	36	Bianco	VCP442H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	VCP452H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP453H	
		FSL 30 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	VCP585H	
			2-0	3	70	1	36	Bianco	VCP589H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP587H	
			0	3,5	70	1	36	Bianco	VCP5200H	
1/2		OS-4 22 mm SUPER RINFORZATO	1	4	70	1	36	Bianco	VCP695H	
		X-1 22 mm	3-0	2	45	1	36	Viola	VCP460H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	VCP461H	

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL Plus

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CP-2 26 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	VCP974H	
		CPA 30 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP1086H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP1087H	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP1088H	
		CP-1 36 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCP466H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	VCP467H	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP468H	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP482H	
		CP 40 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	VCP479H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	VCP485H	
			1	4	70	1	36	Viola	VCP480H	
			2	5	70	1	36	Viola	VCP471H	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP481H	
		OS-8 40 mm	1	4	70	1	36	Bianco	VCP699H	
		CPX 48 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	VCP9295H	
			1	4	90	1	36	Viola	VCP1058H	
			2	5	90	1	36	Viola	VCP1059H	
RETTO		KS 60 mm	3-0	2	70	1	36	Bianco	VCP663H	
			2-0	3	70	1	36	Bianco	VCP664H	

	SUTUPAK	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	Suture pretagliate sterili	3-0	2	45	6	36	Viola	VCP1225H	
		3-0	2	70	5	24	Viola	VCP1215E	
		2-0	3	45	6	36	Viola	VCP1226H	
		2-0	3	70	5	24	Viola	VCP1216E	
		0	3,5	45	6	24	Viola	VCP1227E	
		0	3,5	70	5	24	Viola	VCP1217E	
		1	4	45	6	24	Viola	VCP1228E	
		1	4	70	5	36	Viola	VCP1218H	
		2	5	45	6	36	Viola	VCP1229H	
		2	5	70	5	36	Viola	VCP1219H	

PDS *Plus*



PDS Plus

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE

Sutura assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile con antisettico ad attività antibatterica correlata al risultato clinico.

COLORE

Viola o non colorato (trasparente).

MATERIALE

Polidiossanone. All'interno della sutura è presente IRGACARE* MP (la forma più pura del TRICLOSAN), agente antibatterico ad ampio spettro, in quantità non superiore a 2360 µg/m. L'IRGACARE* MP è assorbito e fissato nel filo da sutura durante il processo di sterilizzazione.

TIPO DI RIVESTIMENTO

Nessuno.

CARATTERISTICHE

Sutura maneggevole e con un basso effetto memoria. L'elasticità della sutura ne migliora le proprietà di annodamento e la struttura monofilamento offre un'ottima scorrevolezza. Inoltre L'IRGACARE* MP genera attorno alla sutura impiantata una zona di inibizione batterica nei confronti di Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, ceppi derivati resistenti alla meticillina (MRSA e MRSE), Escherichia Coli e Klebsiella Pneumoniae.

DESTINAZIONE D'USO

Suture e legature dei tessuti molli, nei casi in cui sia indicato l'uso di suture in materiale assorbibile. In particolare le suture di PDS Plus sono particolarmente utili nei casi in cui sia necessario un prolungato supporto alla ferita (oltre a sei settimane) nella fase di cicatrizzazione: fascia, tendini, legamenti. Inoltre, le suture in PDS Plus possono essere utilizzate in chirurgia cardiovascolare pediatrica e chirurgia oftalmica (salvo a contatto con la cornea e la sclera). La sicurezza e l'efficacia delle suture PDS Plus non sono ancora state valutate nelle seguenti applicazioni: a contatto con il sistema nervoso centrale, nel tessuto cardiaco adulto, in vasi di grandi dimensioni o a contatto con la cornea e la sclera.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA

Giorni impianto	Resistenza originale approssimativa residua EP 2 (USP 3-0) o superiore	Resistenza originale approssimativa residua EP 1,5 (USP 4-0) o inferiore
14 Giorni	80%	60%
28 Giorni	70%	40%
42 Giorni	60%	35%

CORRELAZIONE CLINICA

Molteplici metanalisi hanno dimostrato una riduzione d'incidenza del tasso di infezioni del sito chirurgico del 28%^{1,2,3}

LINEE GUIDA

Diverse organizzazioni internazionali e nazionali includono tra le raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico l'uso di suture trattate con Triclosan, tra cui:

- World Health Organization (WHO)
- Centers for Disease Control & Prevention (CDC)
- American College of Surgeons & Surgical Infection Society (ACS & SIS)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

ASSORBIMENTO

Completo approssimativamente entro il 238° giorno.


METODO DI STERILIZZAZIONE

Ossido di Etilene.

CALIBRI

E. P. da 0,7 a 4; U. S. P. da 6-0 a 1.

RESISTENZA TENSILE



*Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.

1. Wang et al. Systematic review and meta-analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical-site infection. 2013, British Journal of Surgery 100, 465 - 2. Edmiston et al. Is there an evidence-based argument for embracing an antimicrobial (triclosan)-coated suture technology to reduce the risk for surgical-site infections? : A meta-analysis 2013, Surgery 154, 89a-analysis. 2013; 154: 89-100 3. De Jonge et al. Meta-Analysis and trial sequential analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical site infection. 2017; BJS 104 e118-e133

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto per informazioni complete ed aggiornate. Per la bibliografia aggiornata a supporto fare riferimento al Servizio Clienti.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Perdita resistenza tensile appross.



98 giorni



entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS Plus

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		SH-1 Plus 22 mm <i>ex ago JB-1</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	PDP3100H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	PDP3110H	
		SH Plus 26 mm <i>ex ago JB</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	PDP3150H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	PDP3160H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	PDP3170H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		BV-1 9,3 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola	PDP1702H	
		BV 11 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola	PDP1002H	
		C-1 13 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola	PDP1012H	
			5-0	1	70	1	36	Viola	PDP1013H	
		C-1 13 mm <i>ago nero</i>	6-0	0,7	70	1	36	Viola	PDP165H	
			5-0	1	70	1	36	Viola	PDP166H	
		C-1 13 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola	PDP1721H	
			5-0	1	70	1	36	Viola	PDP1722H	

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		lung. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		TF 13 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola	PDP926H	
			5-0	1	70	1	36	Viola	PDP925H	
		RB-1 17 mm	5-0	1	70	1	36	Viola	PDP303H	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	PDP304H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	PDP305H	
		RB-1 17 mm	4-0	1,5	90	1	36	Viola	PDP9109H	
		SH-1 22 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	PDP310H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	PDP311H	
		SH-1 22 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	PDP1311H	
		SH 26 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	PDP315H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	PDP316H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	PDP317H	
		SH 26 mm	3-0	2	90	1	36	Viola	PDP527H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	PDP1317H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	PDP528H	
		CT-2 26 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	PDP333H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	PDP334H	
			0	3,5	150	1	24	Viola	D10180	
			1	4	70	1	36	Viola	PDP335H	
		MH 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	PDP322H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	PDP323H	
		CT-1 36 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	PDP339H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	PDP340H	
			0	3,5	150	1	24	Viola	D10179	
			1	4	70	1	36	Viola	PDP341H	



Perdita resistenza tensile appross.

98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS Plus

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CT 40 mm	0	3,5	90	1	36	Viola	PDP358H	
			1	4	90	1	36	Viola	PDP9234H	
		CT 40 mm	0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	PDP9236T	
		MO-2 40 mm	1	4	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	PDP9237T	
		CTX 48 mm	1	4	90	1	36	Viola	PDP371H	
		CTX 48 mm	0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	PDP9261T	
			1	4	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	PDP9262T	
			1	4	244*	1	12	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	D10178	
1/2		ETHIGUARD 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CTXD 48 mm	1	4	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	PDP9967T	


PDS Plus

Perdita resistenza tensile appross.

 **98 giorni**

 **entro 238 giorni**

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-1 11 mm	6-0	0,7	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP489H	
		P-3 13 mm	5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP493H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP494H	
		PS-3 16 mm	5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP500H	
		PS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP496H	
			3-0	2	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP497H	
1/2		PS-1 24 mm	3-0	2	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP683H	
		PS-4 16 mm	4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	PDP507H	


Perdita resistenza tensile appross.


98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS Plus

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FS-2 19 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	PDP422H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato	PDP423H	
		FS-1 24 mm	3-0	2	70	1	36	Non colorato	PDP442H	
			2-0	3	70	1	36	Non colorato	PDP443H	
1/2		OS-4 22 mm	1	4	70	1	36	Viola	PDP9286H	
		CP-2 26 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	PDP969H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	PDP983H	
		CP-1 36 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	PDP467H	
			1	4	70	1	36	Viola	PDP468H	
		CP 40 mm	0	3,5	90	1	36	Viola	PDP485H	
			1	4	90	1	36	Viola	PDP9324H	
		CPX 48 mm	0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	PDP1934T	
		CPX 48 mm	1	4	90	1	36	Viola	PDP9299H	

CURVATURA		TAPERCUT ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
UNCINO		V-38 31 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	PDP9333H	

VICRYL *Rapide*



ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

VICRYL Rapide

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE Sutura sintetica assorbibile intrecciata a rapida perdita di resistenza tensile.

COLORE Non colorato (bianco) o viola.

MATERIALE Copolimero di acido glicolico ed acido lattico (Polyglactin 910) trattato con radiazioni ionizzanti.

TIPO DI RIVESTIMENTO Polyglactin 370 e stearato di calcio, epsilon-caprolattone e acido glicolico.

CARATTERISTICHE Il trattamento con radiazioni ionizzanti conferisce alla sutura una perdita di resistenza tensile più rapida ed un processo di assorbimento più veloce. Il nuovo rivestimento conferisce alla sutura un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti ed un'ideale capacità di annodamento; determina, inoltre, un notevole aumento di resistenza alla trazione sul nodo in percentuale variabile a seconda dei calibri ed un migliore scivolamento-affossamento del nodo.

DESTINAZIONE D'USO VICRYL Rapide è indicato per l'approssimazione dei tessuti molli dove sia richiesto solo un breve supporto alla ferita e sia preferibile un assorbimento rapido della sutura. Per il loro profilo di assorbimento le suture di VICRYL Rapide sono utili per rimarginare ferite cutanee specialmente in chirurgia pediatrica, nelle episiotomie, circoncisioni e ferite della mucosa orale. Inoltre, le suture di VICRYL Rapide sono usate con successo in chirurgia oftalmica per suture della congiuntiva.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA Dopo 5 giorni rimane il 50% della resistenza originale; dopo 10-14 giorni la resistenza è completamente perduta.

ASSORBIMENTO Per via idrolitica, completo approssimativamente entro 42 giorni.

METODO DI STERILIZZAZIONE Cobalto (raggi gamma). Ossido di Etilene solo calibri 7-0 e 8-0


CALIBRI E. P. da 0,4 a 4; U. S. P. da 8-0 a 1.

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto per informazioni complete ed aggiornate.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

RESISTENZA TENSILE



**Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.*

Perdita resistenza tensile appross.



14 giorni



entro 42 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL Rapide

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VR3100	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VR3110	
		ex ago JB-1								

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		RB-1 17 mm 	5-0	1	70	1	36	Bianco	V2130H	
			5-0	1	75	1	36	Bianco	VRI213H	
			4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VRI214H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco	V2140G	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VRI215H	
			3-0	2	70	1	12	Bianco	V2150G	
			3-0	2	70	1	12	Bianco	V2150	
		SH-1 22 mm 	4-0	1,5	75	1	12	Bianco	W9971	ex VRI218H
			4-0	1,5	70	1	12	Bianco	V2180G	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VRI311H	
			3-0	2	70	1	12	Bianco	V2190G	
			3-0	2	70	1	12	Bianco	V2190H	
			2-0	3	75	1	36	Bianco	VRI312H	
			2-0	3	70	1	36	Bianco	V62H	
		SH 26 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VRI415H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco	V4150H	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VRI416H	
			2-0	3	75	1	36	Bianco	VRI417H	
			0	3,5	75	1	36	Bianco	VRI66H	
		CT-2 26 mm 	2-0	3	70	1	36	Bianco	V55H	
			0	3,5	70	1	36	Bianco	V56H	
			1	4	70	1	36	Bianco	V57H	ex V57G
		MH-1 31 mm 	2-0	3	75	1	12	Bianco	W9975	
		MO-5 31 mm 	1	4	90	1	36	Bianco	TC1696H	
		MH 36 mm 	3-0	2	75	1	36	Bianco	VRI322H	
			2-0	3	75	1	36	Bianco	VRI323H	
			0	3,5	75	1	36	Bianco	VRI324H	ex VR3240

VICRYL Rapide

Perdita resistenza tensile appross.



14 giorni



entro 42 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2	RINFORZATO	CT-1 36 mm 	2-0	3	90	1	36	Bianco	V9450H	
			0	3,5	90	1	36	Bianco	V9460H	
			1	4	90	1	36	Bianco	V70H	
	RINFORZATO	CT 40 mm 	0	3,5	90	1	36	Bianco	V9580H	ex VRI958H
			1	4	90	1	36	Bianco	V9590H	
	RINFORZATO	CTX 48 mm 	2-0	3	90	1	12	Bianco	W9978	
5/8	RINFORZATO	UR-5 36 mm 	0	3,5	90	1	36	Bianco	PN1695H	
			1	4	90	1	36	Bianco	X605H	
	RINFORZATO	UR-4 40 mm 	2-0	3	70	1	36	Bianco	VA1673H	
			1	4	90	1	36	Bianco	V401H	
	RINFORZATO	UR-4 40 mm 	0	3,5	70	1	36	Bianco	VRI381H	
			1	4	75	1	36	Bianco	VRI382H	

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8	RINFORZATO	V-4 17 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VR2279	ex VRI279H
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VR2280	ex VRI280H
1/2	RINFORZATO	V-5 17 mm 	3-0	2	70	1	12	Bianco	OA1674G	ex OA1674H
	RINFORZATO	V-34 36 mm 	2-0	3	90	1	12	Bianco	W9962	ex OA1674H
			0	3,5	90	1	36	Bianco	V5180H	
			1	4	90	1	36	Bianco	V5190H	
	RINFORZATO	V-37 40 mm 	2-0	3	90	1	12	Bianco	W9946	
			1	4	90	1	36	Bianco	VR2216	
	RINFORZATO	V-39 45 mm 	2-0	3	90	1	12	Bianco	W9945	
			0	3,5	90	1	12	Bianco	W9947	
			1	4	90	1	36	Bianco	V7190H	

Perdita resistenza tensile appross.



14 giorni



entro 42 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL Rapide

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-1 11 mm	6-0	0,7	45	1	36	Viola • Ago MultiPass	MPVR32H	1
			6-0	0,7	45	1	36	Bianco • Ago MultiPass	MPVR9913H	
			6-0	0,7	45	1	36	Viola • Serie Prime	V32H	
			6-0	0,7	45	1	12	Bianco	W9913	
			5-0	1	45	1	36	Bianco • Ago MultiPass	MPVR9915H	
		P-3 13 mm	5-0	1	45	1	36	Bianco • Ago MultiPass	MPVR4930H	
			5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V4930H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V4940H	
		PC-3 16 mm precision cosmetic	4-0	1,5	75	1	12	Bianco • Serie Prime	W9918	
			3-0	2	75	1	12	Bianco • Serie Prime	W9919	
		PS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Ago MultiPass	MPVR4960H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime • Ago PS-2S	V4960H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco • Serie Prime	V4260H	
			3-0	2	75	1	36	Bianco • Ago MultiPass	MPVR4270H	
			3-0	2	70	1	36	Bianco	V4270H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V4970H	
		VISI-BLACK ago nero PS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Bianco	V4961H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco	V4971H	
		PS-22 22 mm	4-0	1,5	45	1	12	Bianco	W9926	
			3-0	2	45	1	12	Bianco	W9927	
		PS-1 24 mm	3-0	2	45	1	36	Bianco • Ago MultiPass	MPVR6830H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V6830H	
			2-0	3	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V6840H	
		PS 26 mm	3-0	2	75	1	12	Bianco • Serie Prime	W9932	
			2-0	3	75	1	12	Bianco • Serie Prime	W9933	

VICRYL Rapide

Perdita resistenza tensile appross.



14 giorni



entro 42 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8	RINFORZATO	C-3 13 mm 	5-0	1	75	1	36	Bianco	VR2289	
			4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VR2290	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco	VRI290H	
		FS-3 16 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VR2294	ex VRI294H
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VR2295	ex VRI295H
		FS-2 19 mm 	5-0	1	45	1	36	Bianco	V2910H	
			4-0	1,5	75	1	12	Bianco	W9930	ex VRI297H
			4-0	1,5	45	1	12	Bianco	V2920G	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco	V2920H	
			3-0	2	45	1	12	Bianco	V2930G	
			3-0	2	45	1	36	Bianco	V2930H	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VR2298	ex VRI298H
			2-0	3	75	1	36	Bianco	VR2299	
		FS-1 24 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VR2251	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VRI252H	
			2-0	3	45	1	36	Bianco	V4431H	
			2-0	3	75	1	36	Bianco	VRI253H	
		FSL 30 mm 	3-0	2	90	1	36	Bianco	VR2285	
			2-0	3	90	1	36	Bianco	VR2286	
			0	3,5	90	1	36	Bianco	VR2287	
		FSLX 36 mm 	2-0	3	75	1	12	Bianco	W9961	
1/2		J-1 17 mm 	4-0	1,5	45	1	12	Bianco	18510G	
			3-0	2	45	1	36	Bianco	V76H	
		X-1 22 mm 	3-0	2	45	1	36	Bianco	V7902H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco	VF2260	
			2-0	3	45	1	36	Bianco	V81H	
	RINFORZATO	CP-1 36 mm 	2-0	3	90	1	36	Bianco	V4721H	
			0	3,5	90	1	36	Bianco	V4731H	
	RINFORZATO	CP 40 mm 	0	3,5	90	1	36	Bianco	V4851H	
			1	4	90	1	36	Bianco	V4861H	ex VR486

Perdita resistenza tensile appross.



14 giorni



entro 42 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL Rapide

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
RETTO		TS 51 mm	4-0	1,5	75	1	36	Bianco	VR2238	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	VR2239	ex VR2239H
			2-0	3	75	1	36	Bianco	VR2240	ex VR2240
		KS 60 mm	3-0	2	70	1	36	Bianco	AA1673H	

SUTUPAK			CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
		Suture pretagliate sterili	4-0	1,5	45	3	24	Bianco	V8643E	
			3-0	2	45	3	24	Bianco	V8644E	ex V8644H
			3-0	2	150	1	12	Bianco	W9006	
			2-0	3	45	3	24	Bianco	V8645E	ex V8645H
			2-0	3	70	2	24	Bianco	V8653E	
			2-0	3	150	1	12	Bianco	W9007	
			0	3,5	45	6	24	Bianco	V8980E	
			1	4	70	2	36	Bianco	V8655H	

CURVATURA		MICRO-POINT SPATOLA ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		GS-12 5,5 mm Curvatura 160° Diametro 0.150 mm	8-0	0,4	30	1	12	Viola	V1220G	
		GS-9 6,5 mm Curvatura 137° Diametro 0.200 mm	8-0	0,4	30	1	12	Viola	V1210G	
			7-0	0,5	30	1	12	Viola	V1211G	
		GS-9 6,5 mm Curvatura 137° Diametro 0.200 mm	8-0	0,4	30	1	12	Viola	V39G	
			7-0	0,5	45	1	12	Viola	V38G	

MONOCRYL



MONOCRYL

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile.

COLORE Non colorato o viola.

MATERIALE Poliglecaprone 25: copolimero realizzato mediante sintesi di glicolide (75%) ed epsilon caprolattone (25%).

TIPO DI RIVESTIMENTO Nessuno.

CARATTERISTICHE Sutura estremamente maneggevole, con un basso effetto memoria ed elevata resistenza tensile iniziale. L'elasticità della sutura ne migliora le proprietà di annodamento e la struttura monofilamento offre un'ottima scorrevolezza.

DESTINAZIONE D'USO Suture e legature dei tessuti molli, nei casi in cui sia indicato l'uso di suture in materiale assorbibile.
In particolare le suture di MONOCRYL possono essere utilizzate per la sutura della cute, in chirurgia plastica, per suture ed anastomosi dell'apparato gastroenterico, per suture del tratto bilio-pancreatico e dell'apparato urogenitale.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA	<i>Giorni impianto</i>	<i>Resistenza originale approssimativa residua Colore viola</i>	<i>Resistenza originale approssimativa residua Non colorato</i>
	7 Giorni	60-70%	50-60%
	14 Giorni	30-40%	20-30%

ASSORBIMENTO Completo approssimativamente entro 119 giorni.

METODO DI STERILIZZAZIONE Ossido di Etilene.


CALIBRI E. P. da 0,7 a 4; U. S. P. da 6-0 a 1.

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

RESISTENZA TENSILE



**Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.*

Perdita resistenza tensile appross.



 **21 giorni** (non colorato)


 **28 giorni** (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

MONOCRYL

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		VISI-BLACK ago nero TF Plus 13 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola	C9260	
		VISI-BLACK ago nero RB-1 Plus 17 mm <i>ex ago JRB-1</i>	5-0	1	70	1	36	Non colorato	T42130H	
		VISI-BLACK ago nero RB-1 Plus 17 mm <i>ex ago JRB-1</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Y3214H	
			4-0	1,5	90	1	36	Viola	C3070	
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm <i>ex ago JB-1</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Y3100H	ex T43100H
			3-0	2	70	1	36	Viola	Y3110H	ex T43110H
			2-0	3	70	1	36	Viola	Y3120H	ex T43120H
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm <i>ex ago JB-1</i>	3-0	2	70	1	36	Viola	Y3219H	
			3-0	2	90	1	36	Non colorato	T42330H	
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm <i>ex ago JB</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Y3150H	ex T43150H
			3-0	2	70	1	36	Viola	Y3160H	ex T43160H
			2-0	3	70	1	36	Viola	Y3170H	ex T43170H
			2-0	3	70	1	36	Viola	Y3417H	
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm <i>ex ago JB</i>	4-0	1,5	90	1	36	Viola	C5260	
			3-0	2	90	1	36	Viola	C5270	
			3-0	2	90	1	36	Non colorato	T45270H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	C5280	
			2-0	3	90	1	36	Non colorato	T45280H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		BB 17 mm	5-0	1	70	1	36	Viola	T41023H	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	T41024H	
1/2		RB-2 13 mm	6-0	0,7	45	1	12	Viola	W3224	
		TF 13 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola	Y432H	
			5-0	1	70	1	36	Viola	Y925H	
		RB-1 17 mm	5-0	1	70	1	36	Non colorato	T4213AH	
			5-0	1	70	1	36	Viola	T4213H	
			4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	T4214AH	
			4-0	1,5	70	1	12	Viola	W3435	ex T4214H
			3-0	2	70	1	36	Non colorato	T4215AH	
			3-0	2	70	1	12	Viola	W3437	ex T4215H
		RB-1 17 mm VISI-BLACK ago nero	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Y3040H	
		SH-1 22 mm	4-0	1,5	70	1	12	Viola	W3660	ex T4218H
			3-0	2	70	1	12	Viola	W3661	ex T4219H
			2-0	3	70	1	12	Viola	W3662	ex T4220H
			2-0	3	70	1	36	Viola	Y220H	
		SH 26 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	T4415AH	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	T4415H	
			3-0	2	70	1	12	Non colorato	NP0001	
			3-0	2	70	1	12	Viola	W3447	ex T4416H
			3-0	2	70	1	36	Viola	Y416H	
			3-0	2	90	1	36	Viola	T4242H	
			2-0	3	70	1	12	Viola	W3448	ex T4417H
			2-0	3	90	1	36	Viola	T4243H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	Y417H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	T4418H	
		SH 26 mm	3-0	2	70	1	12	Viola	W3627	
			2-0	3	70	1	12	Viola	W3628	
		CT-2 26 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	T4232H	
			2-0	3	70	1	36	Non colorato	T4269AH	
			2-0	3	70	1	36	Viola	T4269H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	Y326H	
			0	3,5	70	1	36	Non colorato	T4270AH	
			0	3,5	70	1	36	Viola	T4270H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	Y330H	ex T4330H
			1	4	90	1	36	Viola	Y331H	ex T4331H

Perdita resistenza tensile appross.

21 giorni (non colorato)


28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

MONOCRYL

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		MH-1 31 mm	3-0	2	70	1	12	Viola	W3200	ex T4245H
			2-0	3	70	1	12	Viola	W3441	ex T4246H
			0	3,5	70	1	36	Viola	T4247H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	C247	
			1	4	70	1	12	Viola	W3755	ex T4248H
		MH 36 mm	3-0	2	70	1	36	Non colorato	Y322H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	T4227H	
			0	3,5	70	1	12	Viola	W3443	ex T4228H
			1	4	70	1	12	Viola	W3457	ex T4229H
		CT-1 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	T4258H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	T4259H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	T4945H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	T4260H	
			0	3,5	90	1	36	Non colorato	T4946AH	
			0	3,5	90	1	36	Viola	T4946H	
			1	4	70	1	36	Non colorato	T4261AH	
			1	4	70	1	36	Viola	T4261H	
			1	4	90	1	36	Viola	T4947H	
		MO-4 36 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	T4236H	
		CT 40 mm	2-0	3	90	1	36	Viola	T4957H	
			0	3,5	70	1	12	Viola	W3758	ex T4280H
			0	3,5	90	1	36	Viola	T4958H	
			1	4	70	1	12	Viola	W3759	ex T4281H
			1	4	90	1	36	Viola	T4959H	
			1	4	135	1	36	Viola	T4920H	
		MO-45 45 mm	1	4	90	1	12	Viola	W3727	ex T4249H
		CTX 48 mm	2-0	3	90	1	12	Viola	Y979G	
			0	3,5	90	1	12	Viola	T4978G	
			1	4	70	1	12	Viola	T4369G	
			1	4	90	1	12	Viola	T4977G	
			1	4	135	1	36	Viola	T4921H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
5/8		UR-6 27 mm	3-0	2	70	1	36	Non colorato	T4290AH	
			3-0	2	70	1	12	Viola	W3625	ex T4290H
			2-0	3	70	1	36	Viola	Y605H	ex T4291H
		UR-6 27 mm	3-0	2	70	1	12	Viola	W3637	
			2-0	3	70	1	36	Viola	A1H	
		UR-5 36 mm	2-0	3	70	1	36	Non colorato	T4292AH	
			2-0	3	70	1	36	Viola	Y375H	ex T4292H
			0	3,5	70	1	36	Viola	T4293H	
		UR-5 mm 36 UR-6 mm 27	2-0	3	90	1	24	Viola	Y610E	
		UR-5 36 mm	2-0	3	70	1	12	Viola	W3604	
			2-0	3	135	1	36	Viola	C380	
		UR-4 40 mm	0	3,5	90	1	36	Viola	T4295H	

Perdita resistenza tensile appross.

 **21 giorni** (non colorato)


 **28 giorni** (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

MONOCRYL

CURVATURA		ETHIGUARD 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		MHB-1 31 mm	2-0	3	70	1	12	Viola	W3284	ex T42468H
		CTB 40 mm	1	4	90	1	36	Non colorato	T49598AH	

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		V-7 26 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	Y999H	ex T4999H
		V-34 36 mm	2-0	3	90	1	36	Viola	C917	ex T4917H
			0	3,5	90	1	36	Viola	C918	ex T4918H
			1	4	90	1	36	Viola	Y919H	ex T4919H
	RINFORZATO									

MONOCRYL

Perdita resistenza tensile appross.

21 giorni (non colorato)

28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-1 11 mm	6-0	0,7	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y489H	ex T4302H
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	C490	ex T4490H
		P-3 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY492H	ex T4304H
			6-0	0,7	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y492H	
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY493H	
			5-0	1	45	1	36	Viola • Serie Prime	Y491H	
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y493H	ex T4494H
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY494H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y494H	
			4-0	1,5	45	1	36	Viola • Serie Prime	Y470H	
		VISI-BLACK ago nero P-3 13 mm	5-0	1	45	1	36	Non colorato	Y4930H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato	Y4940H	
		PS-3 16 mm	5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY500H	
			5-0	1	45	1	12	Non colorato • Serie Prime	W3204	ex T4500H
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY501H	
			4-0	1,5	45	1	12	Non colorato • Serie Prime	W3205	ex T4501H
		PS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY495H	
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	T4495H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY496H	
			4-0	1,5	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY426H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y496H	ex T4496H
			4-0	1,5	45	1	12	Non colorato	W3206	
			3-0	2	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY497H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY427H	
			3-0	2	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	T4497H	ex W3207
			3-0	2	45	1	36	Non colorato	Y497H	
		VISI-BLACK ago nero PS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Non colorato	Y4960H	
		PS-22 22 mm	4-0	1,5	70	1	12	Non colorato	NP0156	
		PS-1 24 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y495H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	T4682H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY683H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y683H	ex T4683H
			2-0	3	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY684H	
			2-0	3	70	1	36	Non colorato • Serie Prime	Y684H	ex T4684H
		PS 26 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY3212H	
			4-0	1,5	70	1	12	Non colorato • Serie Prime	W3212	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato • MultiPass	MPY3213H	

Perdita resistenza tensile appross.





21 giorni (non colorato)

28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

MONOCRYL

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		C-3 13 mm	5-0	1	70	1	36	Viola	T4389H	
		FS-3 16 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	C394	ex T4394H
			3-0	2	70	1	36	Non colorato	C395	
		FS-2 19 mm	5-0	1	70	1	12	Non colorato	W3209	ex T4421H
			5-0	1	45	1	36	Non colorato	Y424H	
			4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	Y422H	ex T4422H
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato	Y292H	
			3-0	2	70	1	36	Non colorato	Y423H	ex T4423H
			3-0	2	45	1	36	Non colorato	Y293H	
		FS-1 24 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	Y291H	ex T4441H
			3-0	2	70	1	36	Non colorato	Y442H	ex T4442H
			2-0	3	70	1	36	Non colorato	Y443H	ex T4443H
		FS 26 mm	3-0	2	70	1	12	Bianco	W3326	
		FSL 30 mm	2-0	3	70	1	36	Non colorato	C589	ex T4589H
			0	3,5	70	1	36	Non colorato	T4587H	
1/2		J-1 17 mm	4-0	1,5	70	1	36	Non colorato	C457	
		X-1 22 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	T4458H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	T4458H	
			2-0	3	70	1	36	Non colorato	C459	
		CPA 30 mm	2-0	3	70	1	36	Non colorato	C1086	
			0	3,5	70	1	36	Non colorato	C1087	

MONOCRYL


Perdita resistenza tensile appross.

21 giorni (non colorato)

28 giorni (viola)

entro 119 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CP-2 26 mm	2-0	3	70	1	12	Viola	W3230	
		CP-1 36 mm	2-0	3	70	1	12	Viola	W3600	ex T4266H
			0	3,5	70	1	12	Viola	W3601	ex T4267H
			1	4	70	1	36	Non colorato	C268	ex T4268AH
		CP 40 mm	0	3,5	90	1	36	Non colorato	C485	
RETTO		KS 60 mm	3-0	2	70	1	12	Non colorato	Y523G	ex T4663G
			2-0	3	70	1	12	Non colorato	W3651	ex T4664G

	SUTUPAK	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	Suture pretagliate sterili	2-0	3	45	6	12	Viola	T4109G	
		0	3,5	45	6	12	Viola	T4110G	
		1	4	45	6	12	Viola	T4111G	

	LIGAPAK	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	Tagli standard su bobina	2-0	3	250	1	12	Non colorato	C286	ex T4286
		0	3,5	250	1	12	Non colorato	C287	ex T4287

CURVATURA		SABERLOC SPATOLA ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		S-14 8 mm	6-0	0,7	45	1	12	Non colorato	W3552	
		Curvatura 112° - Diametro 0.350 mm								

VICRYL



VICRYL

Sintesi Informazioni Tecniche


DESCRIZIONE	Sutura sintetica assorbibile intrecciata/monofilamento a media perdita di resistenza tensile.										
COLORE	Viola o non colorato (bianco).										
MATERIALE	Polyglactin 910 (copolimero di acido glicolico e acido lattico).										
TIPO DI RIVESTIMENTO	Polyglactin 370 e Stearato di Calcio.										
CARATTERISTICHE	La presenza dell'acido lattico nel processo di sintesi garantisce la massima resistenza tensile nei primi giorni d'impianto. Il particolare rivestimento conferisce alla sutura un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti ed una capacità di annodamento apprezzabile soprattutto in campi ristretti e profondi. La particolare struttura degli intrecci garantisce una elevata resistenza tensile ed una estrema maneggevolezza.										
DESTINAZIONE D'USO	VICRYL è indicato per l'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli, incluso l'utilizzo in chirurgia oftalmica, nell'anastomosi dei nervi periferici e la microchirurgia dei vasi di diametro inferiore a 2 mm. La sicurezza e l'efficacia delle suture VICRYL nel tessuto cardiovascolare non sono state definite.										
RESISTENZA TENSILE RESIDUA	<table><tr><th>Giorni impianto</th><th>% approssimativa della resistenza residua</th></tr><tr><td>14 giorni</td><td>75%</td></tr><tr><td>21 giorni (USP 6-0 e calibri sup.)</td><td>50%</td></tr><tr><td>21 giorni (USP 7-0 e calibri inf.)</td><td>40%</td></tr><tr><td>28 giorni (USP 6-0 e calibri sup.)</td><td>25%</td></tr></table>	Giorni impianto	% approssimativa della resistenza residua	14 giorni	75%	21 giorni (USP 6-0 e calibri sup.)	50%	21 giorni (USP 7-0 e calibri inf.)	40%	28 giorni (USP 6-0 e calibri sup.)	25%
Giorni impianto	% approssimativa della resistenza residua										
14 giorni	75%										
21 giorni (USP 6-0 e calibri sup.)	50%										
21 giorni (USP 7-0 e calibri inf.)	40%										
28 giorni (USP 6-0 e calibri sup.)	25%										
ASSORBIMENTO	Per via idrolitica, completo approssimativamente entro il 70° giorno.										
REAZIONE TISSUTALE	Blanda.										
METODO DI STERILIZZAZIONE	Ossido di Etilene.										
CALIBRI	E.P. da 0,2 a 5; U.S.P. da 10-0 a 2.										
VALIDITÀ	5 anni										

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto per informazioni complete ed aggiornate.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

RESISTENZA TENSILE



*Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		VISI-BLACK ago nero TF Plus 13 mm 	4-0	1,5	70	1	36	Viola	V9240H	
		VISI-BLACK ago nero RB-1 Plus 17 mm 	5-0	1	70	1	36	Viola	V3030H	ex V3040G
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	V3040H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V3050H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V3060H	
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm 	4-0	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7940D	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	V3100H	
			4-0	1,5	70	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7980D	
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7930E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V3110H	
			3-0	2	70	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7950E	
			2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7920E	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V3120H	
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm 	4-0	1,5	70	8	192	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7830E	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	V3150H	
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7740E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V3160H	
			3-0	2	70	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7840E	
			3-0	2	90	1	36	Viola	V2420H	
			2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7750E	
			2-0	3	45	4	36	Viola	V779H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V3170H	
			2-0	3	70	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7850E	
		VISI-BLACK ago nero MH Plus 36 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	V3220H	
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT Plus 26 mm 	3-0	2	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC582H	
			3-0	2	120	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC586H	
			2-0	3	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC551H	ex MIC581H
			2-0	3	120	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC585H	

56

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni




entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		TF-1 10 mm 	5-0	1	70	1	36	Viola	V133H	
		RB-2 13 mm 	6-0	0,7	45	1	12	Bianco	W9981	
			6-0	0,7	70	1	36	Viola	PZ2571H	
			5-0	1	70	1	36	Bianco	V433H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco	V434H	
		TF 13 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola	V926H	
			5-0	1	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V797D	
			5-0	1	70	1	36	Viola	V925H	
			4-0	1,5	45	8	192	Viola • Ago a distacco controllato CR	8PA2543YE	
			4-0	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	8PA2543YD	
		UCL 13 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	V113H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V115H	
		UCLX 16 mm 	1	4	70	1	36	Viola	V16H	
		RB-1 17 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola	V302H	
			5-0	1	70	1	12	Viola	18303G	
			5-0	1	70	1	36	Viola	V303H	
			4-0	1,5	70	1	12	Viola	W9106	
			4-0	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V734D	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	V304H	
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V733E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V305H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V306H	
			2-0	3	70	1	36	Bianco	V216H	
		RB-1 17 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	V667H	
		SH-2 20 mm 	4-0	1,5	75	1	12	Viola	W9113	
			3-0	2	75	1	12	Viola	W9114	
		CT-3 22 mm 	0	3,5	70	1	36	Viola	V329H	
		RINFORZATO								

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		SH-1 22 mm	4-0	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V794D	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	V310H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco	V426H	
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V793E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V311H	
			2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V792E	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V312H	
			2-0	3	70	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V791E	
		SH 26 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	V315H	
			4-0	1,5	45	8	96	Viola • Ago a distacco controllato CR	V773D	ex V773E
			3-0	2	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V774E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V316H	
			3-0	2	70	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V784E	
			3-0	2	90	1	36	Viola	V242H	
			2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V775E	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V317H	
			2-0	3	70	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V785E	
			2-0	3	90	1	36	Viola	V243H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V318H	
			1	4	90	1	36	Viola	PF2577H	
		VISI-BLACK ago nero SH 26 mm	4-0	1,5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7730D	
			4-0	1,5	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7830D	
		SH 26 mm	3-0	2	90	1	36	Viola	JV527	
			2-0	3	90	1	36	Viola	V528H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	JV528	
		CT-2 26 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	V332H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V333H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	V326H	
			0	3,5	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V744E	
			0	3,5	45	4	96	Viola • Ago a distacco controllato CR	4PK2545YE	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V334H	
			0	3,5	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V747G	
			0	3,5	90	1	36	Viola	V330H	
			1	4	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V745E	
			1	4	70	1	36	Viola	V335H	
			1	4	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V748G	
			1	4	70	4	96	Viola • Ago a distacco controllato CR	V759E	
			1	4	90	1	36	Viola	V331H	
			2	5	45	4	96	Viola • Ago a distacco controllato CR	V756E	
			2	5	70	1	36	Viola	V336H	
			2	5	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V760G	
2			5	90	1	36	Viola	PK2597H		
RINFORZATO										

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		MO-6 26 mm 	1	4	90	1	36	Viola	V237H	ex JV237
			2	5	90	1	36	Viola	V238H	
		MH-1 31 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	V245H	ex V319H
			3-0	2	75	1	12	Viola	W9130	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V246H	ex V320H
			2-0	3	70	4	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V807E	
			2-0	3	75	1	36	Viola	JV2016	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V247H	ex V321H
			0	3,5	70	4	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	V808E	
			0	3,5	75	1	36	Viola	JV2017	
			1	4	75	1	12	Viola	W9213	
			1	4	75	1	36	Viola	JV2018	
		MH-1 31 mm 	2-0	3	75	1	12	Viola	W9636	
		MO-5 31 mm 	0	3,5	75	1	12	Viola	W9215	
			1	4	75	1	12	Viola	W9216	
			1	4	90	1	36	Viola	V253H	
			2	5	90	1	36	Viola	V254H	
		MH 36 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	V322H	
			3-0	2	90	1	36	Viola	V100H	
			2-0	3	45	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V786G	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V323H	
			2-0	3	90	1	12	Viola	W9440	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V324H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	V102H	
			1	4	70	1	36	Viola	V325H	
			1	4	90	1	36	Viola	V103H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CT-1 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	V338H	
			3-0	2	90	1	36	Bianco	V944H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V339H	
			2-0	3	90	1	36	Bianco	V945H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	V345H	
			0	3,5	45	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V836G	ex V836E
			0	3,5	70	1	36	Viola	V340H	
			0	3,5	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V7361G	
			0	3,5	90	1	36	Viola	V346H	
			1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V741G	
			1	4	45	4	48	Viola • Ago a distacco controllato CR	V837G	
			1	4	70	1	36	Viola	V341H	
			1	4	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V736G	
			1	4	90	1	36	Viola	V347H	
			2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V742G	
			2	5	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V737G	
			2	5	90	1	36	Viola	V348H	
			2	5	90	1	36	Viola	V948H	
		MO-4 36 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	V435H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V436H	
			1	4	90	1	36	Viola	V437H	
			2	5	90	1	36	Viola	V432H	ex V438H
		CT 40 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	V350H	
			2-0	3	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	8PM2544YG	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V351H	
			2-0	3	90	1	36	Viola	V357H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V352H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	V358H	
			1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V753G	
			1	4	70	1	36	Viola	V353H	
			1	4	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V766G	
			1	4	90	1	36	Viola	V359H	
			2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V754G	
			2	5	70	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V767G	
			2	5	90	1	36	Viola	V360H	

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni




entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CT 40 mm	0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	V1407E	
			1	4	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	V1408E	
		MO-45 45 mm	0	3,5	75	1	12	Viola	W9244	
		CTX 48 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	V362H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V363H	
			0	3,5	45	4	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	4PN2545YG	
			0	3,5	90	1	12	Viola	W9450	
			1	4	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V765G	
			1	4	70	1	36	Viola	V365H	
			1	4	90	1	36	Viola	V371H	ex JV371
			1	4	90	1	12	Viola	W9451	
			2	5	45	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	V755G	
			2	5	70	8	12	Viola • Ago a distacco controllato CR	8PN2577YG	
			2	5	90	1	36	Viola	V372H	
			2	5	90	1	12	Viola	W9452	
		CTX 48 mm	1	4	150*	1	24	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	V1428E	
		TP-1 65 mm	2-0	3	75	1	12	Viola	W9158	
			2-0	3	75	1	12	Viola	W9158	
			1	4	90	1	12	Viola	V584AG	ex V584G
			2	5	90	1	12	Viola	V585G	
		XLH 70 mm	2-0	3	70	1	12	Viola	V581G	
			0	3,5	70	1	12	Viola	V582G	
5/8		UR-6 27 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	J601H	ex V601H
			2-0	3	70	1	36	Viola	J602H	ex V602H
			0	3,5	70	1	36	Viola	V603H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	J2594H	
			1	4	70	1	36	Viola	J2575H	ex VC2575H
		UR-6 27 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	VCC2573H	

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		lungh. (cm)	n° fili x bustina			
5/8		MF 31 mm	2-0	3	70	1	36	Bianco	V309H	
		UR-5 36 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	V375H	ex W9160
			0	3,5	70	1	36	Viola	V376H	
			1	4	70	1	36	Viola	J377H	ex V377H
		UR-5 36 mm	0	3,5	90	1	36	Viola	VAA2594H	
		UR-4 40 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	J381H	ex V381H
			1	4	70	1	36	Viola	J382H	ex V382H
COMPOSITA		TN 26 mm	2-0	3	110*	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC514H	
			0	3,5	110*	1	36	Viola • Chir. Laparo	JC515H	ex MIC515H
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT-1 22 mm	3-0	2	20	1	24	Viola • Chir. Laparo	E9903S	
			2-0	3	20	1	24	Viola • Chir. Laparo	E9902S	
RETTO		VISI-BLACK ago nero ST-4 19 mm	4-0	1,5	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC103H	
		ST-4 19 mm	4-0	1,5	35	1	36	Viola • Chir. Laparo	V620H	
		ST 51 mm	2-0	3	90	1	36	Viola	V399H	

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

CURVATURA		ETHIGUARD 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		MHD-1 31 mm	2-0	3	75	1	12	Viola	W9984	
		CTB-1 36 mm	3-0	2	75	1	12	Viola	W9992	
			2-0	3	75	1	12	Viola	W9993	
			2-0	3	75	1	12	Viola	W9985	
			0	3,5	90	1	12	Viola	W9994	
			1	4	45	4	12	Viola	W9987	
			1	4	90	1	12	Viola	W9995	
		CTB 40 mm	0	3,5	75	1	12	Viola	W9988	
			0	3,5	90	1	12	Viola	W9996	ex JV9988
		CTD 40 mm <i>ex ago CTB</i>	1	4	75	1	12	Viola	W9989	
			1	4	90	1	12	Viola	W9997	
		BT-3 45 mm	2	5	90	1	12	Viola	V7197H	
		TD-3 45 mm	1	4	90	1	12	Viola	W9998	ex JV9998
			2	5	90	1	12	Viola	W9999	ex JV9999
		CTXD 48 mm	1	4	90	1	12	Viola	W9991	



CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		V-4 17 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	V240G	
1/2		V-5 17 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	V994H	ex V271H
			3-0	2	70	1	36	Viola	V272H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V276H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V274H	
			0	3,5	70	1	12	Viola	V987H	
		V-6 22 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	V277H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V278H	
		V-7 26 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	V998H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V999H	
			2-0	3	75	1	36	Viola	W9181	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V279H	ex V275H
		V-30 31 mm	2-0	3	75	1	36	Viola	W9360	
			1	4	75	1	36	Viola	W9362	
		V-34 36 mm	2-0	3	75	1	12	Viola	W9363	
			2-0	3	90	1	36	Viola	V517H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	V518H	
			1	4	90	1	36	Viola	V519H	
			2	5	75	1	36	Viola	W9357	
			2	5	90	1	36	Viola	JV520	
		V-37 40 mm	0	3,5	90	1	12	Viola	W9467	
			1	4	75	1	12	Viola	W9368	
			1	4	90	1	12	Viola	W9468	
		V-37 40 mm	1	4	150*	1	12	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	JV1935G	
		V-39 45 mm	0	3,5	75	1	12	Viola	W9376	
			1	4	75	1	12	Viola	W9377	
			2	5	75	1	12	Viola	W9378	
			2	5	90	1	12	Viola	JV525	
		V-40 48 mm	1	4	150*	1	12	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	JV1936G	
			2	5	150*	1	12	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	JV1937G	

Perdita resistenza tensile appross.





35 giorni






entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
5/8		UV-17 17 mm	4-0	1,5	75	1	12	Bianco	W9820	ex W9509T
COMPOSITA		DT-6 20 mm	4-0	1,5	110	1	12	Viola • Endo Suture System • chir. Laparo	EB14	
			3-0	2	110	1	12	Viola • Endo Suture System • chir. Laparo	EB13	
		EN-3 24 mm	2-0	3	110	1	12	Viola • chir. Laparo	E9930S	
			2-0	3	110	1	12	Viola • Endo Suture System • chir. Laparo	EB12	
			0	3,5	110	1	12	Viola • Endo Suture System • chir. Laparo	EB11	
		VISI-BLACK ago nero DA 26 mm	4-0	1,5	45	1	12	Viola	18531G	
			3-0	2	45	1	12	Viola	18532G	
UNCINO		V-38 31 mm	1	4	75	1	12	Viola • Chirurgia Laparoscopica	W9335	
SLITTA ROV.		EN-4 24 mm	2-0	3	110	1	12	Viola • Endo Suture System • chir. Laparo	EB22	

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-1 11 mm	6-0	0,7	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPV489H	
			6-0	0,7	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V489H	
			5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V490H	
		P-3 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V492H	
			5-0	1	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPV493H	
			5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V493H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPV494H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V494H	ex V494G
		PS-3 16 mm	5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	JV500	ex V500G
		PC-3 16 mm precision cosmetic	4-0	1,5	45	1	24	Bianco • Serie Prime • Interno Tagliente	W9834T	
		PC-5 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Bianco	V823H	
			3-0	2	75	1	24	Bianco • MultiPass	W9571T	
		PS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Bianco • Serie Prime	JV495	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPV496H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPV497H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V497H	
		PS-2S 19 mm a spessore ridotto	4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V496H	
		PS-1 24 mm	4-0	1,5	70	1	36	Bianco • Serie Prime	JE2672H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • MultiPass	MPV683H	
			3-0	2	45	1	36	Bianco • Serie Prime	V683H	
			2-0	3	45	1	36	Bianco	V684H	
		PSL 30 mm	0	3,5	70	1	36	Viola • Serie Prime	V687H	
1/2		PS-4 16 mm	4-0	1,5	45	1	12	Bianco • MultiPass	J507G	
			4-0	1,5	45	1	12	Bianco • Serie Prime	V507G	
COMPOSITA		PS-4C 16 mm	5-0	1	45	1	12	Bianco • Serie Prime	W9436	
			4-0	1,5	45	1	12	Bianco • Serie Prime	W9437	ex V656G

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		C-3 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Viola	J384H	ex V384H
			5-0	1	45	1	36	Viola	V385H	
			4-0	1,5	45	1	36	Viola	V386H	
			4-0	1,5	75	1	36	Viola	JV390	
		FS-3 16 mm	5-0	1	75	1	12	Viola	W9442	
			5-0	1	45	1	36	Viola	V388H	
			4-0	1,5	75	1	36	Viola	JV394	
			3-0	2	75	1	36	Viola	JV395	
		FS-2 19 mm	5-0	1	70	1	36	Viola	V396H	
			4-0	1,5	45	1	36	Viola	V392H	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	V397H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco	V422H	
			4-0	1,5	45	1	36	Bianco	V292H	
			4-0	1,5	45	1	12	Viola	V392ZG	
			3-0	2	45	1	12	Viola	V393G	
			3-0	2	45	1	36	Viola	V393H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V398H	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	JV423	
		FS-1 24 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	V451H	
			4-0	1,5	70	1	36	Bianco	V441H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V452H	
			3-0	2	70	1	36	Bianco	V442H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V453H	
			2-0	3	70	1	36	Bianco	V443H	
		FSL 30 mm	3-0	2	70	1	36	Bianco	V588H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V586H	
			2-0	3	75	1	36	Bianco	JV589	
			0	3,5	75	1	36	Viola	JV587	
			0	3,5	70	1	36	Bianco	V520H	
1/2		X-1 22 mm	3-0	2	45	1	36	Viola	ME2543H	
			3-0	2	70	1	36	Bianco	ME2673H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	V460H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V461H	
		OS-4 22 mm	0	3,5	70	1	36	Bianco	J694H	ex V694H
			1	4	45	3	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	J708C	
			1	4	70	1	36	Bianco	J695H	
			2	5	75	1	12	Viola	W9287	
		CP-2 26 mm	2-0	3	45	8	24	Viola • Ago a distacco controllato CR	8MF2543YE	
			2-0	3	70	1	36	Bianco	V869H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	MF2574H	
			1	4	70	1	36	Bianco	MF2675H	
			1	4	70	4	96	Bianco • Ago a distacco controllato CR	4MF2675YE	
		CPA 30 mm	2-0	3	75	1	36	Viola	JV1086	
			0	3,5	75	1	36	Viola	JV1087	
			1	4	75	1	36	Viola	JV1088	



35 giorni



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CP-1 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	V465H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	V466H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	V467H	
			0	3,5	90	1	36	Viola	JV473	
			1	4	70	1	36	Viola	V468H	
			1	4	90	1	36	Viola	V474H	ex JV474
			2	5	90	1	36	Viola	V482H	
			2	5	90	1	36	Viola	JV482	
		CP 40 mm	0	3,5	70	1	36	Viola	V479H	ex V469H
			1	4	70	1	36	Viola	V480H	ex V470H
			1	4	90	1	36	Viola	V486H	
			2	5	70	1	36	Viola	V471H	
		OS-8 40 mm	2	5	90	1	36	Viola	V481H	
			1	4	70	1	36	Bianco	J699H	
		CPX 48 mm	0	3,5	90	1	36	Viola	V1057H	
			1	4	75	1	12	Viola	W9296	ex V472H
			1	4	90	1	36	Viola	V1058H	ex JV1058
			2	5	75	1	12	Viola	W9297	ex V473H
			2	5	90	1	36	Viola	JV1059	
			2	5	90	1	36	Viola	V1059H	
RETTO		KS 60 mm	4-0	1,5	70	1	36	Bianco	J662H	ex V662H
			3-0	2	70	1	36	Bianco	V663H	

ENDOLOOP ENDO SUTURE SYSTEM Sutura a filo libero con cappio premontato			CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
			0	3,5	50	1	12	Viola • Endo Suture System • chir. Laparo	EJ11	

ENDOLOOP Sutura con cappio premontato con introduttore in plastica			CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
			0	3,5	45	1	12	Viola • Chir. Laparo	EJ10C	


Perdita resistenza tensile appross.

 **35 giorni**

 **entro 70 giorni**

Tempo di assorbimento completo appross.




VICRYL

CURVATURA		ENDOKNOT Sutura con ago con introduttore in plastica 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
RETTO		ST-3 22 mm	0	3,5	106	1	12	Viola • chir. Laparo	JK10C	

	SUTUPAK	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	Suture pretagliate sterili	4-0	1,5	45	6	36	Viola	V1224H	
		4-0	1,5	70	5	24	Bianco	V962E	ex V962H
		4-0	1,5	150	1	12	Viola	W9023	
		3-0	2	45	6	36	Viola	V1225H	
		3-0	2	70	5	24	Bianco	V963E	ex V963H
		3-0	2	150	1	12	Viola	W9024	
		2-0	3	45	6	36	Viola	V1226H	
		2-0	3	70	5	24	Bianco	V964E	ex V964H
		2-0	3	150	1	12	Viola	W9025	
		0	3,5	70	2	24	Viola	V626E	ex V626H
		0	3,5	45	6	24	Viola	V1227E	ex V1227H
		0	3,5	70	5	24	Bianco	V965E	ex V965H
		0	3,5	70	5	24	Viola	V1217E	ex V1217H
		0	3,5	150	1	12	Viola	W9026	
		1	4	45	6	24	Viola	V1228E	
		1	4	70	5	36	Viola	V1218H	
		1	4	150	1	12	Viola	W9027	
		2	5	45	6	36	Viola	V1229H	ex SV118H
		2	5	70	5	36	Bianco	V967H	
		2	5	150	1	12	Viola	W9028	

	LIGAPAK	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	Tagli standard su bobina	4-0	1,5	250	1	72	Viola	LV613M	ex LV613
		3-0	2	250	1	72	Viola	LV614M	ex LV614
		2-0	3	250	1	72	Viola	LV615M	ex LV615
		0	3,5	250	1	72	Viola	LV616M	ex LV616
		1	4	250	1	72	Viola	LV617M	ex LV617
		2	5	250	1	72	Viola	LV618M	ex LV618

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		MICRO-POINT DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		G-6 8 mm Curvatura 110° Diametro 0,200 mm	7-0	0,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	EAA2641H	
			6-0	0,7	45	1	12	Viola • Serie Prime	V551G	
3/8		G-1 11 mm Curvatura 135° Diametro 0,330 mm	6-0	0,7	45	1	12	Viola • Serie Prime	W9537	ex V554G
3/8		G-3 13 mm Curvatura 155° Diametro 0,430 mm	5-0	1	45	1	12	Viola • Serie Prime	V557G	ex JV557
3/8		C-3 13 mm Curvatura 155° Diametro 0,430 mm	4-0	1,5	45	1	12	Viola	JV559	ex V559G
1/2		G-7 8 mm Curvatura 165° Diametro 0,200 mm	6-0	0,7	45	1	12	Viola • Serie Prime	V561G	

Perdita resistenza tensile appross.



35 giorni





entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

VICRYL

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		SABRELOC SPATOLA	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		VISI-BLACK ago nero S-14 8 mm  Curvatura 112° Diametro 0,330 mm	6-0	0,7	20	1	36	Bianco	X943H	
			6-0	0,7	45	1	12	Viola	V575G	
		S-14 8 mm  Curvatura 112° Diametro 0,330 mm	6-0	0,7	20	1	12	Viola	W9562	
			6-0	0,7	45	1	12	Viola	V570G	
			6-0	0,7	45	1	12	Viola	W9552	ex JV570
			5-0	1	45	1	12	Viola	W9553	ex JV571
			5-0	1	20	1	12	Viola	V579G	
			5-0	1	45	1	12	Viola	V571G	
		S-29 7,6 mm  Curvatura 110° Diametro 0,200 mm	6-0	0,7	45	1	12	Viola • Ago a spatola inversa	J555G	ex V555G
		S-4 8 mm  Curvatura 112° Diametro 0,430 mm	4-0	1,5	45	1	12	Viola	V572G	
1/2		S-22 8 mm  Curvatura 170° Diametro 0,330 mm	6-0	0,7	20	1	12	Viola	W9563	
			6-0	0,7	45	1	12	Viola	W9566	
			6-0	0,7	45	1	12	Bianco	W9756	
			5-0	1	45	1	12	Viola	W9567	
3/8		CS140-6 6,5 mm  Curvatura 140° Diametro 0,150 mm	10-0	0,2	10	1	12	Viola • Monofilamento	V960G	



Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		MICRO-POINT SPATOLA	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		TG100-8 6,5 mm Curvatura 97° Diametro 0,200 mm	6-0	0,7	45	1	12	Viola	V544G	
3/8		TG140-4 6,2 mm Curvatura 140° Diametro 0,150 mm	10-0	0,2	30	1	12	Viola	EMM2830G	
			10-0	0,2	10	1	12	Viola • Monofilamento	W1702	
			10-0	0,2	30	1	12	Viola • Monofilamento	JV7440	
			8-0	0,4	45	1	12	Viola	W9559	ex V547G
			7-0	0,5	30	1	12	Viola	W9561	
			9-0	0,3	30	1	12	Viola • Monofilamento	V600G	
			8-0	0,4	30	1	12	Viola	V120G	
			7-0	0,5	30	1	12	Viola	V119G	
			10-0	0,2	30	1	12	Viola • Monofilamento	V440G	
			9-0	0,3	30	1	12	Viola • Monofilamento	V439G	
			8-0	0,4	30	1	12	Viola	V548G	
			7-0	0,5	45	1	12	Viola	V546G	
1/2		GS-14 5,5 mm Curvatura 160° Diametro 0,200 mm	10-0	0,2	30	1	12	Viola • Monofilamento	V450G	
			8-0	0,4	20	1	12	Viola	V574G	
			8-0	0,4	45	1	12	Viola	V577AG	ex V577G
			7-0	0,5	45	1	12	Viola	JV7576	ex V576G
		TG175-8 7 mm Curvatura 175° Diametro 0,250 mm	7-0	0,5	45	1	12	Viola	W9565	

PDS II



PDS II

Sintesi Informazioni Tecniche


DESCRIZIONE	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile.		
COLORE	Viola o non colorato (trasparente).		
MATERIALE	Polidiossanone		
TIPO DI RIVESTIMENTO	Nessuno.		
CARATTERISTICHE	Sutura maneggevole e con un basso effetto memoria. L'elasticità della sutura ne migliora le proprietà di annodamento e la struttura monofilamento offre un'ottima scorrevolezza.		
DESTINAZIONE D'USO	Suture e legature dei tessuti molli, nei casi in cui sia indicato l'uso di suture in materiale assorbibile. In particolare le suture di PDS II sono particolarmente utili nei casi in cui sia necessario un prolungato supporto alla ferita (oltre a sei settimane) nella fase di cicatrizzazione: fascia, tendini, legamenti. Inoltre, le suture in PDS II possono essere utilizzate in chirurgia cardiovascolare pediatrica, microchirurgia e chirurgia oftalmica.		
RESISTENZA TENSILE RESIDUA	<i>Giorni impianto</i>	<i>Resistenza originale approssimativa residua EP 2 (USP 3-0) o superiore</i>	<i>Resistenza originale approssimativa residua EP 1,5 (USP 4-0) o inferiore</i>
	14 Giorni	80%	60%
	28 Giorni	70%	40%
	42 Giorni	60%	35%
ASSORBIMENTO	Completo approssimativamente entro 238 giorni.		
METODO DI STERILIZZAZIONE	Ossido di Etilene.		
CALIBRI	E. P. da 0,5 a 4; U. S. P. da 7-0 a 1.		

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

RESISTENZA TENSILE



**Si evidenzia che il grafico ha solo carattere indicativo per una migliore comprensione del comportamento di massima delle suture in riferimento al profilo di perdita di resistenza tensile.*


Perdita resistenza tensile appross.

98 giorni



entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS II

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		VISI-BLACK ago nero RB-1 Plus 17 mm  <i>ex ago JRB-1</i>	5-0	1	70	1	36	Viola	Z3030H	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z3040H	
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm  <i>ex ago JB-1</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z3100H	ex Z3100E
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z3110H	ex Z3110E
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm  <i>ex ago JB</i>	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z3150H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z3160H	ex Z3160E
			2-0	3	20	1	36	Viola • Chir Laparo	MIC160H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	Z3170H	ex Z3170E
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT Plus 26 mm  <i>ex ago JTB</i>	3-0	2	20	1	36	Viola • Chir Laparo	MIC182H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		BV-1 9,3 mm 	7-0	0,5	70	1	24	Viola • Diametro ago 0.200 mm	Z1701E	
			6-0	0,7	70	1	36	Viola • Diametro ago 0.200 mm	Z1702H	ex Z1702E
		CC175-8 9,3 mm 	6-0	0,7	70	1	24	Viola • Diametro ago 0.200 mm MutiPass	Z1752E	
		BV 11 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola • Diametro ago 0.200 mm	Z1002H	ex Z1002T
		C-1 13 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola • Diametro ago 0.300 mm	Z1012H	
			5-0	1	70	1	36	Viola • Diametro ago 0.300 mm	Z1013H	ex Z1013E
		VISI-BLACK ago nero C-1 13 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola • Diametro ago 0.250 mm	Z165H	ex Z165T
			5-0	1	75	1	36	Viola • Diametro ago 0.300 mm	Z166H	ex Z166T
		C-1 13 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola • Diametro ago 0.250 mm	Z1721H	ex Z1721E
			5-0	1	70	1	36	Viola • Diametro ago 0.300 mm	Z1722H	ex Z1722E
		VISI-BLACK ago nero BB 17 mm 	3-0	2	7	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSLOK AP200	MIC54E	
			3-0	2	10	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSLOK AP200	MIC55E	
		BB 17 mm 	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z1024H	

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		RB-2 13 mm 	5-0	1	70	1	36	Viola	Z867H	
		TF 13 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola	Z926H	ex Z926E
			5-0	1	70	1	36	Viola	Z925H	ex Z925E
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z924H	ex Z924E
		UCL 13 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	Z113H	
		RB-1 17 mm 	6-0	0,7	70	1	36	Viola	Z302H	ex Z302E
			5-0	1	70	1	36	Viola	Z303H	ex Z303E
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z304H	ex Z304E
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z305H	ex Z305E
		RB-1 17 mm	5-0	1	70	1	36	Viola	Z192H	
		RB-1 17 mm 	5-0	1	70	1	36	Viola	Z863H	ex Z863E
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z864H	ex Z864E
			4-0	1,5	90	1	36	Viola	W9109H	
		RS 20 mm 	3-0	2	70	1	36	Viola	Z231H	
		SH-2 20 mm 	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z230H	
			4-0	1,5	70	1	36	Viola	W9115H	
		SH-1 22 mm 	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z310H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z311H	ex Z311E
		SH-1 22 mm 	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z1310H	ex Z232H
			4-0	1,5	90	1	36	Viola	PEE2993H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z1311H	ex Z1311E
			3-0	2	90	1	36	Viola	PEE2994H	
		CT-3 22 mm 	2-0	3	70	1	36	Viola	Z328H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	Z329H	
		RINFORZATO								

Perdita resistenza tensile appross.



98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS II

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		SH 26 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z315H	ex Z315E
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z316H	ex Z316T
			2-0	3	70	1	36	Viola	Z317H	ex Z317E
			0	3,5	70	1	36	Viola	FZ318H	
		SH 26 mm	4-0	1,5	70	1	36	Viola	Z1315H	
			4-0	1,5	90	1	24	Viola	PFF2992E	
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z1316H	ex Z1316E
			3-0	2	90	1	24	Viola	XN9124	
			2-0	3	70	1	36	Viola	Z1317H	ex Z1317E
		CT-2 26 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	Z332H	ex Z332T
			2-0	3	70	1	36	Viola	Z333H	ex Z333E
			0	3,5	70	1	36	Viola	Z334H	ex Z334E
			1	4	70	1	36	Viola	Z335H	ex Z335E
		MH-1 31 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	W9132H	
			3-0	2	70	1	36	Viola	Z2015H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	Z2016H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	W9133H	
			0	3,5	70	1	36	Viola	W9210H	
		MH-1 31 mm	3-0	2	90	1	36	Viola	W9134H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		MH 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	Z322H	ex Z322E
			2-0	3	70	1	36	Viola	Z323H	ex Z323E
		CT-1 36 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	Z338H	
			2-0	3	70	1	36	Viola	Z339H	ex Z339E
			0	3,5	70	1	36	Viola	Z340H	ex Z340E
			0	3,5	90	1	24	Viola	PL2995E	
			1	4	70	1	36	Viola	Z341H	ex Z341E
	RINFORZATO									
		CT 40 mm	2-0	3	90	1	24	Viola	Z357E	ex Z357T
			0	3,5	90	1	24	Viola	Z358T	ex Z358E
			1	4	90	1	24	Viola	Z359E	
	RINFORZATO									
		CT 40 mm	0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9236T	
			0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	Z1923E	
			1	4	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	Z1924E	
	RINFORZATO									
		MO-2 40 mm	1	4	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9237T	
	SUPER RINFORZATO									
		CTX 48 mm	2-0	3	90	1	24	Viola	W9249T	
			0	3,5	90	1	24	Viola	Z370E	
			1	4	90	1	24	Viola	Z371E	
			2	5	90	1	24	Viola	PN2997E	
	RINFORZATO									
		CTX 48 mm	0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9261T	
			1	4	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9262T	
			1	4	240*	1	12	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	XN9263G	
	RINFORZATO									
		TP-1 65 mm	0	3,5	150*	1	12	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	PS2925SG	
			1	4	150*	1	12	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9238	
	RINFORZATO									




Perdita resistenza tensile appross.

98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS II

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
		UR-6 27 mm 	3-0	2	70	1	24	Viola	Z605E	
		RINFORZATO								
5/8		MF-110 110 mm	0	3,5	150*	1	12	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9168	
		RINFORZATO								
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT-1 22 mm	3-0	2	20	1	24	Viola • Chir Laparo	E9103S	
		VISI-BLACK ago nero SHT 26 mm	2-0	3	110	1	12	Viola • Endo Suture System • Chir. Laparo	EA62G	
RETTO		VISI-BLACK ago nero ST-4 19 mm	4-0	1,5	20	1	36	Viola • Chir Laparo	MIC102H	
			3-0	2	7	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSOLOK AP200 • Chir. Laparo	MIC52E	
		ST-4 19 mm	4-0	1,5	35	1	24	Viola	Z620E	ex Z620T

PDS II

Perdita resistenza tensile appross.

98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		ETHIGUARD 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		MHD-1 31 mm	2-0	3	70	1	36	Viola	W9959H	
		TD-3 45 mm	1	4	90	1	24	Viola	W9965T	
		CTXD 48 mm	0	3,5	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9966T	
			1	4	150*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9967T	

CURVATURA		AGO CC PUNTA PIRAMIDALE 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		CC175-8 9,3 mm	7-0	0,5	70	1	24	Viola	Z1711E	
			6-0	0,7	70	1	36	Viola	Z1712H	
			6-0	0,7	70	1	24	Viola • Diametro ago 0.200 mm MutiPass	Z1752E	
		CC-1 13 mm	6-0	0,7	70	1	36	Viola • MutiPass	Z1032H	




Perdita resistenza tensile appross.

98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS II

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		V-7 26 mm	3-0	2	70	1	36	Viola	Z998H	
1/2	 RINFORZATO	V-37 40 mm	1	4	240*	1	12	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	W9394	
1/2	 RINFORZATO	V-40 48 mm	1	4	150*	1	12	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	Z1940G	
COMPOSITA		EN-3 24 mm	2-0	3	110	1	12	Viola • Chir Laparo	E9130S	
			2-0	3	110	1	12	Viola • Endo Suture System • Chir. Laparo	EA12	
RETTO		V-47 38 mm	4-0	1,5	35	1	24	Viola	Z425E	

PDS II

Perdita resistenza tensile appross.

98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-1 11 mm	6-0	0,7	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ489H	ex Z490H
			6-0	0,7	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z489E	
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ490H	
			5-0	1	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z490E	
		P-3 13 mm	5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ493H	
			5-0	1	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z493E	
			5-0	1	45	1	36	Viola • Serie Prime	Z463H	
			4-0	1,5	45	1	36	Viola • Serie Prime	Z464H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ494H	
			4-0	1,5	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z494E	
		PC-1 13 mm	6-0	0,7	45	1	24	Non colorato	W9861T	
		PS-3 16 mm	5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ500H	ex FZ500
			5-0	1	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	FZ500E	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ501H	
			4-0	1,5	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	W9873T	
		PC-3 16 mm precision cosmetic	4-0	1,5	45	1	24	Bianco	W9867T	
		PS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ496H	
			3-0	2	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ497H	
			3-0	2	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z497E	
			3-0	2	45	1	36	Viola • Serie Prime	Z5142H	
		PS-2S 19 mm a spessore ridotto	4-0	1,5	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z496E	
		PS-1 24 mm	3-0	2	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ683H	
			3-0	2	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z683E	
1/2		PS-4 16 mm	4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPZ507H	
			4-0	1,5	45	1	24	Non colorato • Serie Prime	Z507E	






Perdita resistenza tensile appross.

98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

PDS II

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FS-3 16 mm 	5-0	1	30*	1	24	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	FZ289E	ex FZ289
		FS-2 19 mm 	5-0	1	70	1	24	Non colorato	Z421E	ex Z422T
			4-0	1,5	70	1	24	Non colorato	Z422E	
			3-0	2	70	1	24	Non colorato	Z423E	
		FS-2 19 mm 	4-0	1,5	30*	1	36	Viola • Loop • *Lunghezza totale del filo	Z282H	
		FS-1 24 mm 	4-0	1,5	70	1	24	Non colorato	Z441E	ex Z442T
			3-0	2	70	1	24	Non colorato	Z442E	
			2-0	3	70	1	24	Non colorato	Z443E	
		FSLX 36 mm 	2-0	3	45	1	24	Viola	XI200E	
1/2		X-1 22 mm 	3-0	2	70	1	24	Non colorato	Z458E	
		CP-2 26 mm 	2-0	3	70	1	36	Viola	Z969H	ex Z969E
			0	3,5	70	1	36	Viola	Z983H	ex Z983E
		CP-1 36 mm 	0	3,5	70	1	36	Viola	Z467H	ex Z468E
			1	4	70	1	36	Viola	Z468H	
		CP 40 mm 	0	3,5	90	1	24	Viola	Z485E	ex Z485T

PRONOVA



PRONOVA

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE Sutura Sintetica Non Assorbibile Monofilamento in poli(vinilidene fluoruro) e poli(vinilidene fluoruroco-esafluoropropilene).

COLORE Blu o non colorato (trasparente).

MATERIALE Miscela di polimeri poli(vinilidene fluoruro) e poli(vinilidene fluoruroco-esafluoropropilene).

TIPO DI RIVESTIMENTO Nessuno.

CARATTERISTICHE Lo speciale processo di estrusione Ethicon garantisce una uniformità di calibro e una levigatezza tale da non danneggiare neanche i tessuti più delicati passando nel contempo, senza sforzo, attraverso le protesi vascolari più resistenti.
Il processo produttivo conferisce al Pronova caratteristiche di elevate resistenza e maneggevolezza che comportano facilità di annodamento ed elasticità.

DESTINAZIONE D'USO Il PRONOVA è indicato per suture di vasi e tessuti molli, nei casi in cui è indicato l'uso di suture in materiale non assorbibile.
In considerazione delle loro caratteristiche le suture di Pronova sono particolarmente indicate in chirurgia cardiovascolare, neurochirurgia e oftalmica. Per ognuno di questi impieghi sono disponibili specifiche combinazioni ago - filo.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA Indefinita nel tempo. Le suture in Pronova non sono soggette a degradazione o a indebolimento da parte di enzimi tissutali.

ASSORBIMENTO Non assorbibile. Rimane incapsulato nei tessuti.





METODO DI STERILIZZAZIONE Ossido di etilene.

CALIBRI E. P. da 0.2 a 1; U. S. P. da 10-0 a 5-0.





*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI


Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		VISI-BLACK ago nero BV-2 6,5 mm	8-0	0,4	75	1	12	Blu • Diametro Ago 0.150 mm Straight Pack	PN8809LG	ex PN8809E
										
		BV175-6 8 mm	8-0	0,4	60	1	12	Blu • Diametro Ago 0.200 mm Straight Pack • MultiPass	PN1890LG	ex PN1890G
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm MultiPass	PN1889H	
		VISI-BLACK ago nero BV175-8 9,3 mm	7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN8706H	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN8613H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN1852H	
		BV175-8 9,3 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN8612H	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm MultiPass	PN8714H	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm MultiPass	PN8709H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm MultiPass	PN8612H	
		C-1 13 mm	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	PN8502H	
		VISI-BLACK ago nero C-1 13 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN8704H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	PN1855H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	PN1856H	ex PN8504H
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	PN8522H	
		C-1 13 mm	6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	PN8619H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	PN8602H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	PN8506H	
		VISI-BLACK ago nero BB 17 mm	5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	PN1863H	ex PN8526H
1/2		RB-2 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	PN3711H	ex PN8606H
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	PN8500H	ex PN8505H
		RB-1 17 mm	5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.400 mm	PN3556H	ex PN8510H

PRONOVA

CURVATURA		AGO CC PUNTA PIRAMIDALE 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		CC 9,3 mm	8-0	0,4	60	1	12	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN8803LG	ex PN8803G
		CC175-8 9,3 mm	7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN1839H	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN1809H	ex PN8600H
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN1832H	ex PN8609H
		CC-1 13 mm	6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	PN8605H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	PN1811H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	PN1812H	
COMPOSITA		VISI-BLACK ago nero ACC 9,3 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	PN8715H	
		VISI-BLACK ago nero ACC-1 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	PN8623H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	PN8529H	
3/8		V-18 13 mm	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	PN8520H	

PROLENE



PROLENE

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE Sutura Sintetica Non Assorbibile Monofilamento in Polipropilene al 100%.

COLORE Blu o non colorato (trasparente).

MATERIALE Polipropilene Isotattico Cristallino.

TIPO DI RIVESTIMENTO Nessuno.

CARATTERISTICHE Lo speciale processo di estrusione Ethicon garantisce una uniformità di calibro e una levigatezza tale da non danneggiare neanche i tessuti più delicati passando nel contempo, senza sforzo, attraverso le protesi vascolari più resistenti.

Il processo produttivo conferisce al Prolene la caratteristica di **ALLUNGAMENTO LINEARE CONTROLLATO** per bilanciare resistenza e flessibilità. Ciò consente alla sutura di allungarsi leggermente prima della sua rottura, fornendo al chirurgo il segnale che la sutura e/o il nodo siano stati trazionati a sufficienza.

Il PROLENE è inoltre caratterizzato dalla deformabilità elastica del nodo. Quando viene confezionato e trazionato un nodo effettuato con una sutura in PROLENE si verifica una certa deformazione del nodo, che consente allo stesso di rimanere in posizione.

DESTINAZIONE D'USO Il PROLENE è indicato per suture di vasi e tessuti molli, nei casi in cui è indicato l'uso di suture in materiale non assorbibile.

In considerazione delle loro caratteristiche le suture di PROLENE sono particolarmente indicate in chirurgia cardiovascolare, plastica e oftalmica. Per ognuno di questi impieghi sono disponibili specifiche combinazioni ago - filo.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA Indefinita nel tempo. Le suture in Prolene non sono soggette a degradazione o a indebolimento da parte di enzimi tissutali.

ASSORBIMENTO Non assorbibile. Rimane incapsulato nei tessuti.





METODO DI STERILIZZAZIONE Ossido di etilene.

CALIBRI E. P. da 0.2 a 4; U. S. P. da 10-0 a 1.

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI



Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

CURVATURA		CILINDRICO		CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP				n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		BV130-5 6,5 mm		8-0	0,4	45	1	36	Blu • Diametro ago 0,150 mm	EP8730H	
				8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,150 mm	EP8732H	
				8-0	0,4	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,150 mm	EP8729H	
		BV175-6 8 mm		8-0	0,4	45	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EP8740H	
				8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EP8741H	
				7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EP8735H	
				7-0	0,5	60	2	12	Blu • Diametro ago 0,200 mm Straight Pack	EPM8737	
		BV175-7 8 mm		8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EP8767H	
				7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EP8766H	
		BV175-8 9,3 mm		7-0	0,5	70	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EPEH7402H	
		BV175-8 9,3 mm		7-0	0,5	65	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EP8747H	
				7-0	0,5	70	1	36	Blu • Diametro ago 0,200 mm	EP8755H	
		BV-1 9,3 mm		7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP7402H	
				6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP7403H	
		BV-1 9,3 mm		7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8702H	
				7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8703H	
				6-0	0,7	45	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8806H	
				6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8805H	
				6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8709H	
		BV 11 mm		6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8610H	
		C-1 13 mm		6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8889H	
		C-1 13 mm		7-0	0,5	45	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8800H	
				7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8727H	
				7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8708H	
				6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8726H	
				6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8706H	
				6-0	0,7	75	4	12	Blu • Diametro ago 0,250 mm Straight pack	EPM8706	



CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		RB-2 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EP8711H	

CURVATURA		AGO CC PUNTA PIRAMIDALE 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		CC175-6 8 mm	8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diametro ago 0.200 mm	EP87101H	
		CC 9,3 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro ago 0.250 mm	EP8812H	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro ago 0.250 mm	EP8807H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0.250 mm	EP8811H	
		CC175-8 9,3 mm	8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diametro ago 0.200 mm	EP7972H	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro ago 0.200 mm	EP8704SLH	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro ago 0.200 mm	EP8812SLH	
		CC-1 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0.250 mm	EP7975H	
		CC-1 13 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro ago 0.250 mm	EP8814H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro ago 0.250 mm	EP8707H	









Combinazioni con aghi cardiovascolari Everpoint

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE	CARATTERISTICHE	CODICE
3/8		BV-1 9,3 mm	5-0	1	75	1 36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EPH9702H
		C-1 13 mm	5-0	1	75	1 36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EPH8890H
1/2		C-1 13 mm	5-0	1	60	1 36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EPH8725H
			5-0	1	75	1 36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EPH7477H
			5-0	1	90	1 36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EPH8720H
		RB-2 13 mm	5-0	1	75	1 36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EPH8710H
			5-0	1	90	1 36	Blu • Diametro ago 0,250 mm	EPH8716H




Combinazioni con aghi in acciaio chirurgico


CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2		RB-1 17 mm	5-0	1	75	1 36	Blu • Diametro ago 0,300 mm	HS6856H
			5-0	1	90	1 36	Blu • Diametro ago 0,300 mm	HS8556H
			4-0	1,5	90	1 36	Blu • Diametro ago 0,300 mm	HS6857H
		SH-2 20 mm	4-0	1,5	90	1 36	Blu	HS6861H
		SH 26 mm	4-0	1,5	90	1 36	Blu	HS6855H
			3-0	2	90	1 36	Blu	HS6822H

CURVATURA		AGO CC PUNTA PIRAMIDALE 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE		
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola				
3/8		CC 9,3 mm	5-0	1	60	1	12	Blu • Diam. Ago 0,250 mm • MultiPass	W8662		
1/2		CC-4 13 mm	4-0	1,5	75	1	12	Blu	W8665		

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		VISI-BLACK ago nero BB Plus 17 mm 	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	EH8051H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	EH8050H	
1/2		VISI-BLACK ago nero RB-1 Plus 17 mm 	5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.450 mm	EH8075H	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	EH8074H	
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm 	3-0	2	75	1	36	Blu	EH8077H	
		VISI-BLACK ago nero SH-1 Plus 22 mm 	4-0	1,5	90	1	36	Blu	EH8081H	
			3-0	2	90	1	36	Blu	EH8080H	
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm 	2-0	3	75	1	36	Blu	EH8082H	
		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm 	4-0	1,5	90	1	36	Blu	EH8087H	
			3-0	2	90	1	36	Blu	EH8086H	
			2-0	3	90	1	36	Blu	EH8085H	
		VISI-BLACK ago nero MH-1 Plus 31 mm 	3-0	2	90	1	36	Blu	EH8091H	
			3-0	2	120	1	36	Blu	X1295H	
			2-0	3	120	1	36	Blu	X1296H	

PROLENE

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE		
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola				
3/8		BV75-3 3,8 mm	10-0	0,2	13	1	12	Blu • Diametro Ago 0.080 mm	W2790	ex 2790G	
	Corda 7 mm	BV100-4 5,1 mm	10-0	0,2	13	1	12	Blu • Diametro Ago 0.100 mm	W2794	ex 2794G	
			9-0	0,3	13	1	12	Blu • Diametro Ago 0.100 mm	W2783	ex FG2793	
	Corda 6 mm	BV100-4 5,1 mm	9-0	0,3	45	1	12	Blu • Diametro Ago 0.100 mm	F1891		
		BV130-5 6,5 mm	8-0	0,4	45	1	12	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • MultiPass	W2777	ex F1836	
		BV130-5 6,5 mm	8-0	0,4	45	1	36	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • Corda 6 mm • Everpoint	EP8730H		
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • Corda 6 mm • Everpoint	EP8732H		
			8-0	0,4	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • Corda 6 mm • Everpoint	EP8729H		
			8-0	0,4	45	1	24	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • Corda 6 mm • MultiPass	EH7470E	ex 8730H	
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • Corda 6 mm • MultiPass	8732H		
			8-0	0,4	75	1	24	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • Corda 7 mm • MultiPass	EH7469E		
			8-0	0,4	75	1	12	Blu	EP8729LG		
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • MultiPass	F1890		
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • MultiPass	KHH5662H		
			7-0	0,5	70	1	36	Blu • Diam. Ago 0.150 mm • Corda 6 mm • MultiPass	KHH5673SH		
		VISI-BLACK ago nero	BV130-5 6,5 mm	8-0	0,4	7	1	24	Blu • Diam. Ago 0.150 mm	EH7456E	
				8-0	0,4	45	1	12	Blu • Diam. Ago 0.150 mm	X916G	
				8-0	0,4	60	1	12	Blu • Diam. Ago 0.150 mm	F1894	ex KHH5663G
				8-0	0,4	75	1	24	Blu • Diam. Ago 0.150 mm	EH7459E	
				7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.150 mm	8207H	
	Corda 6 mm	BV175-6 8 mm	8-0	0,4	45	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8740H		
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8741H		
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8735H		
			7-0	0,5	60	2	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm Straight Pack • Everpoint	EPM8737		
			8-0	0,4	45	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	8740H		
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	8741H		
			7-0	0,5	60	2	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm Straight Pack • MultiPass	M8737G		
		VISI-BLACK ago nero	BV175-6 8 mm	8-0	0,4	45	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm	8840H	
				8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm	8841H	
				7-0	0,5	60	2	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm Straight Pack	M8935	
				7-0	0,5	75	2	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm Straight Pack	M8931	




CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		BV175-7 8 mm	8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8767H	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8766H	
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	8767H	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	8766H	
			7-0	0,5	60	2	12	Blu • Diametro Ago 0.200 mm Straight Pack • MultiPass	M8766	
			7-0	0,5	60	2	24	Blu	EPM8766	
		VISI-BLACK ago nero 	8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm	8967H	
			8-0	0,4	60	2	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm	M8967	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm	8966H	
		BV175-8 9,3 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EPEH7402H	
		BV175-8 9,3 mm 	7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8747H	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8755H	
			7-0	0,5	75	4	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm Straight Pack • Everpoint	EPM8751	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	KAA5660H	ex 8702H
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	EH7405H	
			7-0	0,5	75	4	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm Straight Pack • MultiPass	M8702G	
			7-0	0,5	150	4	48	Blu • MultiPass	W8702S	
		BV175-8 9,3 mm 	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm	EH7222H	
		BV-1 9,3 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP7402H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP7403H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm	EH7403H	ex 7403H
		BV-1 9,3 mm 	7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8702H	
			7-0	0,5	60	4	12	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Straight pack • Everpoint	EPM8702	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8703H	
			6-0	0,7	45	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8806H	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8805H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8709H	
			6-0	0,7	45	1	12	Blu • Diam. Ago 0.250 mm	W8711	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm	8805H	ex W8712
			6-0	0,7	75	1	36	Blu	EH7406H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Hemo-Seal • Everpoint	EPH9702H	


PROLENE

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8	VISI-BLACK ago nero 	BV-1 9,3 mm	7-0	0,5	60	1	12	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	W8304	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7238H	ex VB07H
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	8305H	ex W8305
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7240H	
			6-0	0,7	60	1	48	Blu	M8305	ex M8305G
		BV 11 mm 	7-0	0,5	60	1	36	Blu	F1842	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu	F1841	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8610H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm	8776H	
		C-1 13 mm 	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8889H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm	8889H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.300 mm	8890H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Hemo-Seal • Everpoint	EPH8890H	
	C-1 13 mm 		7-0	0,5	45	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8800H	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8727H	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8708H	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	8708H	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8726H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8706H	
			6-0	0,7	75	4	12	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Straight pack • Everpoint	EPM8706	
			6-0	0,7	60	1	12	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	W8718	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	8706H	
			6-0	0,7	75	1	12	Blu	W8706	
			5-0	1	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Hemo-Seal • Everpoint	EPH8725H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Hemo-Seal • Everpoint	EPH7477H	
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diame. Ago 0.250 mm Hemo-Seal • Everpoint	EPH8720H	
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	8720H	
			5-0	1	90	2	24	Blu	KBL5691JG	
			5-0	1	75	1	36	Blu	EH7477H	
			5-0	1	75	1	36	Blu	EH7255H	
			5-0	1	60	1	36	Blu	KBB5661H	
			5-0	1	90	1	36	Blu	8720H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	EH7478H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		VISI-BLACK ago nero C-1 13 mm 	6-0	0,7	60	1	12	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	W8307G	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	8307H	ex VB06H
			6-0	0,7	75	4	12	Blu • Diametro Ago 0.300 mm Straight Pack	M807C	
			6-0	0,7	75	1	48	Blu	M8307	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu	EH7228H	
			5-0	1	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	8325H	ex W8321
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	EH7231H	ex VB05H
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	EH7257H	
		BB 17 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Blu	8881H	
		VISI-BLACK ago nero BB 17 mm 	4-0	1,5	90	1	36	Blu	8381H	ex VB30H
		BB 17 mm 	5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.400 mm	8580H	
			5-0	1	75	1	36	Blu	F1830	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	8581H	
			3-0	2	90	1	36	Blu	EH7480H	
		B-14 22 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Blu	F1826	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	F1875	
			3-0	2	75	1	36	Blu	F1827	



PROLENE

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		TF-6 6,5 mm	7-0	0,5	45	1	24	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	EH7813E	
			6-0	0,7	45	1	24	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	EH7814E	
		TF-1 10 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7835H	
		RB-3 11 mm	7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	8206H	
		VISI-BLACK ago nero RB-2 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	VB60H	
		RB-2 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8711H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	8711H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm Hemo-Seal • Everpoint	EPH8710H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	8710H	
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm Hemo-Seal • Everpoint	EPH8716H	
		VISI-BLACK ago nero TF 13 mm	5-0	1	75	1	12	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	W8310	
		TF 13 mm	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	EH7404H	
		TF 13 mm	5-0	1	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	8205H	
			4-0	1,5	60	1	36	Blu	8204H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		RB-1 17 mm	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.450 mm	8870H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	8871H	
			3-0	2	75	1	36	Blu	8872H	
		RB-1 17 mm VISI-BLACK ago nero	5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.400 mm	VB50H	
			5-0	1	90	1	36	Blu	8356H	ex EH8075H
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	8357H	ex VB40H
		RB-1 17 mm	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm Hemo-Seal	HS6856H	
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm Hemo-Seal	HS8556H	
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.450 mm	8556H	
			5-0	1	90	1	36	Blu • Teflon Pledgets mm 3x6 con angoli arrotondati soft 	8555H	
			4-0	1,5	90	1	12	Blu	W8557	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	F1801	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu • Hemo-Seal	HS6857H	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	8557H	ex BP8557
			3-0	2	90	1	36	Blu	8558H	
		SH-2 20 mm VISI-BLACK ago nero	4-0	1,5	90	1	12	Blu	W8340	
		SH-2 20 mm	4-0	1,5	90	1	36	Blu • Hemo-Seal	HS6861H	




PROLENE




CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		SH-1 22 mm	4-0	1,5	75	1	36	Blu	EH7581H	ex PE5693H
			4-0	1,5	90	1	36	Blu • Teflon Pledgets 5x8 mm 	PEE5693SH	
			3-0	2	75	1	12	Blu	W8770G	ex EH7582H
		SH-1 22 mm	5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.400 mm	PEE5692H	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	EH7585H	
			3-0	2	90	1	36	Blu	EH7586H	ex EH7584H
		SH 26 mm	4-0	1,5	75	1	36	Blu	8831H	
			3-0	2	75	1	36	Blu	8832H	
			3-0	2	90	1	12	Blu	W8522	ex F1882
			2-0	3	75	1	36	Blu	8833H	ex F1804
			0	3,5	75	1	36	Blu	8834H	
		VISI-BLACK ago nero SH 26 mm	4-0	1,5	90	1	12	Blu	W8355	
			3-0	2	90	1	12	Blu	W8354	
		SH 26 mm	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.450 mm	F1821	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu • Hemo-Seal	HS6855H	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	8521H	
			4-0	1,5	130	2	6	Blu • Straight Pack	P130	
			4-0	1,5	120	1	36	Blu	EH7583H	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu • Teflon Pledgets mm 6x3 con angoli arrotondati 	EH7588H	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu • Teflon Pledgets mm 3x6 con angoli arrotondati soft 	EH7188H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	F1822	
			3-0	2	90	1	36	Blu	BP8522	
			3-0	2	75	1	36	Blu	8528H	
			3-0	2	90	1	36	Blu • Hemo-Seal	HS6822H	
			3-0	2	90	1	36	Blu	8522H	
			3-0	2	120	1	12	Blu	W8534	ex P132
			2-0	3	90	1	36	Blu	8523H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CT-2 26 mm 	2-0	3	75	1	36	Blu	8411H	
			0	3,5	75	1	36	Blu	8412H	
		MH-1 31 mm 	2-0	3	75	1	36	Blu	W295H	ex W295
		MH-1 31 mm 	2-0	3	75	1	36	Blu	8423H	
		MH 36 mm 	3-0	2	90	1	36	Blu	EH7499H	ex 8842H
			2-0	3	90	1	36	Blu	8843H	
			2-0	3	120	1	36	Blu	PGG5614H	ex 8853H
		CT-1 36 mm 	0	3,5	75	1	36	Blu	8424H	
			1	4	75	1	36	Blu	8425H	
		CT 40 mm 	0	3,5	75	1	36	Blu	8434H	
			1	4	75	1	36	Blu	8435H	
		CTX 48 mm 	1	4	150*	1	12	Blu • Loop • * Lunghezza totale del filo	8527G	
RETTO		ST-70 70 mm 	2-0	3	75	1	12	Blu	W8400	


CURVATURA		ETHIGUARD 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CTD 40 mm  <i>ex ago CTB</i>	1	4	100	1	12	Blu	W8998	


PROLENE

CURVATURA		AGO CC PUNTA PIRAMIDALE 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		CC175-6 8 mm	8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP87101H	
		VISI-BLACK ago nero CC175-6 8 mm	8-0	0,4	60	1	12	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	W8101	
		CC175-8 9,3 mm	8-0	0,4	60	1	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	W8703	
			8-0	0,4	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP7972H	
			7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8704SLH	
			7-0	0,5	60	4	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm Straight Pack • Everpoint	EPM8704SL	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • Everpoint	EP8812SLH	
			7-0	0,5	60	1	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	W8704	ex F1839
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	8704H	ex F1831
			6-0	0,7	60	1	12	Blu • Diam. Ago 0.200 mm • MultiPass	W8807	
		CC 9,3 mm	8-0	0,4	60	1	24	Blu • Diam. Ago 0.200mm	EH7972E	
			7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8812H	
			6-0	0,7	60	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8807H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8811H	
			6-0	0,7	60	4	12	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Straight Pack • MultiPass	M8807G	
			5-0	1	60	1	12	Blu • Diam. Ago 0.250 mm Hemo-Seal • MultiPass	W8662	
		VISI-BLACK ago nero CC 9,3 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7237H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7234H	
		CC-1 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP7975H	
		CC-1 13 mm	7-0	0,5	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8814H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • Everpoint	EP8707H	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • MultiPass	8707H	
			6-0	0,7	75	4	12	Blu • Diam. Ago 0.300 mm Straight Pack • MultiPass	M8707G	
			6-0	0,7	75	1	36	Blu • MultiPass	F1811	
			6-0	0,7	75	2	24	Blu • MultiPass	X535G	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diam. Ago 0.300 mm • MultiPass	7475H	
			5-0	1	75	1	12	Blu • Diam. Ago 0.300 mm	W8721	
			5-0	1	90	4	12	Blu • Diam. Ago 0.300 mm Straight Pack • MultiPass	M821C	
			5-0	1	75	1	36	Blu	EH7253H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	F1813	


CURVATURA		AGO CC PUNTA PIRAMIDALE 	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CC-5 11 mm	5-0	1	60	1	12	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	W8803	
		CC-4 13 mm	6-0	0,7	60	1	12	Blu • Diam. Ago 0.250 mm • MultiPass	W8815	
			5-0	1	75	1	12	Blu • Diam. Ago 0.300 mm	W8816	
			4-0	1,5	75	1	12	Blu • Diam. Ago 0.300 mm • Hemo-Seal	W8665	
		VISI-BLACK ago nero CC-4 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7242H	
		CC-16 16 mm	4-0	1,5	90	1	12	Blu	W8831	
		CC-20 20 mm	4-0	1,5	90	1	12	Blu	W8840	
		CC-30 31 mm	3-0	2	90	1	12	Blu	W8849	
			2-0	3	90	1	12	Blu	W8850	
COMPOSITA		VISI-BLACK ago nero ACC 9,3 mm	7-0	0,5	60	1	36	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	EH8020H	
			7-0	0,5	75	1	24	Blu • Diametro Ago 0.200 mm	EH8021E	
		VISI-BLACK ago nero ACC-1 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	EH8030H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	EH8036H	
			5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	EH8037H	

PROLENE

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		V-18 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7471H	ex 7471H
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	7472H	
		V-18 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.250 mm	EH7474H	ex 7474H
			5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.300 mm	EH7475H	
		V-4 17 mm	4-0	1,5	75	1	36	Blu	8942H	
			3-0	2	75	1	36	Blu	8943H	
		V-4 17 mm	5-0	1	75	1	36	Blu • Diametro Ago 0.350 mm	F2829	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	8925H	
		V-26 26 mm	3-0	2	90	1	36	Blu	EH7788H	
1/2		V-5 17 mm	4-0	1,5	75	1	36	Blu	8952H	
		V-5 17 mm	5-0	1	90	1	36	Blu • Diametro Ago 0.450 mm	8934H	
			5-0	1	90	1	12	Blu • Diametro Ago 0.400 mm	W8830	
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	8935H	
			4-0	1,5	90	1	12	Blu • Teflon Pledgets 6x3 mm 	8954G	
			4-0	1,5	90	1	12	Blu • Teflon Pledgets mm 6x3 con angoli arrotondati 	8955G	
			3-0	2	90	1	36	Blu	8936H	
			2-0	3	90	1	36	Blu	8937H	
			2-0	3	120	1	36	Blu	EH7383H	
		V-6 22 mm	4-0	1,5	90	1	36		EH7774H	
			3-0	2	90	1	36		EH7775H	
		V-7 26 mm	4-0	1,5	90	1	36	Blu	8975H	
			3-0	2	90	1	36	Blu	8976H	
			3-0	2	120	1	36	Blu	EH7778H	
			2-0	3	90	1	36	Blu	8977H	
			2-0	3	120	1	36	Blu	EH7779H	
			0	3,5	90	1	36	Blu	8978H	
		V-34 36 mm	0	3,5	75	1	36	Blu	8444H	
	RINFORZATO									


CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		V-6 22 mm	4-0	1,5	90	1	36		EH7774H	
			3-0	2	90	1	36		EH7775H	
		V-7 26 mm	4-0	1,5	90	1	36	Blu	8975H	
			4-0	1,5	90	1	12	Blu	W8845	
			3-0	2	90	1	36	Blu	8976H	
			3-0	2	120	1	36	Blu	EH7778H	
			3-0	2	90	1	12	Blu	W8844	
			2-0	3	90	1	36	Blu	8977H	
			2-0	3	120	1	36	Blu	EH7779H	
			2-0	3	90	1	12	Blu	W8843	
			2-0	3	90	1	12	Blu	W8977	
			0	3,5	90	1	36	Blu	8978H	
		V-34 36 mm	0	3,5	75	1	36	Blu	8444H	

RINFORZATO




CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
COMPOSITA		EN-3 24 mm	2-0	3	110	1	12	Blu • Endo Suture System • Chir. Laparo	ED12	
			0	3,5	110	1	12	Blu • Chir. Laparo	E8130S	
RETTO		V-47 38 mm	4-0	1,5	35	1	36	Blu	8592H	ex 8592G

PROLENE

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-6 8 mm	7-0	0,5	45	1	12	Blu • Serie Prime	8648G	ex 8648H
			6-0	0,7	45	1	24	Blu • Serie Prime	W8870T	ex W8000T
		P-1 11 mm	6-0	0,7	45	1	36	Blu • MultiPass	MPP8697H	
			6-0	0,7	45	1	36	Blu • Serie Prime	8697H	ex 8697G
			6-0	0,7	45	1	12	Non colorato • Serie Prime	8606G	
		P-3 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Blu • MultiPass	MPP8695H	
			6-0	0,7	45	1	36	Blu • Serie Prime	8695H	
			5-0	1	45	1	36	Blu • Serie Prime	8698H	ex MPP8698H
			5-0	1	75	1	36	Non colorato • MultiPass	MPP2858H	
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPP8605H	
			5-0	1	45	1	12	Non colorato • Serie Prime	8605G	
			4-0	1,5	45	1	36	Blu • MultiPass	MPP8699H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu • MultiPass	F2847H	ex MPP2847H
			4-0	1,5	45	1	36	Blu • Serie Prime	8699H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPP8604H	
			4-0	1,5	45	1	12	Non colorato • Serie Prime	8604G	
		VISI-BLACK ago nero P-3 13 mm	4-0	1,5	45	1	36	Blu	EH7290H	
		PC-3 16 mm precision cosmetic	6-0	0,7	45	1	36	Blu • MultiPass	MPP8873H	
			4-0	1,5	45	1	24	Blu • Serie Prime	W8007T	ex W8875T
		PS-3 16 mm	6-0	0,7	45	1	12	Blu • Serie Prime	8680G	
			5-0	1	45	1	36	Blu • Serie Prime	8681H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Serie Prime	F2833	
			5-0	1	45	1	36	Blu • MultiPass	MPP8681H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • MultiPass	MPP2833H	
			4-0	1,5	45	1	36	Blu	EH7764H	ex MPP7764H
			4-0	1,5	45	1	24	Blu	W8884T	
		PS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Blu • Serie Prime	8686H	ex MPP8686H
			4-0	1,5	45	1	36	Blu • MultiPass	MPP8682H	
			4-0	1,5	75	1	36	Non colorato • Serie Prime	F2861	
			4-0	1,5	75	1	36	Non colorato • MultiPass	MPP2861H	
			4-0	1,5	45	1	36	Blu • Serie Prime	EH7168H	
			3-0	2	45	1	36	Blu • Serie Prime	EH7923H	
			3-0	2	45	1	36	Blu • Serie Prime	8687H	ex MPP8687H
			2-0	3	45	1	36	Blu	EH7555H	
		VISI-BLACK ago nero PS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Blu	EH7291H	
			3-0	2	45	1	36	Blu	EH7293H	


CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		PS-2S 19 mm a spessore ridotto	4-0	1,5	45	1	36	Blu • Serie Prime	8682H	ex 8682G
		PS-1 24 mm	4-0	1,5	45	1	36	Blu • Serie Prime	EH7758H	ex MPP7758H
			4-0	1,5	75	1	36	Blu • Serie Prime	EH7695H	
			3-0	2	45	1	12	Blu • MultiPass	8663G	ex 8663H
			2-0	3	45	1	36	Blu • Serie Prime	EH7756H	
			2-0	3	75	1	36	Blu • Serie Prime	EH7550H	
		PC-25 26 mm precision cosmetic	5-0	1	45	1	24	Blu • Serie Prime	W8881T	ex W8628
			4-0	1,5	45	1	24	Blu • Serie Prime	W8879T	ex W539
			3-0	2	45	1	12	Blu • Serie Prime	W538	
			3-0	2	45	1	36	Blu • MultiPass	MPP8880H	
		PSL 30 mm	2-0	3	75	1	36	Blu	EH7121H	

PROLENE

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FS-3 16 mm	6-0	0,7	45	1	36	Blu	8660H	
			5-0	1	45	1	36	Blu	8614H	
			5-0	1	75	1	36	Blu	F2805	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	F2806	
		FS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Blu	8661H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	EH7150H	
			4-0	1,5	45	1	36	Blu	EH7151H	
			3-0	2	45	1	36	Blu	8665H	
		FS-2S 19 mm a spessore ridotto	3-0	2	75	1	36	Blu	EH7693H	
			4-0	1,5	45	1	36	Blu	8683H	
		FS-1 24 mm	4-0	1,5	45	1	36	Blu	8629H	
			3-0	2	45	1	36	Blu	8684H	
			3-0	2	75	1	36	Blu	EH7694H	
		VISI-BLACK ago nero FS-1 24 mm	3-0	2	75	1	36	Blu	EH7287H	
			2-0	3	45	1	36	Blu	EH7299H	
		FS 26 mm	2-0	3	45	1	36	Blu	8685H	
		VISI-BLACK ago nero FS 26 mm	2-0	3	75	1	36	Blu	EH7038H	
		FSL 30 mm	3-0	2	75	1	36	Blu	8675H	
			2-0	3	75	1	36	Blu	EH7697H	ex F2814
			0	3,5	75	1	36	Blu	F2815H	
			0	3,5	45	1	36	Blu	EH7920H	
		FSLX 36 mm	2-0	3	75	1	36	Blu	8689H	
			0	3,5	75	1	36	Blu	EH7561H	
			0	3,5	75	1	36	Blu	8690H	



CURVATURA		INTERNO TAGLIANTE ▲	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		VISI-BLACK ago nero M-3 16 mm	6-0	0,7	45	1	12	blu	8750G	

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		CIF-4 13 mm Curvatura 90° Diametro 0,200 mm	10-0	0,2	20	1	12	Blu	788G	ex G788
CURVATURA		CS ULTIMA SPATOLA 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		CTC-6L 14 mm Curvatura 90° Diametro 0,150 mm	10-0	0,2	10*	1	12	Blu • Loop • * Lunghezza totale del filo	EH7896G	

PROLENE

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		MICRO-POINT SPATOLA	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		GS-9 6,5 mm	10-0	0,2	15	1	12	Blu	1757G	
		Curvatura 137° Diametro 0,200 mm								
		TG140-6 6,5 mm	10-0	0,2	30	1	12	Blu	W1777	
		Curvatura 140° Diametro 0,150 mm								
		TG140-8 6,5 mm	10-0	0,2	15	1	12	Blu	1757AG	ex 1757G
		Curvatura 140° Diametro 0,200 mm	9-0	0,3	15	1	12	Blu	1754AG	ex 1754G
1/2		GS-14 5,5 mm	10-0	0,2	15	1	12	Blu	1755G	
		Curvatura 160° Diametro 0,200 mm								
RETTO		STC-6 16 mm	10-0	0,2	15*	1	12	Blu • Loop • * Lunghezza totale del filo	EH7900G	
		Diametro 0,150 mm								
		STC-6 16 mm	10-0	0,2	20	1	12	Blu	1713G	
		Diametro 0,150 mm								

ETHIBOND *Excel*



ETHIBOND Excel

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE

Sutura sintetica non assorbibile, plurifilamento in poliestere rivestito.

COLORE

Verde o non colorato (bianco).

MATERIALE

Poliestere.

TIPO DI RIVESTIMENTO

Polibutilato.

CARATTERISTICHE

La morfologia dell'intreccio, unita al rivestimento di Polibutilato (unica sostanza studiata appositamente per il rivestimento di suture chirurgiche), conferisce ad ETHIBOND Excel/ caratteristiche di elevata resistenza tensile sul nodo, scorrevolezza, flessibilità, maneggevolezza, facilità di annodamento e tenuta dei nodi. Il rivestimento in Polibutilato, agendo come lubrificante, facilita lo scorrimento, diminuendo la frizione del filo al passaggio attraverso i tessuti e protesi. L'adesione tra rivestimento ed intreccio del filo, garantisce la non trombogenicità della sutura.

DESTINAZIONE D'USO

ETHIBOND Excel/ è indicato per suture e legature di tessuti molli nei casi in cui è richiesto l'uso di suture non assorbibili.

In considerazione delle loro caratteristiche, le suture di Ethibond Excel sono particolarmente indicate in chirurgia cardiovascolare, oftalmica, e in neurochirurgia. Per ognuno di questi impieghi sono disponibili specifiche combinazioni ago - filo eventualmente anche con pledgets in politetrafluoroetilene (PTFE) premontati che, agendo come tampone tra la sutura ed il tessuto, riducono l'effetto "sega" del filo.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA

Indefinita.

ASSORBIMENTO

Non assorbibile. Rimane incapsulato nei tessuti.

METODO DI STERILIZZAZIONE

Cobalto (raggi gamma) o ossido di Etilene per codici con pledget.




CALIBRI

E. P. da 0,5 a 8; U. S. P. da 7-0 a 6.

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*



SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com


CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		C-1 13 mm 	5-0	1	75	1	36	Verde • Diametro Ago 0.450 mm	E6890H	
		C-1 13 mm 	5-0	1	75	1	12	Verde • Diametro ago 0.450 mm	W6890	ex E6717H
		BB 17 mm 	3-0	2	75	1	36	Verde	E6882H	
		BB 17 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Verde	X31009	ex E6581H
			3-0	2	75	1	36	Verde	X31010	ex PE6588H
			2-0	3	75	1	36	Verde	X31011	
1/2		B-14 22 mm 	3-0	2	75	1	36	Verde	X31043	
		RB-1 17 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Verde	E6871H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	6872H	ex E6872H
			2-0	3	75	1	36	Verde	X31018	ex E6873H
		RB-1 17 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Verde	E6551H	
			4-0	1,5	75	1	36	Bianco	E6552H	
			3-0	2	90	1	36	Verde	6558H	
		SH-2 20 mm 	2-0	3	75	1	36	Verde	X582H	ex W6763
		SH-1 22 mm 	4-0	1,5	75	1	36	Verde	E7397H	
			4-0	1,5	75	1	36	Verde	EH7397H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	E7398H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	E7399H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	EH7399H	
		SH-1 22 mm 	4-0	1,5	90	1	36	Verde	E6761H	
			3-0	2	90	1	36	Verde	E6762H	


ETHIBOND Excel

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2	RINFORZATO	CT-3 22 mm 	0	3,5	75	1	36	Verde	PJ6375H	
	SUPER RINFORZATO	MO-7 23 mm 	2	5	75	1	36	Verde	EH7845H	
		SH 26 mm 	4-0	1,5	75	1	12	Verde	W6831	ex E6831H
			3-0	2	75	1	36	Verde	E6832H	
			3-0	2	75	1	12	Verde	W6832	
			2-0	3	75	1	36	Verde	E6833H	
			0	3,5	75	1	36	Verde	E6834H	
			0	3,5	75	1	36	Verde	X834H	
			1	4	75	1	36	Verde	EH7528H	
		SH 26 mm 	4-0	1,5	90	1	36	Verde	6521H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	E6562H	
			3-0	2	90	1	36	Verde	6522H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	E6563H	
			2-0	3	90	1	36	Verde	6523H	
	RINFORZATO	CT-2 26 mm 	2-0	3	75	1	36	Verde	6411H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	X411H	
			0	3,5	75	1	36	Verde	X412H	ex EB2316H
	SUPER RINFORZATO	MO-6 27 mm 	2	5	75	4	24	2 fili bianchi + 2 fili verdi	4TB7177E	
			2	5	75	1	36	Verde	TB6377H	
	SUPER RINFORZATO	MO-6 27 mm 	1	4	75	4	48	Bicolore	M32097	


CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	MH-1 31 mm		3-0	2	75	1	12	Verde	W931	
			2-0	3	75	1	36	Verde	X31025	
			0	3,5	75	1	12	Verde	W975G	ex X31026
			0	3,5	75	1	12	Verde	W975	
			0	3,5	75	1	36	Verde	EH7905H	
			1	4	75	1	36	Verde	X31027	
	MH 36 mm		2-0	3	75	1	36	Verde	EH7490H	ex PE343H
			0	3,5	75	1	36	Verde	EH7491H	ex PE344H
			1	4	75	1	36	Verde	EH7492H	ex PE6845H
	MH 36 mm		0	3,5	90	1	36	Verde	E6844H	
			1	4	90	1	36	Verde	PGG6396H	
			2	5	90	1	36	Verde	PGG6397H	
	CT-1 36 mm	RINFORZATO	0	3,5	75	1	36	Verde	X424H	ex 6424H
			1	4	75	1	36	Verde	X425H	ex 6425H
	CT-1 36 mm	RINFORZATO	0	3,5	75	1	36	Verde	PLL6375H	
	CT 40 mm	RINFORZATO	2	5	75	1	36	Verde	PE6434H	
	CTX 48 mm	RINFORZATO	1	4	75	1	36	Verde	PN6376H	
	XLH 70 mm	RINFORZATO	1	4	75	1	12	Verde	X190G	

ETHIBOND Excel


CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
5/8		UR-6 27 mm	0	3,5	45	1	36	Verde	E873H	
RETTO		ST-4 19 mm	5-0	1	45	1	12	Verde	18540G	
			4-0	1,5	45	1	12	Verde	18539G	
			3-0	2	45	1	36	Verde	EH7733H	ex 18526G
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT-1 22 mm	2-0	3	20	1	24	Bianco • Chir. Laparo	E6102S	
			2-0	3	90	1	12	Bianco • Chir. Laparo	E6193S	
		VISI-BLACK ago nero SKI-22 22 mm	0	3,5	90	1	12	Bianco • Chir. Laparo	E6194S	
		VISI-BLACK ago nero SHT 26 mm	2-0	3	120	1	36	Verde • Chir. Laparo	MIC252H	
UNCINO		ASH-30 31 mm	1	4	75	1	12	Verde	W969	ex EB4127G



CURVATURA		AGO CC PUNTA PIRAMIDALE 	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		CC-1 13 mm	5-0	1	75	1	36	Verde • Diametro Ago 0.450 mm	X31002	

ETHIBOND Excel

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		VISI-BLACK ago nero V-4 17 mm 	2-0	3	110	1	12	Bianco • Chir. Laparo	E6135S	
		V-4 17 mm	4-0	1,5	75	1	36	Verde	E6942H	ex 6942H
			3-0	2	75	1	36	Verde	E6943H	
		V-4 17 mm	4-0	1,5	75	1	36	Verde	B925H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	B926H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	X32007	ex B927H
		V-26 26 mm	2-0	3	75	1	36	Verde	E6984H	
		V-26 26 mm	2-0	3	90	1	12	Verde	W6997	
1/2		VISI-BLACK ago nero V-5 17 mm 	0	3,5	110	1	12	Bianco • Chir. Laparo	E6130S	
		V-5 17 mm	5-0	1	75	1	36	Verde	6951H	ex E6951H
			4-0	1,5	75	1	36	Verde	EH7384H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	E6953H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	6954H	ex E6954H
		V-5 17 mm	4-0	1,5	75	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi	MEH7719LG	
			4-0	1,5	75	1	36	Verde	6935H	ex W6935
			3-0	2	75	1	36	Verde	6936H	
			3-0	2	75	1	36	Bianco	B916H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	B937H	
			2-0	3	90	1	12	Bianco	W6917	
		V-6 22 mm	2-0	3	90	1	36	Verde	X32019	
		V-7 26 mm	3-0	2	75	1	36	Verde	6963H	ex E6963H
			2-0	3	75	1	36	Verde	6964H	ex E6964H
			0	3,5	75	1	36	Verde	6965H	
		V-7 26 mm	3-0	2	75	1	36	Verde	B976H	
			3-0	2	90	1	12	Verde	W6976	
			2-0	3	75	1	36	Verde	B977H	
			2-0	3	75	1	36	Bianco	B987H	
			2-0	3	90	1	12	Verde	W6977	ex B904H
			0	3,5	90	1	36	Verde	X905H	ex 6905H

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2	 RINFORZATO	V-34 36 mm	0	3,5	75	1	36	Verde	X444H	ex E6444H
			1	4	90	1	36	Verde	EB4407H	
	 RINFORZATO	V-37 40 mm	1	4	75	1	36	Verde	PE868H	
			2	5	75	1	12	Verde	869G	ex PE869H
			6	8	75	1	12	Verde	X32082G	ex X32082
	 RINFORZATO	V-39 45 mm	2	5	75	4	12	Verde	X4843G	ex W4843
	 RINFORZATO	V-55 55 mm	5	7	75	1	12	Verde	BE3294G	ex BE3294
COMPOSITA	 VISI-BLACK ago nero	DA-1 13 mm	5-0	1	45	1	12	Verde	18538G	
			4-0	1,5	45	1	12	Verde	18537G	
	 EN-3 24 mm		2-0	3	110	1	12	Verde • Endo Suture System chir. Laparo	EC12	
			0	3,5	110	1	12	Verde • Endo Suture System chir. Laparo	EC11	
	 VISI-BLACK ago nero	DA 26 mm	4-0	1,5	45	1	12	Verde	18536G	
			3-0	2	45	1	12	Verde	18535G	
SLITTA ROV.	 EN-4 24 mm		2-0	3	110	1	12	Verde • Endo Suture System chir. Laparo	EC22	
			0	3,5	110	1	12	Verde • Endo Suture System chir. Laparo	EC21	



CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		RB-1 17 mm	2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi	KV39	ex 10X42F
		SH-2 20 mm	2-0	3	75	10	12	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x3 con angoli arrotondati 	PX1005	
			2-0	3	75	1	12	Verde	W6763	
		SH-1 22 mm	2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	PXX92	
		SH 26 mm	2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi	KV34	ex 10X82F
			2-0	3	90	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	PXX86F	
			2-0	3	90	1	36	Verde	6523H	


CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		V-4 17 mm	2-0	3	90	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi	KV37	
			2-0	3	90	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	KV96	
			2-0	3	90	1	36	Verde • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	X32200	
			2-0	3	90	1	36	Bianco • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	X32201	
		VC 19 mm	2-0	3	90	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	KV80	
			2-0	3	90	1	36	Verde • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	X32091	
		V-25 26 mm	2-0	3	90	1	36	Verde • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	X32095	
			2-0	3	90	1	36	Bianco • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	X32096	
		V-26 26 mm	2-0	3	90	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	KV95	
			2-0	3	90	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi	KV35	
1/2		V-5 17 mm	4-0	1,5	90	1	12	Bianco	W6915	
			4-0	1,5	45	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi	MH7719LG	
			2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi	W10B52	
			2-0	3	90	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi	KV31	
			2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	PXX52F	ex PXX52
			2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x3 	SXX54F	
			2-0	3	75	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	EH7715LG	
			2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 	W10B55	
			2-0	3	75	1	36	Verde • 2 Teflon pledget mm 3x6 • 1 montato + 1 libero con angoli arrotondati 	P6937H	ex X32093
			2-0	3	90	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 	W4B37	
			2-0	3	75	1	12	Bianco • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	PX1002	
			2-0	3	75	1	36	Verde	B937H	
			2-0	3	90	1	12	Bianco	W6917	
			2-0	3	75	10	12	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x3 soft 	PX1009	
			2-0	3	75	1	36	Verde	6937H	

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		V-6 22 mm	2-0	3	90	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi	EH7769G	
			2-0	3	75	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	MEH7714LG	
			2-0	3	90	1	36	Verde	X32019	
		V-7 26 mm	2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi	W10B72	
			2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	PXX77F	ex W10B77
			2-0	3	75	10	6	5 fili bianchi + 5 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 	W10B77	
			2-0	3	75	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	EH7716LG	
			2-0	3	90	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	MEH7710LG	
			2-0	3	75	1	36	Verde • 2 Teflon pledget mm 3x6 • 1 montato + 1 libero con angoli arrotondati 	P6977H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	B977H	
			2-0	3	75	1	36	Bianco	B987H	
			2-0	3	90	1	12	Verde	W6977	ex B904H
			0	3,5	90	4	12	2 fili bianchi + 2 fili verdi • Teflon Pledget mm 3x6 con angoli arrotondati 	EH7717LG	

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-3 13 mm 	5-0	1	45	1	12	Verde • MultiPass	X698G	ex 6698H
			4-0	1,5	45	1	36	Verde • Serie Prime	EH7573H	
	VISI-BLACK ago nero	PS-3 16 mm 	5-0	1	45	1	36	Verde • Serie Prime	EH7080H	
		PS-3 16 mm 	4-0	1,5	45	1	36	Verde • Serie Prime	EH7760H	
		PS-2 19 mm 	4-0	1,5	45	1	36	Bianco • Serie Prime	EH7138H	
			2-0	3	45	1	36	Verde • Serie Prime	EH7556H	
		PS-1 24 mm 	3-0	2	75	1	36	Verde • Serie Prime	EH7569H	ex E7569H
			2-0	3	75	1	36	Verde • Serie Prime	EH7551H	

ETHIBOND Excel

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FS-2 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Verde	6683H	
			4-0	1,5	45	1	36	Verde	E6683H	
			4-0	1,5	75	1	36	verde	X32031	
			3-0	2	45	1	36	Verde	PE6683H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	X32032	
		FS-1 24 mm	3-0	2	75	1	36	Verde	EH7033H	
		FS-1 24 mm	3-0	2	45	1	36	Verde	PE6684H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	X32034	
			2-0	3	75	1	36	Verde	X32035	
		FS 26 mm	2-0	3	45	1	36	Verde	X664H	ex E6664H
			2-0	3	75	1	36	Verde	X32058H	
		FSL 30 mm	2-0	3	45	1	36	Verde	PE6679H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	EH7687H	
			0	3,5	45	1	36	Verde	PE6680H	
			0	3,5	75	1	36	Verde	EH7688H	ex PE6681H
			1	4	75	1	36	Verde	X32039	
		FSLX 36 mm	0	3,5	75	1	36	Verde	EH7562H	ex PE7054H
			1	4	75	1	36	Verde	PE7055H	
			2	5	75	1	36	Verde	X7056H	ex PE7056H
		LR 75 mm	5	7	75	1	12	Verde	R499G	
1/2		OS-4 22 mm	2	5	75	1	36	Verde	MS6377H	
		CP-2 26 mm	2-0	3	75	1	36	Verde	X32041	
			0	3,5	75	1	36	Verde	EH7673H	ex PE6887H
		CPA 30 mm	0	3,5	75	1	36	Verde	X32046	
			1	4	75	1	36	Verde	X32047	
		CP-1 36 mm	0	3,5	75	1	36	Verde	X32049	
			1	4	75	1	36	Verde	EH7674H	ex PE6817H


CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2	 SUPER RINFORZATO	OS-6 36 mm	2	5	75	1	36	Bianco	X4407	
			5	7	75	1	12	Verde	W4728G	
	 RINFORZATO	CP 40 mm	2	5	75	1	36	Verde	X6805H	ex PE6805H
			3	6	75	1	36	Verde	X32071	
RETTO		KS 60 mm	2-0	3	75	1	36	Verde	X7723H	ex EH7723H
			0	3,5	75	1	36	Verde	PE6624H	
			1	4	75	1	36	Verde	X32030	

ETHIBOND Excel

	SUTUPAK	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
	Suture pretagliate sterili	4-0	1,5	45	12	36	Verde	EH6372H	
		3-0	2	45	12	36	Verde	EH6373H	
		2-0	3	45	12	36	Verde	EH6374H	
		1	4	45	6	36	Verde	EH6446H	ex EH6376E
		2	5	45	12	24	Verde	EH6377E	
		3-0	2	70	5	36	verde	EH6523H	
		2-0	3	70	5	36	Verde	EH6524H	
		0	3,5	70	5	36	Verde	EH6525H	
		1	4	70	5	36	verde	EH6526H	
		2	5	70	5	36	Verde	EH6527H	
		4-0	1,5	45	10	360	Verde	SP2979	

	LIGAPAK	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
	Tagli standard sterili su bobina	4-0	1,5	250	1	20	Verde	X41001	ex LE171
		3-0	2	250	1	20	Verde	X41002	ex LE172
		2-0	3	250	1	20	verde	X41003	ex LE173
		0	3,5	250	1	20	Verde	X41004	ex LE174
		1	4	250	1	72	Verde	LE175M	ex LE175
		2	5	250	1	20	Verde	X41006	ex LE176
		3	6	250	1	20	Verde	X41007	

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA	SABRELOC SPATOLA	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP	lung. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4	S-14 8 mm  Curvatura 112° Diametro 0,330 mm	5-0	1	45	1	12	Bianco	X893G	ex W893
	S-4 8 mm  Curvatura 112° Diametro 0,430 mm	4-0	1,5	45	1	36	Bianco	W882	
1/2	S-22 8 mm  Curvatura 170° Diametro 0,330 mm	5-0	1	45	1	12	Bianco	W883	

MERSILENE



MERSILENE



Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE	Sutura sintetica non assorbibile intrecciata o monofilamento in poliestere non rivestito.
COLORE	Verde o non colorato (bianco).
MATERIALE	Poliestere.
TIPO DI RIVESTIMENTO	Nessuno.
CARATTERISTICHE	La morfologia dell'intreccio, il diametro e la compattezza delle fibre di poliestere vanno a costituire una sutura resistente, elastica, flessibile e maneggevole. Agevole l'annodamento e ottima tenuta del nodo.
DESTINAZIONE D'USO	Il Mersilene è indicato per suture e legature di tessuti molli, nei casi in cui è richiesto l'uso di fili non assorbibili. Le suture di MERSILENE sono indicate in chirurgia cuticolare e oftalmica.
RESISTENZA TENSILE RESIDUA	Nel tempo non si ha apprezzabile perdita della resistenza tensile iniziale; su animale è stato dimostrato che la resistenza tensile rimane praticamente invariata per tutto il periodo di valutazione.
ASSORBIMENTO	Non assorbibile, rimane incapsulato nei tessuti.
METODO DI STERILIZZAZIONE	Cobalto (raggi gamma).
CALIBRI	E. P. da 0.2 a 5; U. S. P. da 10-0 a 2.


*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		lung. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		RB-1 17 mm	3-0	2	75	1	36	Verde	R872H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	R873H	
		SH 26 mm	3-0	2	75	1	36	Verde	R832H	
			2-0	3	75	1	36	Verde	R833H	
			0	3,5	75	1	36	Verde	R834H	
		MH-1 31 mm	2-0	3	75	1	36	Verde	W290H	
			0	3,5	75	1	36	Verde	W291H	
		MH 36 mm	2-0	3	75	1	36	Verde	R843H	
			0	3,5	75	1	36	Verde	R844H	
			1	4	75	1	36	Verde	R845H	

MERSILENE

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		V-4 17 mm	3-0	2	75	1	36	Verde	R943H	
1/2		V-5 17 mm	4-0	1,5	75	1	36	Verde	R952H	
			3-0	2	75	1	36	Verde	R953H	
		V-6 22 mm	3-0	2	45	1	12	Verde	18516G	
		V-7 26 mm	2-0	3	75	1	36	Verde	R964H	


CURVATURA		DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE		
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola				
3/8		FS-3 16 mm	5-0	1	45	1	36	Verde	R670H		
		FS-2S 19 mm a spessore ridotto	4-0	1,5	45	1	36	Bianco	R633H		
			4-0	1,5	45	1	36	Verde	R683H		
		FS-1 24 mm	3-0	2	45	1	36	Bianco	R647H		
		FS 26 mm	2-0	3	45	1	36	Bianco	R665H		
		FSL 30 mm	3-0	2	75	1	36	Verde	R675H		
			2-0	3	75	1	36	Verde	EH7638H	ex F2507	
		FSLX 36 mm	2-0	3	75	1	36	Verde	1624H		
0			3,5	75	1	36	Verde	P1625H			
1			4	75	1	36	Verde	P1626H			



MERSILENE


	SUTUPAK	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
	Suture pretagliate sterili	2-0	3	70	5	36	Verde	EH6934H	
		0	3,5	70	5	36	Verde	EH6935H	
		1	4	70	5	36	Verde	EH6936H	
		2	5	70	5	36	Verde	EH6937H	

	LIGAPAK	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
	Tagli standard sterili su bobina	2-0	3	250	1	72	Verde	L153M	ex L153
		0	3,5	250	1	72	Verde	L154M	ex L154
		1	4	250	1	72	Verde	L155M	ex L155
		2	5	250	1	20	Verde	F4506	

Chirurgia Oftalmica


CURVATURA		TAPERCUT	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
1/4		RV-2 6,5 mm Curvatura 97° Diametro 0,450 mm	5-0	1	45	1	12	Bianco	FB1728	

CURVATURA		SABRELOC SPATOLA	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
1/4		S-14 8 mm Curvatura 112° Diametro 0,330 mm	5-0	1	45	1	12	Bianco	1760G	
		S-24 8 mm Curvatura 90° Diametro 0,450 mm	4-0	1,5	45	1	12	Bianco	1763G	
		S-4 8 mm Curvatura 112° Diametro 0,450 mm	4-0	1,5	45	1	12	Bianco	1778G	
1/2		S-2 8 mm Curvatura 180° Diametro 0,450 mm	4-0	1,5	45	1	12	Bianco	F1779	ex 1779G

CURVATURA		SABRELOC CENTER POINT SPATOLA	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
1/4		RD-1 8 mm Curvatura 90° Diametro 0,330 mm	5-0	1	45	1	12	Bianco	746G	

MERSILENE

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		MICRO-POINT SPATOLA 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		TG140-6 6,5 mm Curvatura 140° Diametro 0,150 mm	10-0	0,2	30	1	12	Verde • Monofilamento	W1775	

ETHILON



ETHILON

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in Poliammide.
COLORE	Nero, blu o incolore (trasparente).
MATERIALE	Poliammide 6 o Poliammide 6.6.
TIPO DI RIVESTIMENTO	Nessuno.
CARATTERISTICHE	La struttura monofilamento conferisce caratteristiche di atraumaticità al passaggio attraverso i tessuti e l'assenza di capillarità ne migliora l'inerzia biologica. L'elevata resistenza tensile ed elasticità ne favoriscono l'uso anche nei calibri più sottili.
DESTINAZIONE D'USO	È indicato per la sutura della cute, in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, oftalmica e microchirurgia.
RESISTENZA TENSILE RESIDUA	Si riduce del 15-20% all'anno.
ASSORBIMENTO	Si degrada del 15-20% all'anno.
METODO DI STERILIZZAZIONE	Cobalto (raggi gamma).
CALIBRI	E. P. da 0.1 a 4; U. S. P. da 11-0 a 1.

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		BV130-3 3,7 mm	8-0	0,4	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.150 mm	2822G	
		BV75-3 3,8 mm	11-0	0,1	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.080 mm	2871G	
			10-0	0,2	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.080 mm	W2870	ex 2870G
		VISI-BLACK ago nero BV130-4 5 mm	9-0	0,3	13	1	12	Nero • Diametro Ago 0.150 mm	W2913	
		BV130-4 5 mm	10-0	0,2	13	1	12	Nero • Diametro Ago 0.150 mm	W2814	
			9-0	0,3	13	1	12	Nero • Diametro Ago 0.150 mm	2813G	
			9-0	0,3	13	1	12	Nero • Diametro Ago 0.150 mm	W2813	
			8-0	0,4	13	1	12	Nero • Diametro Ago 0.150 mm	2815G	
			8-0	0,4	13	1	12	Nero • Diametro Ago 0.150 mm	W2812	
		BV75-4 5,1 mm	10-0	0,2	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.080 mm	W2850	ex 2850G
		BV100-4 5,1 mm	9-0	0,3	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.100 mm	W2829	ex 2829G
		BV130-5 6,5 mm	10-0	0,2	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.150 mm	W2810	ex FG2810
			8-0	0,4	15	1	12	Nero • Diametro ago 0.150 mm	2808G	
			8-0	0,4	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.150 mm	W2808	
			8-0	0,4	13	1	12	Nero • Diametro ago 0.150 mm	FG2808	
		BV-2 6,5 mm	9-0	0,3	15	1	12	Nero • Diametro ago 0.150 mm	2809G	
RETTO		TS 51 mm	3-0	2	90	1	36	Nero	F2430H	
		STAW 65 mm	2-0	3	75	1	36	Monofiammento in soluzione alcolica nera	EH7625BT	

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		P-1 11 mm	6-0	0,7	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	689G	ex 689H
			6-0	0,7	45	1	36	Nero • Serie Prime	697H	
			6-0	0,7	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPE689H	
			6-0	0,7	45	1	36	Nero • MultiPass	MPE697H	
			5-0	1	45	1	24	Nero • Serie Prime	W1611T	
			4-0	1,5	45	1	24	Blu	W1612T	
		P-3 13 mm VISI-BLACK ago nero	5-0	1	45	1	36	Blu	EH7277H	
		P-3 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Nero • MultiPass	1698H	ex W1851T
			5-0	1	45	1	12	Non colorato • Serie Prime	690G	
			5-0	1	45	1	36	Nero • Serie Prime	698H	ex MPE698H
			5-0	1	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPE690H	
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • Serie Prime	691H	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero • Serie Prime	699H	ex MPE699H
			4-0	1,5	45	1	36	Non colorato • MultiPass	MPE691H	
		PS-3 16 mm	6-0	0,7	45	1	36	Nero • MultiPass	MPE7662H	
			6-0	0,7	45	1	12	Nero • MultiPass	1665G	ex EH7662H
			5-0	1	45	1	36	Nero • MultiPass	1668H	ex MPE7663H
			5-0	1	45	1	36	Nero • Serie Prime	EH7663H	
			5-0	1	75	1	36	Blu • Serie Prime	EH7955H	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero • MultiPass	EH7761H	ex MPE7761H
			4-0	1,5	45	1	36	Blu • Serie Prime	EH7931H	
		PS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Nero • MultiPass	1666H	ex MPE1666H
			4-0	1,5	45	1	36	Nero • Serie Prime	EH7162H	
			3-0	2	45	1	36	Nero • Serie Prime	1669H	ex MPE1669H
			3-0	2	75	1	36	Blu • Serie Prime	EH7933H	
			2-0	3	45	1	36	Blu • Serie Prime	EH7953H	
		PS-2S 19 mm a spessore ridotto	4-0	1,5	45	1	36	Nero • MultiPass	1667SLH	ex MPE1667H
			4-0	1,5	45	1	36	Nero • Serie Prime	1667H	




CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		PC-5 19 mm	4-0	1,5	45	1	12	Blu	W519	
		PS-1 24 mm	4-0	1,5	75	1	36	Blu • Serie Prime	EH7956H	
			3-0	2	45	1	36	Blu • MultiPass	1663H	ex MPE7805H
			3-0	2	45	1	36	Blu • Serie Prime	1663H	ex EH7805H
			2-0	3	45	1	36	Blu • Serie Prime	EH7806H	
			2-0	3	75	1	36	Blu • Serie Prime	EH7808H	
		PC-25 26 mm precision cosmetic	5-0	1	45	1	24	Blu	W1858T	
		PS 26 mm	2-0	3	75	1	24	Blu • Serie Prime	W1626T	
		PSL 30 mm	0	3,5	75	1	36	Blu	EH7115H	

ETHILON

CURVATURA		DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		M-2 13 mm	5-0	1	45	1	36	Nero	644H	
			4-0	1,5	45	1	36	Blu	EH7822H	
3/8		C-2 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Nero	667H	
			5-0	1	45	1	36	Nero	668H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	F3206	
		C-3 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Nero	BN667	
			5-0	1	75	1	36	Nero	F2412	
		FS-3 16 mm	5-0	1	45	1	36	Blu	EH7173H	
		FS-3 16 mm	6-0	0,7	45	1	36	Nero	660H	
			5-0	1	45	1	36	Blu	1628H	ex EH7823H
			5-0	1	75	1	36	Nero	F2413H	ex F3209
			4-0	1,5	45	1	36	Blu	1162H	ex EH7824H
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	F2435H	ex F3210
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	F2435	
			3-0	2	75	1	36	Blu	F3211BH	ex F3211
		FS-2 19 mm	4-0	1,5	75	1	36	Blu	EH7012H	
		FS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Nero	661H	
			5-0	1	75	1	36	Nero	FH5171H	
			5-0	1	90	1	36	Blu	F3214	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero	EH7145H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	EH7143BH	ex EH7143H
			4-0	1,5	90	1	36	Blu	F2414	
			4-0	1,5	90	1	36	Nero	F3215	
			3-0	2	45	1	36	Nero	653H	ex EH7792H
			3-0	2	75	1	36	Blu	EH7797BH	ex EH7797H
			3-0	2	90	1	36	Blu	F3216	
			2-0	3	90	1	36	Nero	F2448H	ex F2448
			2-0	3	90	1	36	Blu	F3217	
		FS-2S 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Nero	662SLH	ex 662H

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		VISI-BLACK ago nero FS-1 24 mm	4-0	1,5	45	1	36	Blu	EH7272H	
		FS-1 24 mm	4-0	1,5	45	1	36	Blu	EH7825H	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero	1629H	
			4-0	1,5	75	1	36	Blu	FJ5272H	
			4-0	1,5	90	1	36	Nero	F2416H	ex F3220
			3-0	2	45	1	36	Nero	663H	
			3-0	2	75	1	36	Nero	669H	
			3-0	2	90	1	36	Blu	F3221	
			2-0	3	75	1	36	Nero	EH7827BH	
			2-0	3	75	1	36	Blu	EH7827H	
			0	3,5	90	1	36	Blu	F3224	
		VISI-BLACK ago nero FS 26 mm	2-0	3	75	1	36	Blu	W1686BG	ex EH7037H
		FS 26 mm	2-0	3	45	1	36	Nero	664H	
			2-0	3	90	1	36	Nero	F2418	
			0	3,5	75	1	36	Nero	7013H	
		PS 26 mm	2-0	3	75	1	36	Nero	W1626BH	ex W1626T
		FSL 30 mm	3-0	2	45	1	36	Blu	EH7936H	
			3-0	2	75	1	36	Blu	1671H	ex EH7939H
			3-0	2	90	1	36	Blu	F3230	
			2-0	3	75	1	36	Blu	EH7798H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	EH7798BH	
			2-0	3	90	1	36	Blu	F3232BH	ex F3232
			0	3,5	45	1	36	Blu	EH7938H	
			0	3,5	75	1	36	Blu	EH7799BH	ex EH7799H
			0	3,5	90	1	36	Blu	F3227	
			1	4	90	1	36	Nero	F2440H	ex F2440

ETHILON


CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FSLX 36 mm	2-0	3	75	1	36	Blu	1674H	
			2-0	3	90	1	36	Nero	F2422H	ex F2422
			0	3,5	75	1	36	Nero	P7085H	
			0	3,5	90	1	36	Nero	F3234BH	ex F3234
			1	4	75	1	36	Nero	P7086H	
			1	4	90	1	36	Nero	F2441H	ex F2441
RETTO		TS 51 mm	3-0	2	90	1	36	Nero	F2430	
			2-0	3	90	1	36	Nero	F2431H	ex F2431
			1	4	90	1	36	Nero	F2442H	ex F2442
		KS 60 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	627H	
			3-0	2	75	1	12	Blu	W788	
			2-0	3	75	1	36	Nero	628H	
			2-0	3	90	1	36	Nero	F2434	
			0	3,5	90	1	36	Blu	F3274	
		KS 60 mm	2-0	3	75	1	36	Nero	F2445	

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		CS ULTIMA SPATOLA	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		CS-35C 6 mm	10-0	0,2	15	1	12	Nero	EH7980G	
			9-0	0,3	15	1	12	Nero	EH7981G	
		Curvatura 135° Diametro 0.150 mm								
		CS-35C 6 mm	10-0	0,2	30	1	12	Nero	EH7985G	
		Curvatura 135° Diametro 0.150 mm								
1/2		CS140-6 6,5 mm	10-0	0,2	10	1	12	Nero	9060G	
		Curvatura 140° Diametro 0,150 mm								
		CS140-6 6,5 mm	10-0	0,2	30	1	12	Nero	7003G	ex 9033G
			9-0	0,3	30	1	12	Nero	9013G	
		Curvatura 140° Diametro 0,150 mm								
1/2		CS-44C 5,5 mm	10-0	0,2	15	1	12	Nero	EH7990G	
			9-0	0,3	15	1	12	Nero	EH7991G	
		Curvatura 152° Diametro 0.150 mm								
		CS-44C 5,5 mm	10-0	0,2	30	1	12	Nero	EH7995G	
		Curvatura 152° Diametro 0.150 mm								
1/2		CS160-6 5,5 mm	10-0	0,2	30	1	12	Nero	7000G	
		Curvatura 160° Diametro 0,150 mm								

145

SETA



SETA

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE Sutura in seta naturale non assorbibile intrecciata o vergine ritorta.

COLORE Nero o blu.

MATERIALE Fibra proteica naturale ricavata dai bozzoli di larve prodotte da allevamenti di Bombyx Mori.

TIPO DI RIVESTIMENTO Nessuno.

CARATTERISTICHE Il processo di decerazione Perma Hand ed il trattamento True Permanizing, rendono questo materiale da sutura, oltre che maneggevole e di facile annodabilità, sufficientemente affidabile dal punto di vista della biocompatibilità e della non capillarità. Questi trattamenti, uniti al particolare tipo di intreccio, garantiscono anche un'eccellente uniformità di calibro con conseguenti vantaggi per la resistenza tensile e l'atraumaticità nell'attraversamento dei tessuti.

DESTINAZIONE D'USO La seta è indicata per la sutura di tessuti molli e degli strati cutanei. È utilizzata inoltre in chirurgia oftalmica, in neurochirurgia e in chirurgia dentale.

RESISTENZA TENSILE RESIDUA Pur essendo la seta un materiale non assorbibile, la progressiva degradazione in vivo delle sue fibre proteiche porta ad una graduale perdita della resistenza tensile nel tempo, fino al valore zero che viene raggiunto in un periodo tra i tre e i sei mesi dall'impianto.

ASSORBIMENTO Solitamente non se ne trovano più tracce dopo circa 2 anni.

METODO DI STERILIZZAZIONE Cobalto (raggi gamma).



CALIBRI E. P. da 0.3 a 6; U. S. P. da 9-0 a 3.

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI


Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com


CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		BV-1 9,3 mm	7-0	0,5	30	1	36	Nero	K803H	
			6-0	0,7	45	1	36	Nero	K802H	
		C-1 13 mm	6-0	0,7	75	1	36	Nero	K889H	
			5-0	1	75	1	36	Nero	K890H	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	K891H	
		C-1 13 mm	6-0	0,7	45	1	36	Nero	706H	
		BB 17 mm	5-0	1	75	1	36	Nero	K880H	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	K881H	
			3-0	2	75	1	36	Nero	K882H	
1/2		TF-4 8 mm	5-0	1	45	1	36	Nero	N271H	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero	N272H	
		TF 13 mm	5-0	1	45	1	36	Nero	N266H	
			4-0	1,5	45	8	192	Nero • Ago a distacco controllato CR	C84E	
		RB-2 13 mm	4-0	1,5	45	1	36	Nero	N267H	
		RB-1 17 mm	5-0	1	75	1	36	Nero	K870H	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	K871H	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	W549H	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	W549H	
			3-0	2	45	8	12	Nero • Ago a distacco controllato CR	C53D	ex C53E
			3-0	2	75	1	36	Nero	K872H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	K873H	
		SH-2 20 mm	4-0	1,5	75	1	36	Nero	W586H	ex W586
			3-0	2	75	1	36	Nero	W587H	
		SH-1 22 mm	4-0	1,5	75	1	36	Nero	7342H	
			3-0	2	45	1	12	Nero	18509G	
			3-0	2	75	1	36	Nero	7343H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	7344H	


CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		SH 26 mm	4-0	1,5	75	1	36	Nero	K831H	
			3-0	2	75	1	36	Nero	K832H	
			2-0	3	45	8	12	Nero • Ago a distacco controllato CR	C012G	
			2-0	3	75	1	36	Nero	K833H	
			0	3,5	75	1	36	Nero	K834H	
			1	4	75	1	36	Nero	K835H	
		MH-1 31 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	W571H	ex W571
			2-0	3	75	1	36	Nero	W333H	ex W333
			0	3,5	75	1	36	Nero	W334H	ex W334
		MH 36 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	K842H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	K843H	
			0	3,5	75	1	36	Nero	K844H	ex P337H
			1	4	75	1	36	Nero	K845H	
			1	4	75	1	36	Nero	W338H	
		CT-1 36 mm	2	5	75	1	36	Nero	K846H	
RETTO		ST-4 19 mm	4-0	1,5	45	1	12	Nero	18507G	
		ST 51 mm	2-0	3	75	1	36	Nero	K853H	
			0	0	75	1	36	Nero	K854H	

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fiji x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		V-4 17 mm	4-0	1,5	75	1	36	Nero	K942H	
1/2		V-5 17 mm	5-0	1	75	1	36	Nero	K951H	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	K952H	
			3-0	2	45	1	12	Nero	18514G	
			3-0	2	75	1	36	Nero	K953H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	K954H	
		V-7 26 mm	3-0	2	75	1	12	Nero	K963G	
			2-0	3	75	1	36	Nero	K964H	
COMPOSITA		DA-1 13 mm VISI-BLACK ago nero	4-0	1,5	45	1	12	Nero	18534G	
		DA 26 mm VISI-BLACK ago nero	4-0	1,5	45	1	12	Nero	18529G	
			3-0	2	45	1	12	Nero	18530G	

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8	 P-1 11 mm		6-0	0,7	45	1	36	Nero • Serie Prime	639H	
	 P-3 13 mm		6-0	0,7	45	1	36	Nero • Serie Prime	1639H	ex 640H
			5-0	1	45	1	12	Nero • Serie Prime	640G	
			4-0	1,5	45	1	12	Nero • Serie Prime	18508G	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero • Serie Prime	641H	
	 PC-3 16 mm precision cosmetic		3-0	2	45	1	24	Nero	W2502T	
	 PS-3 16 mm		6-0	0,7	45	1	36	Nero • Serie Prime	1675H	
			5-0	1	45	1	36	Nero • Serie Prime	1678H	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero	EH7763H	
	 PS-2 19 mm		5-0	1	45	1	36	Nero • Serie Prime	1676H	
			3-0	2	45	1	24	Nero • Serie Prime	W2506T	
			3-0	2	45	1	36	Nero • Serie Prime • Multipass	1679H	
			2-0	3	45	1	36	Nero	EH7557H	
	 PS-2S 19 mm a spessore ridotto		4-0	1,5	45	1	36	Nero • Serie Prime	1677H	
 PS-1 24 mm		3-0	2	45	1	36	Nero • Serie Prime	1684G	ex 1684H	
		2-0	3	75	1	36	Nero • Serie Prime • Multipass	EH7552H		
 PSLX 36 mm		2-0	3	75	1	24	Nero • Serie Prime	W2524T		

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		C-2 13 mmC	5-0	1	75	1	12	Nero	W580	
		C-2 13 mmC	5-0	1	45	1	12	Bianco	W635	
		C-3 13 mm	6-0	0,7	30	1	36	Nero	711H	
			5-0	1	45	1	12	Nero	719G	ex 719H
			4-0	1,5	45	1	36	Nero	736H	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	F736	
		FS-3 16 mm	6-0	0,7	45	1	36	Nero	681H	ex 681G
			5-0	1	75	1	36	Nero	W500H	ex F2230
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	W501H	ex F2250
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	FW501	
			4-0	1,5	75	1	12	Bianco	W508	
			3-0	2	75	1	36	Nero	F2251	ex F2251H
			3-0	2	75	1	36	Nero	W502H	
			3-0	2	75	1	36	Nero	FW502	
			2-0	3	75	1	36	Nero	FW503	
		FS-2 19 mm	5-0	1	45	1	36	Nero	682H	
			4-0	1,5	45	1	12	Nero	EH7149G	
			4-0	1,5	75	1	36	Nero	F683	
			3-0	2	45	1	36	Nero	EH7345H	
			3-0	2	45	1	36	Nero	P683H	
			3-0	2	75	1	36	Nero	F2231	
		FS-2S 19 mm	4-0	1,5	45	1	36	Nero	683H	
		FS-1 24 mm	4-0	1,5	45	1	36	Nero	629H	
			3-0	2	45	1	36	Nero	684H	
			3-0	2	75	1	36	Nero	7093H	ex F2232
			2-0	3	45	1	36	Nero	P685H	
		FS 26 mm	3-0	2	45	1	36	Nero	W328H	
			2-0	3	45	1	36	Nero	685H	

CURVATURA		DORSO TAGLIENTE ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FSL 30 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	675H	
			2-0	3	45	1	36	Nero	677H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	679H	
			0	3,5	45	1	36	Nero	678G	ex 678H
			0	3,5	75	1	36	Nero	680H	
			1	4	75	1	36	Nero	F2243	
		FSLX 36 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	W666H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	1689H	
			2-0	3	75	1	36	Nero	W667H	ex 1689H
			0	3,5	75	1	36	Nero	P1690H	
			1	4	75	1	36	Nero	P1691H	
			2	5	75	1	36	Nero	P7228H	
1/2		J-1 17 mm	4-0	1,5	45	1	12	Nero	18501G	
			4-0	1,5	45	1	36	Nero	734H	
			3-0	2	45	1	12	Nero	EH7547G	
			3-0	2	45	1	36	Nero	EH7547H	
		X-1 22 mm	3-0	2	45	1	12	Nero	632G	ex 18502G
			3-0	2	45	1	36	Nero	632H	
			2-0	3	45	1	36	Nero	737H	
			2-0	3	45	1	12	Nero	737G	ex 18505G
			2-0	3	75	1	36	Nero	FW577	
		CP-2 26 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	F2226	
RETTO		TS 51 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	F2228	
		KS 60 mm	3-0	2	75	1	36	Nero	W622H	ex 622H
			2-0	3	75	1	36	Nero	623H	
			0	3,5	75	1	36	Nero	624H	

CURVATURA		INTERNO TAGLIANTE ▲	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		FS-3 16 mm	2-0	3	75	1	36	Nero	W503H	ex W503
		KP-3 90 mm	0	3,5	100	1	12	Nero	W792	
		RINFORZATO								

	SUTUPAK	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	Suture pretagliate sterili	4-0	1,5	45	12	24	Nero	EH6722E	ex EH6722H
		3-0	2	45	12	24	Nero	EH6723E	ex EH6723H
		3-0	2	70	5	36	Nero	EH6823H	
		2-0	3	45	12	36	Nero	EH6724H	
		2-0	3	70	5	36	Nero	EH6824H	
		0	3,5	45	12	24	Nero	EH6725E	
		0	3,5	70	5	36	Nero	EH6825H	
		1	4	45	12	24	Nero	EH6726E	
		1	4	70	5	36	Nero	EH6826H	
		2	5	70	5	36	Nero	EH6827H	


	LIGAPAK	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
		USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
	Tagli standard sterili su bobina	4-0	1,5	250	1	72	Nero	L191M	ex L191
		2-0	3	250	1	72	Nero	L193M	ex L193
		0	3,5	250	1	72	Nero	L194M	ex L194
		1	4	250	1	72	Nero	L195M	ex L195
		2	5	250	1	72	Nero	L196M	ex L196
		4	6	250	1	72	Nero	L199M	ex L199

SETA

Chirurgia Oftalmica

CURVATURA		MICRO-POINT DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/4		G-6 8 mm Curvatura 110° Diametro 0,200 mm	7-0	0,5	30	1	12	Nero • Serie Prime	EH7464G	
			6-0	0,7	30	1	12	Nero • Serie Prime	EH7435G	
			7-0	0,5	45	1	12	Nero • Serie Prime	768G	
			6-0	0,7	45	1	12	Nero • Serie Prime	769G	
3/8		G-1 11 mm Curvatura 135° Diametro 0,330 mm	6-0	0,7	45	1	12	Nero • Serie Prime	786G	
3/8		G-1 11 mm Curvatura 135° Diametro 0,330 mm	6-0	0,7	45	1	12	Nero • Serie Prime	780G	
1/2		G-3 13 mm Curvatura 155° Diametro 0,430 mm	4-0	1,5	45	1	12	Nero • Serie Prime	783G	
1/2		G-7 8 mm Curvatura 165° Diametro 0,200 mm	8-0	0,4	45	1	12	Blu • Serie Prime	W818	
			7-0	0,5	45	1	12	Nero • Serie Prime	766G	
			6-0	0,7	45	1	12	Nero • Serie Prime	765G	

CURVATURA		CS ULTIMA SPATOLA ▼	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		CS140-6 6,5 mm Curvatura 140° Diametro 0,150 mm	8-0	0,4	45	1	12	Blu	U7058	

CURVATURA		MICRO-POINT SPATOLA ▼	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		TG140-8 6,5 mm Curvatura 140° Diametro 0,200 mm	8-0	0,4	45	1	12	Blu	W1819	

ACCIAIO



ACCIAIO


Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE	Sutura in acciaio non assorbibile monofilamento o multifilamento.
COLORE	Argentato.
MATERIALE	Lega Metallica in acciaio inox al Nichel, Cromo e Molibdeno.
TIPO DI RIVESTIMENTO	Nessuno.
CARATTERISTICHE	È la sutura dotata della più elevata inerzia. La sua resistenza è superiore a quella di qualsiasi altro materiale da sutura. Il particolare confezionamento elimina ogni incurvamento o piegatura consentendo all'operatore un uso più facile ed immediato.
DESTINAZIONE D'USO	Le suture in acciaio inossidabile sono indicate per suturare le pareti addominali, per la riparazione delle ernie, la sintesi sternale e in procedure ortopediche inclusi il cerchiaggio e la riparazione dei tendini.
RESISTENZA TENSILE RESIDUA	Indefinita.
ASSORBIMENTO	Non assorbibile. Rimane incapsulato nei tessuti.
METODO DI STERILIZZAZIONE	Le suture in acciaio sono sterilizzate con radiazioni.
CALIBRI	E. P. da 1.5 a 9; U.S.P. da 4-0 a 7.

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagnano
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*


SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		V-37 40 mm	1	4	45	4	12	Grigio • Straight Pack	M660G	
			4	6	45	5	10	Grigio • Straight Pack	MF668	
1/2		V-40 48 mm	4	6	45	4	12	Grigio • B&S22 • Straight Pack	M651G	ex M650C
			5	7	45	4	12	Grigio • B&S20 • Straight Pack	M650G	
			6	8	45	5	10	Grigio • B&S19 • Straight Pack	MF664	
			6	8	45	2	10	Grigio • B&S19 • Straight Pack	MF6642	
		V-56 60 mm	5	7	75	4	12	Grigio • B&S20 • Straight Pack	M435C	

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		CPX 48 mm	7	9	45	4	12	Grigio • B&S18 • Straight Pack	M624G	
		CPXX 55 mm	5	7	45	4	12	Grigio • B&S20 • Straight Pack	M635G	
			5	7	75	1	12	Grigio • B&S20	W995	

ACCIAIO

CURVATURA		INTERNO TAGLIANTE ▲	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2	 SUPER RINFORZATO	CCS 48 mm	5	7	45	4	12	Grigio • B&S20 • Straight Pack	M653C	ex 653BG
			6	8	45	6	12	Grigio • B&S19 • Straight Pack	MEH7213G	
			7	9	45	4	12	Grigio • B&S18 • Straight Pack	MEH7211G	
	 SUPER RINFORZATO	CCS-1 60 mm	5	7	75	2	12	Grigio • B&S20 • Straight Pack	M436C	
			5	7	75	2	24	Grigio	M436G	

Perdita resistenza tensile appross.

 **35 giorni**

 **entro 70 giorni**

Tempo di assorbimento completo appross.

Suture Intracorporee VICRYL

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT Plus 26 mm  <i>ex ago JBT</i>	3-0	2	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC582H	
CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT-1 22 mm  <i>ex ago SKI-22</i>	3-0	2	20	1	24	Viola • Chir. Laparo	E9903S	
			2-0	3	20	1	24	Viola • Chir. Laparo	E9902S	
SLITTA		SHT 26 mm 	3-0	2	40*	1	36	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	MIC540H	
RETTO		VISI-BLACK ago nero ST-4 19 mm 	4-0	1,5	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC103H	
			3-0	2	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC573H	

Suture Extracorporee VICRYL

Perdita resistenza tensile appross.



entro 70 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT Plus 26 mm 	3-0	2	120	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC586H	
			2-0	3	120	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC585H	

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
COMPOSITA		EN-3 24 mm 	2-0	3	110	1	12	Viola • chir. Laparo	E9930S	

Suture Extracorporee PROLENE

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
COMPOSITA		EN-3 24 mm 	0	3.5	110	1	12	Blu • Monofil.	E8130S	

Perdita resistenza tensile appross.


98 giorni

entro 238 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Suture Intracorporee PDS II

CURVATURA		SURF 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		VISI-BLACK ago nero SH Plus 26 mm <i>ex ago JB</i>	2-0	3	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC160H	
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT Plus 26 mm <i>ex ago JTB</i>	3-0	2	20	1	36	Viola • Chir. Laparo	MIC182H	

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		VISI-BLACK ago nero BB 17 mm	3-0	2	7	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSOLOK AP200	MIC54E	vedi pag. 205
			3-0	2	10	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSOLOK AP200	MIC55E	vedi pag. 205
SLITTA		VISI-BLACK ago nero SHT-1 22 mm <i>ex ago SKI-22</i>	3-0	2	20	1	24	Viola • Chir Laparo	E9103S	
		SHT 26 mm	3-0	2	40*	1	36	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	MIC140H	
RETTO		ST-4 19 mm	4-0	1,5	40*	1	36	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	MIC145H	
			3-0	2	40*	1	36	Viola • Loop • * Lunghezza totale del filo	MIC144H	
		VISI-BLACK ago nero ST-4 19 mm	4-0	1,5	20	1	36	Viola • Chir Laparo	MIC102H	
			3-0	2	7	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSOLOK AP200	MIC52E	vedi pag. 205

Suture Intracorporee

ETHIBOND *Excel*

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
SLITTA		SKI-22 22 mm	2-0	3	20	1	24	Bianco	E6102S	


Suture Extracorporee


ETHIBOND *Excel*

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
SLITTA		SKI-22 22 mm	0	3,5	90	1	12	Bianco	E6194S	
			2-0	3	90	1	12	Bianco	E6193S	
		SHT 26 mm	2-0	3	120	1	36	Verde	MIC252H	

CURVATURA		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
3/8		V-4 17 mm	2-0	3	110	1	12	Bianco	E6135S	
1/2		V-5 17 mm	0	3,5	110	1	12	Bianco	E6130S	

ENDO SUTURE SYSTEM



	DESCRIZIONE	INDICAZIONI	DIMENSIONI	CONFEZIONE	CODICE
	ENDO-HOLDER introduttore poliuso	Dispositivo per l'introduzione, affondamento e serraggio dei nodi extracorporei	5 mm x 32 cm	1 pezzo	ESS15

	ENDOLOOP ENDO SUTURE SYSTEM Sutura a filo libero con cappio premontato	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP	lungh. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
		0	3,5	50	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	EJ11
		0	3,5	50	1	12	PDS II • Viola • Monofil.	EZ11

CURVATURA		SURF ⊖	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			USP	EP	lungh. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
SLITTA	VISI-BLACK ago nero	SHT Plus 26 mm	2-0	3	110	1	12	PDS II • Viola • Monofil.	MIC160H

CURVATURA		TAPERCUT ▼	CALIBRO		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			USP	EP	lungh. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
COMPOSITA	DT-6 20 mm 		4-0	1,5	110	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	EB14
			3-0	2	110	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	EB13
	EN-3 24 mm 		2-0	3	110	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	EB12
			0	3,5	110	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	EB11
			2-0	3	110	1	12	PDS II • Viola • Monofil.	EA12
			2-0	3	110	1	12	PROLENE • Blu • Monofil.	ED12
			2-0	3	110	1	12	ETHIBOND Excel • Verde • Monofil.	EC12
			0	3,5	110	1	12	ETHIBOND Excel • Verde • Monofil.	EC11
SLITTA ROV.	EN-4 24 mm 		2-0	3	110	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	EB22
			2-0	3	110	1	12	ETHIBOND Excel • Verde • Monofil.	EC22
			0	3,5	110	1	12	ETHIBOND Excel • Verde • Monofil.	EC21

ENDOKNOT

CURVATURA		ENDOKNOT Sutura con ago con introduttore in plastica	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
1/2		SH 26 mm	0	3,5	100	1	12	PDS II • Viola • Monofil.	MIC134G	
RETTO		ST-3 22 mm	0	3,5	106	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	JK10C	
			0	3,5	106	1	12	PDS II • Viola • Monofil.	ZK10C	

ENDOLOOP

		ENDOLOOP Sutura con cappio premontato con introduttore in plastica	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
			0	3,5	45	1	12	VICRYL • Viola • Intrecc.	EJ10C	
			0	3,5	45	1	12	PDS II • Viola • Monofil.	EZ10C	ex EZ10G
			2-0	3	45	1	12	PDS II • Viola • Monofil.	MIC109G	

LAPRA-TY


	DESCRIZIONE	INDICAZIONI	DIMENSIONI	CONFEZIONE	CODICE	
	• Applicatore poliuso di clips in PDS • Asta rotabile di 360° • Apertura delle branche 22°	Sistema per il serraggio delle suture in VICRYL USP 2-0, 3-0 e 4-0 per l'esecuzione di suture intracorporee in chirurgia mininvasiva	10 mm x 32 cm	1 pezzo	MIC4030	

	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
	Clips assorbibili in PDS	2 clips x 6 cartucce	MIC4032
		4 clips x 6 cartucce	MIC4034
		6 clips x 6 cartucce	MIC4036

ENDOROLL

[illegible]

Suture per la chiusura della breccia dei Trocar

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
COMPOSITA		TN 26 mm 	2-0	3	110	1	36	VICRYL Plus • Viola • Intrecc.	MIC509H	
			2-0	3	110	1	36	VICRYL • Viola • Intrecc.	MIC514H	
			0	3,5	110	1	24	VICRYL Plus • Viola • Intrecc.	MIC509E	
			0	3,5	110	1	36	VICRYL • Viola • Intrecc.	JC515H	ex MIC515H
UNCINO		TAPERCUT 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE	
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola			
UNCINO		V-38 31 mm 	1	4	75	1	12	Viola • Chirurgia Laparoscopica	W9335	

Applicatore in acciaio poliuso di clip assorbibili

ABSOLOK

	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
	• Diassemblabile • Connettore luer-lock • Colpo singolo • Stelo rotante a 360° • Diametro stelo 10 mm • Lunghezza stelo 33 cm	1 pezzo non sterile	AP2010S

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			USP	EP		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
3/8	VISI-BLACK ago nero	BB 17 mm 	3-0	2	7	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSOLOK AP200	MIC54E
			3-0	2	10	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSOLOK AP200	MIC55E
RETTO	VISI-BLACK ago nero	ST-4 19 mm 	3-0	2	7	1	24	Viola • Monofil. con 2 clips ABSOLOK AP200	MIC52E

Stratafix Symmetric PDS Plus

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE	Dispositivo di controllo tissutale senza nodi unidirezionale antibatterico a lunga perdita di resistenza tensile.	
COLORE	Viola.	
MATERIALE	Polidossanone, costituito da poliestere, poli (p-diossanone). Il dispositivo contiene IRGACARE* MP (la forma più pura del triclosan), agente antibatterico ad ampio spettro, in concentrazione non superiore a 2360 µg/m.	
TIPO DI RIVESTIMENTO	Nessuno.	
CARATTERISTICHE	Il dispositivo STRATAFIX Symmetric PDS Plus è composto da un filo riassorbibile con ancore unidirezionali, dotato di un ago chirurgico ad un'estremità e una linguetta di fissaggio all'altra estremità. Il design delle ancore e della linguetta di fissaggio consente l'approssimazione tissutale senza la necessità di confezionare nodi chirurgici. L'IRGACARE MP genera attorno al dispositivo impiantato una zona d'inibizione batterica nei confronti di Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, S. aureus resistente alla meticillina, S. epidermidis resistente alla meticillina, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, microorganismi noti per essere associati a infezioni dei siti chirurgici.	
DESTINAZIONE D'USO	I dispositivi STRATAFIX Symmetric PDS Plus sono indicati per l'approssimazione generale di tessuti molli nei casi in cui sia appropriato l'uso di una sutura riassorbibile.	
RESISTENZA TENSILE RESIDUA	<i>Giorni impianto</i>	<i>Percentuale approssimativa della resistenza iniziale residua</i>
	14 Giorni	75%
	28 Giorni	65%
	42 giorni	55%
ASSORBIMENTO	L'assorbimento si completa approssimativamente in 210 giorni.	
METODO DI STERILIZZAZIONE	Ossido di etilene.	
CALIBRI	E.P. da 2 a 4 ; U.S.P. da 3/0 a 1. La sezione trasversale dell'anima del dispositivo STRATAFIX Symmetric PDS Plus è paragonabile alla sezione trasversale di una sutura USP (farmacopea americana) con la stessa designazione di calibro	

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagna
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Perdita resistenza tensile appross.




55% a 6 settimane

entro 210 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix

Symmetric PDS Plus

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO USP	FILO lungh. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2		RB-1 17 mm	3-0	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A411
		SH 26 mm	3-0	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A413
			3-0	30	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A428
			3-0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A410
			2-0	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A414
			2-0	23	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A421
			2-0	30	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A431
			2-0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A409
		CT-2 26 mm	2-0	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A415
			2-0	23	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A422
			2-0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A408
			1	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A419
			0	23	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A446
			0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A407
		CT-1 36 mm	3-0	30	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A429
			2-0	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A416
			2-0	23	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A423
			2-0	30	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A432
			2-0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A403
			2-0	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A439
			0	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A418
			0	23	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A425
			0	30	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A433
			0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A401
			0	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A440
			1	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A420
			1	30	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A435
			1	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A404
			1	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A443
		CT 40 mm	0	30	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A412
			0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A406
			0	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A441
			1	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A405
			1	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A444
		CTX 48 mm	0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A402
			0	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A442
			1	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A400
			1	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A445
5/8		UR-6 26 mm	2-0	15	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A417

Stratafix

Symmetric PDS Plus

Perdita resistenza tensile appross.




55% a 6 settimane

entro 210 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

CURVATURA		ETHIGUARD	CALIBRO USP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
		n° fili x bustina			n° bustine x scatola			
1/2	 CTB-1 36 mm	1	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A301	
		1	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A304	
	 CTXB 48 mm	0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A302	
		1	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A300	
		1	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A306	

CURVATURA	 DORSO TAGLIENTE 	CALIBRO USP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
				n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2	 OS-6 36 mm SUPER RINFORZATO	0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A200
		0	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A202
		1	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A201
		1	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A203
	 OS-8 40 mm SUPER RINFORZATO	0	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A204
		1	60	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A205

CURVATURA	 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 	CALIBRO USP	FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
				n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
3/8	 PS-2 19 mm	3-0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A101
	 PS-1 24 mm	3-0	45	1	12	Unidirezionale simmetrico • viola	SXPP1A100

Stratafix Spiral Plus Unidirezionale

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE	Dispositivo di controllo dell'approssimazione tissutale senza nodi (modello con anello variabile) unidirezionale antibatterica a media perdita di resistenza tensile (Monocryl) o lunga perdita di resistenza tensile (PDS).		
COLORE	Non colorato (MONOCRYL Plus); Viola (PDS Plus)		
MATERIALE	2 tipologie differenti: - Monocryl, poliglecaprone, copolimero di glicolide ed epsilon caprolattone. Il dispositivo contiene IRGACARE MP (triclosan), un agente antibatterico ad ampio spettro, in concentrazione non superiore a 2360 µg/m. - Polidiossanone costituito da poliestere, poli (p-diossanone). Il dispositivo contiene IRGACARE* MP (la forma più pura del triclosan), agente antibatterico ad ampio spettro, in concentrazione non superiore a 2360 µg/m.		
TIPO DI RIVESTIMENTO	Nessuno.		
CARATTERISTICHE	STRATAFIX Spiral Plus Unidirezionale è realizzato con un materiale da sutura con dentellatura ed è dotato di un ago chirurgico su un'estremità e di un anello sull'altra estremità. Il dispositivo è stato progettato per ancorarsi con un anello chiuso ad un'estremità e con una sezione dentellata unidirezionale all'altra. La dentellatura del dispositivo STRATAFIX Spiral Plus Unidirezionale è orientata in una direzione per consentire l'approssimazione tissutale, eliminando la necessità di eseguire nodi chirurgici. L'IRGACARE MP genera attorno al dispositivo impiantato una zona d'inibizione batterica nei confronti di <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>S. aureus</i> resistente alla meticillina, <i>S. epidermidis</i> resistente alla meticillina, <i>Escherichia coli</i> e <i>Klebsiella pneumoniae</i> , microorganismi noti per essere associati a infezioni dei siti chirurgici.		
DESTINAZIONE D'USO	I dispositivi STRATAFIX Spiral Plus sono indicati per l'approssimazione dei tessuti molli, quando è appropriato l'utilizzo di suture riassorbibili.		
RESISTENZA TENSILE RESIDUA MONOCRYL	<i>Giorni dall'impianto</i>	<i>Percentuale approssimativa della resistenza iniziale residua</i>	
	7 Giorni	62%	
	14 Giorni	27%	
RESISTENZA TENSILE RESIDUA PDS	<i>Giorni dall'impianto</i>	<i>Percentuale approssimativa della resistenza iniziale residua (calibro 3-0 e maggiore)</i>	<i>Percentuale approssimativa della resistenza iniziale residua (calibri 4-0)</i>
	14 Giorni	80%	67%
	28 Giorni	80%	50%
	42 giorni	40-70%	37 %
ASSORBIMENTO MONOCRYL	L'assorbimento completo approssimativamente dopo 91 giorni.		
ASSORBIMENTO PDS	L'assorbimento completo approssimativamente entro 210 giorni.		
CALIBRO MONOCRYL PLUS	E.P. da 3 a 1,5; U.S.P. da 2/0 a 4/0.		
CALIBRI PDS PLUS	E.P. da 1,5 a 4; U.S.P. da 4/0 a 1.		
METODO DI STERILIZZAZIONE	(per tutti i materiali) Ossido di etilene.		

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso che accompagna il prodotto per informazioni complete ed aggiornate.

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Perdita resistenza tensile appross.



27% a 14 giorni



91 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix

Spiral Plus Unidirezionale

Stratafix Spiral MONOCRYL Plus

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO USP		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		RB-1 17 mm	4-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B434
			4-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B439
			4-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B435
			3-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B424
			3-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B438
			3-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B425
		CT-2 26 mm	2-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B415
			2-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B416
			2-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B417
		SH 26 mm	3-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B427
			3-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B428
			2-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B408
			2-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B409
			2-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B410
		CT-1 36 mm	3-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B429
			2-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B413
			2-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B414
RETTO		ST-4 19 mm	3-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B432
			3-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B433

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE 	CALIBRO USP		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		CP-2 26 mm	2-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B420
1/2		CP-1 36 mm	2-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B419



Stratafix

Spiral Plus Unidirezionale


Perdita resistenza tensile appross.

 **27% a 14 giorni**

 **91 giorni**

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix Spiral MONOCRYL Plus

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO USP		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		lung. (cm)	n° fili x bustina	n° bustine x scatola	
3/8		PS-2 19 mm	4-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B117
			4-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B118
			4-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B119
			3-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B105
			3-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B106
			3-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B107
			3-0		60	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B108
			3-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B109
		PS-1 24 mm	4-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B114
			3-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B101
			3-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B102
			3-0		60	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B103
			3-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B104
		PS 26 mm	3-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B111
			3-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B113
		PSL 30 mm	2-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • Non colorato	SXMP1B421

Perdita resistenza tensile appross.



70%-40% a 6 sett.



entro 210 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix

Spiral Plus Unidirezionale

Stratafix Spiral PDS Plus

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO USP		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		RB-1 17 mm	4-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B427
			4-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B428
			3-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B422
			3-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B423
		SH-1 22 mm	4-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B454
			3-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B453
		SH 26 mm	4-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B426
			3-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B420
			3-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B421
			2-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B415
			2-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B433
			2-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B416
			2-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B417
		CT-2 26 mm	2-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B413
			0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B405
	RINFORZATO								
		MO-5 31 mm	0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B451
	SUPER RINFORZATO								
		MO-4 36 mm	1		70		12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B205
	SUPER RINFORZATO								
		CT-1 36 mm	2-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B409
			2-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B456
			2-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B410
			2-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B411
			2-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B412
			0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B406
			0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B455
			0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B450
			0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B407
			0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B408
			1		30	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B429
			1		45	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B430
			1		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B431
	RINFORZATO								
		CTX 48 mm	1		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B401
			1		90	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B402
RINFORZATO									

Stratafix

Spiral Plus Unidirezionale

Perdita resistenza tensile appross.



70%-40% a 6 sett.

entro 210 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix Spiral PDS Plus

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO USP	FILO	CONFEZIONE	CARATTERISTICHE	CODICE
5/8	RINFORZATO	UR-6 26 mm	2-0	15	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B434
			2-0	30	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B419
SLITTA		EN-S 17 mm	0	30	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B452
RETTO		ST-4 19 mm	3-0	15	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B424

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE	CALIBRO USP	FILO	CONFEZIONE	CARATTERISTICHE	CODICE
1/2	RINFORZATO	X-1 22 mm	3-0	70	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B120
		CP-2 26 mm	0	45	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B202
			1	45	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B403
		OS-6 36 mm	1	45	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B201
			1	70	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B203
		OS-8 40 mm	1	70	1 12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B204

Perdita resistenza tensile appross.



70%-40% a 6 sett.

entro 210 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix

Spiral Plus Unidirezionale

Stratafix Spiral PDS Plus

CURVATURA		PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO USP		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
3/8		PS-2 19 mm	4-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B113
			4-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B114
			3-0		15	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B103
			3-0		30	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B104
			3-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B105
			3-0		70	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B110
1/2		PS-4 16 mm	4-0		45	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B119

CURVATURA		TAPERCUT ●	CALIBRO USP		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		V-34 36 mm	2-0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B458
			0		23	1	12	Unidirezionale spiralato • viola	SXPP1B457
	RINFORZATO								

Stratafix

Spiral Unidirezionale

Stratafix Spiral POLIPROPILENE

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO USP		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		SH-1 22 mm	2-0	0	30	1	12	Unidirezionale spiralato • non colorato	SXPL1B400



Stratafix Spiral Bidirezionale

Sintesi Informazioni Tecniche

DESCRIZIONE	Dispositivo di controllo dell'approssimazione tissutale senza nodi bidirezionale a media perdita di resistenza tensile (PGA-PCL) o lunga perdita di resistenza tensile (PDO). Non assorbibile in Polipropilene.	
COLORE	Non colorato (PGA-PCL); Viola (PDO); Non colorato (Polipropilene).	
MATERIALE	3 tipologie differenti: - Copolimero di glicolide ed e-caprolattone (PGA-PCL). - Poliestere colorato e p-polidiossanone (PDO) - Polimero di polipropilene isotattico	
TIPO DI RIVESTIMENTO	Nessuno.	
CARATTERISTICHE	STRATAFIX Spiral Bidirezionale è doppio armato e fornito di ancore bidirezionali che sono parte integrante del dispositivo; le ancore sono disposte secondo una linea spiralata e cambiano direzione in corrispondenza della zona centrale. Questo combina la sicurezza e la forza di tenuta dei punti staccati con la prestazione della sutura con tecnica continua.	
DESTINAZIONE D'USO	I dispositivi STRATAFIX Spiral PGA-PCL e PDO sono indicati per l'approssimazione dei tessuti molli, quando è appropriato l'utilizzo di suture riassorbibili. Il dispositivo STRATAFIX Spiral in Polipropilene è indicato per l'approssimazione dei tessuti molli esclusa la chiusura dell'epidermide.	
RESISTENZA TENSILE RESIDUA PGA-PCL	<i>Giorni impianto</i>	<i>Percentuale approssimativa della resistenza iniziale residua</i> 7 Giorni 62% 14 Giorni 27%
RESISTENZA TENSILE RESIDUA PDO	<i>Giorni impianto</i>	<i>Percentuale approssimativa della resistenza iniziale residua (calibro 3-0 e maggiore)</i> 14 Giorni 80% 28 Giorni 80% 42 giorni 40-70%
ASSORBIMENTO PGA- PCL	L'assorbimento è completo approssimativamente entro 120 giorni.	
ASSORBIMENTO PDO	L'assorbimento è completo approssimativamente entro 180 giorni.	
ASSORBIMENTO POLIPROPILENE	È stato evidenziato che <i>in vivo</i> il dispositivo STRATAFIX Spiral in polipropilene non è soggetto a riassorbimento, nè a modifiche significative nel mantenimento della resistenza tensile	
CALIBRI	Relativo alla resistenza tensile PGA-PCL - E.P. da 1,5 a 3; U.S.P. da 4/0 a 2/0. PGA-PCL - E.P. da 2 a 3,5; U.S.P. da 3/0 a 0. Relativo alla resistenza tensile PDO - E.P. da 1 a 4 ; U.S.P. da 5/0 a 1. PDO - E.P. da 1,5 a 5; U.S.P. da 4/0 a 2. Relativo alla resistenza tensile POLIPROPILENE - E.P. da 2 a 4; U.S.P. da 3/0 a 1. POLIPROPILENE - E.P. da 3 a 5; U.S.P. da 2/0 a 2.	
METODO DI STERILIZZAZIONE	(per tutti i materiali) Ossido di etilene.	

*Fare riferimento alle istruzioni
per l'uso che accompagna
il prodotto per informazioni
complete ed aggiornate.*

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: cservice@its.jnj.com

Perdita resistenza tensile appross.

27% a 14 giorni

entro 120 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix

Spiral Bidirezionale

Stratafix Spiral PGA-PCL

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO USP		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		RB-1 17 mm	4-0	3-0	16x16	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B403
			3-0	2-0	16x16	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B402
		MH 36 mm	2-0	0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B400
			2-0	0	36x36	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B401

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE 	CALIBRO USP		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
3/8		FS-2 19 mm	4-0	3-0	7x7	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B405
			4-0	3-0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B407
			4-0	3-0	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B409
			3-0	2-0	7x7	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B404
			3-0	2-0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B406
			3-0	2-0	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B408
		PS-1 24 mm	4-0	3-0	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B150
		FS-1 24 mm	3-0	2-0	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B410
1/2		FS 26 mm	4-0	3-0	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B413
			3-0	2-0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B411
			3-0	2-0	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B412
		CP-2 26 mm	2-0	0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXMD2B414



Stratafix


Spiral Bidirezionale


Perdita resistenza tensile appross.

70%-40% a 6 sett.
entro 180 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix Spiral PDO

CURVATURA		CILINDRICO	CALIBRO USP		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		lunghezza (cm)	n° fili x bustina		
1/2		CT-3 22 mm RINFORZATO	0	1	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B404
		SH 26 mm	2-0	0	10x10	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B413
			2-0	0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B414
		MH 36 mm	2-0	0	7x7	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B406
			2-0	0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B407
			2-0	0	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B408
			2-0	0	36x36	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B412
			0	1	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B409
			0	1	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B410
			0	1	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B411
		CT-1 36 mm RINFORZATO	1	2	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B401
			1	2	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B402
			1	2	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B403
		MO-4 36 mm SUPER RINFORZATO	1	2	36x36	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B400
		CTX 48 mm RINFORZATO	1	2	36x36	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B405

CURVATURA		TAPERCUT	CALIBRO USP		FILO	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		lunghezza (cm)	n° fili x bustina		
3/8		V-4 17 mm	4-0	3-0	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B426
		V-26 26 mm	4-0	3-0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B425
			4-0	3-0	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B424

Perdita resistenza tensile appross.



70%-40% a 6 sett.




entro 180 giorni

Tempo di assorbimento completo appross.

Stratafix

Spiral Bidirezionale

Stratafix Spiral PDO

CURVATURA		DORSO TAGLIANTE ▼	CALIBRO USP		FILO lung. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
3/8		FS-2 19 mm	5-0	4-0	7x7	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B421
			4-0	3-0	7x7	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B422
			4-0	3-0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B423
		FS 26 mm	3-0	2-0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B417
			3-0	2-0	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B419
			2-0	0	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B418
2-0			0	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B420	
1/2		CP-2 26 mm	0	1	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B415
			1	2	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B416
		OS-6 36 mm	1	2	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B200
			1	2	30x30	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B201
		OS-8 40 mm	1	2	36x36	1	12	Bidirezionale spiralato • viola	SXPD2B202



Stratafix

Spiral Bidirezionale

Stratafix Spiral POLIPROPILENE

CURVATURA		CILINDRICO 	CALIBRO USP		FILO lungh. (cm)	CONFEZIONE		CARATTERISTICHE	CODICE
			secondo la resistenza tensile	effettivo		n° fili x bustina	n° bustine x scatola		
1/2		CT-3 22 mm	0	1	14x14	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXPL2B401
		CT-1 36 mm	1	2	24x24	1	12	Bidirezionale spiralato • non colorato	SXPL2B400

DERMABOND

DESCRIZIONE

DERMABOND Alta Viscosità (HV) è un adesivo topico cutaneo liquido a base di 2-octil-cianoacrilato di colore viola (Violetto D&C N. 2). L'alta viscosità è ottenuta grazie alla maggiore concentrazione di polimeri e alla maggiore quantità di attivatore presente nel tampone erogatore.

CONFEZIONAMENTO

DERMABOND è fornito in fiale-applicatori e dispositivo ProPen in confezioni sterili monouso. La confezione di ProPen include un riduttore a forma di beccuccio per applicazioni di precisione.

CARATTERISTICHE

Applicato sulla cute, DERMABOND forma una pellicola resistente, elastica e impermeabile che ostacola la penetrazione dei batteri più comuni e principali responsabili delle infezioni: Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, Enterococcus Faecium. La barriera protegge al 95-99% per 48 ore e al 95-98,5% per 72 ore dall'applicazione. Dopo 7-10 giorni DERMABOND è eliminato spontaneamente dalla riepitelizzazione cutanea.

INDICAZIONI

DERMABOND è indicato per applicazioni topiche cutanee al fine di mantenere uniti i margini della ferita (incisioni chirurgiche e lacerazioni traumatiche, incluse quelle eseguite in chirurgia mininvasiva). Vanno escluse ferite in zone in forte tensione, zone di giunzione muco-cutanea, mucose, zone soggette a piegamento come gomiti e ginocchia, a meno di non immobilizzare la parte fino a guarigione ottenuta, a frizione o a costante contatto con liquidi. L'adesivo cutaneo DERMABOND non sostituisce l'utilizzo di suture profonde e/o sottocutanee. E' richiesta l'applicazione di almeno due strati di adesivo; altri strati aggiuntivi sono discrezionali.

CONSERVAZIONE

DERMABOND può essere conservato a temperatura ambiente (inferiore a 30°C) e non richiede particolari accorgimenti.

STERILITÀ

DERMABOND è sterilizzato con calore secco ed Ossido di Etilene.

DERMABOND

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE	CODICE	
DERMABOND	Adesivo topico cutaneo • 2-Octil-Cianoacrilato ad Alta Viscosità (HV) • fiala sterile monouso da 0,36 ml • colore violetto	12 fiale	AHVM12	ex ADM12
	Adesivo topico cutaneo • 2-Octil-Cianoacrilato ad Alta Viscosità (HV) • fiala sterile monouso da 0,50 ml • colore violetto	12 fiale	AHV12	ex AD12
DERMABOND ProPen	Adesivo topico cutaneo • 2-Octil-Cianoacrilato ad Alta Viscosità (HV) • fiala sterile monouso da 0,50 ml in dispositivo applicatore con riduttore di precisione • colore violetto	6 fiale	APP6	
	Adesivo topico cutaneo • 2-Octil-Cianoacrilato ad Alta Viscosità (HV) • fiala sterile monouso da 0,75 ml in dispositivo applicatore con riduttore di precisione • colore violetto	6 fiale	APPXL6	



DERMABOND PRINEO 22/42/60

DESCRIZIONE DERMABOND PRINEO 60

Il sistema per la chiusura della cute DERMABOND PRINEO 60 è costituito da 2 componenti: una rete autoadesiva confezionata in un dispenser per la distribuzione e un adesivo liquido, 2-octil cianoacrilato, confezionato in un applicatore a penna. I due componenti vengono forniti insieme in una confezione sterile monouso pronta per l'uso.

CARATTERISTICHE

Il dispenser contiene 60 cm di rete in poliestere da applicare in modo topico ai bordi cutanei ravvicinati, per completare l'applicazione del dispositivo medico si applica su di essa l'adesivo liquido. L'adesivo liquido si stabilizza sulla rete in circa 60 secondi risultando in un dispositivo per la chiusura della cute flessibile rinforzato da una rete che funge da barriera antimicrobica e mantiene il ravvicinamento cutaneo fino alla rimozione.

DESCRIZIONE DERMABOND PRINEO 22 / 42

Il sistema per la chiusura della cute DERMABOND PRINEO 22 è costituito da 2 componenti: una rete autoadesiva di 22 cm (2 reti per Dermabond Prineo 42) che viene applicata ai bordi cutanei prossimali per fornire un allineamento provvisorio (in incisioni lunghe fino a 40 cm) e un adesivo liquido, 2-octil cianoacrilato, confezionato in un applicatore a penna. I due componenti vengono forniti insieme in una confezione sterile monouso pronta per l'uso.

Caratteristiche valide
per entrambi:

CARATTERISTICHE

la rete in poliestere autoadesiva, va applicata in modo topico ai bordi cutanei ravvicinati, per completare l'applicazione del dispositivo medico si applica su di essa l'adesivo liquido. L'adesivo liquido si stabilizza sulla rete in circa 60 secondi risultando in un dispositivo per la chiusura della cute flessibile rinforzato da una rete che funge da barriera antimicrobica e mantiene il ravvicinamento cutaneo fino alla rimozione.

CONFEZIONAMENTO

DERMABOND PRINEO è fornito sterile, confezionato in un blister rigido che ne garantisce la sterilità fino alla sua apertura o danneggiamento. DERMABOND PRINEO è disponibile in scatole da 2 blister monouso.

INDICAZIONI

DERMABOND PRINEO è indicato per applicazioni topiche con il solo scopo di mantenere facilmente uniti i bordi di ferite causate da incisioni chirurgiche, incluse quelle eseguite in chirurgia mini-invasiva e da semplici lacerazioni traumatiche completamente pulite. DERMABOND PRINEO non sostituisce l'utilizzo di suture sottocutanee o dermiche profonde.

Vanno escluse ferite in zone di forte tensione, zone di giunzione mucocutanea, mucose, zone soggette a piegamento (e.g. gomiti e ginocchia, a meno di non immobilizzare la parte fino a guarigione ottenuta o che la tensione epidermica non sia stata eliminata mediante applicazione di un altro dispositivo e.g. suture prima dell'applicazione del dispositivo), frizione o a costante contatto con liquidi. DERMABOND PRINEO non va usato in caso di infezioni in atto, gangrena o piaghe da decubito, allergia a cianoacrilato o formaldeide o ad adesivi sensibili alla pressione.

CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto a temperatura inferiore a 30°, lontano da umidità, fonti di calore o luce diretta.

STERILITÀ

DERMABOND PRINEO è sterilizzato all'origine con calore secco ed ossido di etilene.

DERMABOND PRINEO

Sistema di chiusura delle ferite cutanee composto da due dispositivi: un mesh autoadesivo e un applicatore di adesivo.

FORMA/TIPO	CONFEZIONE	CODICE	
APPLICATORE ADESIVO adesivo 2-Octil-Cianoacrilato (3,8 ml ca.) MESH DISPENSER mesh adesiva in poliestere sensibile alla pressione contiene 22 cm di mesh con attivatore	box da 2 set	CLR222	
APPLICATORE ADESIVO adesivo 2-Octil-Cianoacrilato (3,8 ml ca.) MESH DISPENSER mesh adesiva in poliestere sensibile alla pressione contiene 42 cm di mesh con attivatore	box da 2 set	CLR422	



Sistema di chiusura delle ferite cutanee composto da due dispositivi: un mesh dispenser contenente una rete autoadesiva e un applicatore di adesivo.


FORMA/TIPO	CONFEZIONE	CODICE	
APPLICATORE ADESIVO adesivo 2-Octil-Cianoacrilato (3,8 ml ca.) MESH DISPENSER mesh adesiva in poliestere sensibile alla pressione contiene 60 cm di mesh con attivatore	box da 2 set	CLR602	



Bendarelle, nastri e corde

VICRYL Band

Bendarella sintetica in Poliglactyn 910 per la sutura dei tessuti parenchimatosi
assorbibile in 56-70 giorni e con perdita di resistenza tensile in circa 32 giorni

AGO	MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
BP-2 Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio 48 mm 	VICRYL	Viola	3 mm x 60 cm	12 pezzi	V153G	
BP-1 Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio 65 mm 			3 mm x 60 cm	12 pezzi	V152G	
BP-6W Ago cilindrico punta smussa a slitta 69 mm 			3 mm x 60 cm	12 pezzi	V159G	

Bendarelle, nastri e corde



PDS Cord

- Corda sintetica in polidiossanone, rotonda e con resistenza tensile residua del 60-70% dopo 6 settimane post-impianto
- Indicazioni: tenodesi, osteodesi, osteosintesi (gran trocantere, sterno, rotula)
- Per suture rinforzate e plastiche nella chirurgia legamentosa articolare (spalla, gomito, ginocchio, caviglia)
- Per suture rinforzate tendinee (tendine achilleo, tendini della gamba e del piede, cuffia dei rotatori della spalla)
- Assorbimento: completo approssimativamente entro il 238 giorno

MATERIALE	COLORE	AGO	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
PDS polidiossanone intrecciato	Viola	CT-1 Ago cilindrico RINFORZATO 1/2 cerchio 40 mm 	diam. 0.8 mm x 75 cm	12 pezzi	Z809G	
		BPT-3 Ago TAPERCUT RINFORZATO 1/2 cerchio 40 mm 	diam. 1 mm x 75 cm	12 pezzi	Z825G	
		CCS Ago interno tagliente SUPER RINFORZATO 1/2 cerchio 48 mm 	diam. 1 mm x 75 cm	12 pezzi	Z812G	
		V-40 Ago TAPERCUT RINFORZATO 1/2 cerchio 48 mm 	diam. 1.5 mm x 75 cm	12 pezzi	Z838G	
		Con un passante transosseo da 165 mm	diam. 2 mm x 70 cm	3 pezzi	ZK2017	
		Con due passanti transossei da 165 mm	diam. 2 mm x 70 cm	3 pezzi	ZK2027	
		Corde libere	diam. 1.2 mm x 60 cm	3 pezzi	ZK1206	
			diam. 1.5 mm x 60 cm	3 pezzi	ZK1506	
			diam. 2 mm x 60 cm	3 pezzi	ZK2006	

Bendarelle, nastri e corde MERSILENE Band

Bendarella sintetica non assorbibile in poliestere per il cerchiaggio dell'utero

AGO	MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
CTXB Ago cilindrico punta smussa ETHIGUARD 1/2 cerchio 48 mm 	MERSILENE (Poliestere)	Bianco	5 mm x 30 cm	6 pezzi	D3193	
BP-2 Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio 48 mm 			5 mm x 40 cm	12 pezzi	RS22G	
BP-1 Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio 65 mm 			5 mm x 30 cm	6 pezzi	RS21	ex RS21G

Bendarelle, nastri e corde ETHILOOP

Laccio sintetico non assorbibile in silicone per il reperimento di vasi e nervi

AGO	MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
BPS-4 Ago cilindrico punta smussa 3/8 cerchio 25 mm 	Silicone	Bianco	diam. 1.1 mm x 45 cm	24 bust. x 2 nastri cad.	EH7700E	
Seza ago		Bianco	diam. 1.3 mm x 45 cm	24 bust. x 2 nastri cad.	EH382E	
		Rosso	diam. 1.3 mm x 45 cm	24 bust. x 2 nastri cad.	EH383E	
		Blu	diam. 1.3 mm x 45 cm	24 bust. x 2 nastri cad.	EH384E	
		Giallo	diam. 1.3 mm x 45 cm	24 bust. x 2 nastri cad.	EH385E	
		Bianco	diam. 2 mm x 45 cm	6 bust. x 2 nastri cad.	EH386	
		Rosso	diam. 2 mm x 45 cm	6 bust. x 2 nastri cad.	EH387	
		Blu	diam. 2 mm x 45 cm	6 bust. x 2 nastri cad.	EH388	
		Giallo	diam. 2 mm x 45 cm	6 bust. x 2 nastri cad.	EH389	

Bendarelle, nastri e corde

NYLON Tape

Nastro sintetico non assorbibile in poliammide 6.6 (nylon) per il repertamento di vasi e nervi

MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
Poliammide 6.6 (nylon)	Bianco	3 mm x 70 cm	12 pezzi	W275	
		6 mm x 70 cm	12 pezzi	W277	

Bendarelle, nastri e corde


Nastro di cotone (ombelicale)

Nastro di cotone non assorbibile per il repertamento di vasi e nervi

MATERIALE	COLORE	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
Cotone	Bianco	3.2 mm x 45 cm	24 bust. x 2 nastri cad.	U10C	
		3.2 mm x 75 cm	24 bust. x 2 nastri cad.	U11C	
		3.2 mm x 90 cm	24 bust. x 3 nastri cad.	U12C	

Mobiletto distributore


Dispenser modulare ad elementi multipli per le confezioni delle suture



MATERIALE	COLORE	FORMA/TIPO	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
Plastico	Grigio	Modulo base capacità 8 scatole	• larghezza 48 cm • altezza 15 cm • profondità 14 cm	1 pezzo	R8	
		Modulo aggiuntivo capacità 8 scatole		1 pezzo	R9	

ETHISORB Durapatch

- Impianto sintetico in VICRYL (Polyglactin 910) e PDS (polidiossanone) assorbibile in 90 giorni. Frammenti di PDS sono rintracciabili fino a 180 giorni dopo l'impianto.
- Indicato per la riparazione guidata dei tessuti nella sostituzione della dura madre encefalica o spinale.



MATERIALE	COLORE	FORMA/TIPO	DIMENSIONI	CONFEZ.	CODICE	
VICRYL (Polyglactin 910) e PDS (Polidiossanone)	Beige	Rettangolare	20 mm x 30 mm	6 pezzi	EDP23	
			40 mm x 60 mm	3 pezzi	EDP46	
			60 mm x 140 mm	1 pezzo	EDP614	


CERA PER OSSA

**Cera d'api bianca (72,45%), paraffina (15,05%),
isopropilpalmitato (12,55%)**

Prodotto a base di cera d'api non riassorbibile utilizzato per ottenere un'emostasi di tipo meccanico.

Indicato per il controllo del sanguinamento osseo che viene ottenuto chiudendo fisicamente i canali ossei che contengono i capillari sanguinanti.

FORMA/TIPO	CONFEZ.	CODICE	
Bustine da 2,5 gr	1 scatola da 12 bustine	W31C	



Marchi di commercio:

ATRALOC* Surgical Needle	ETHILOOP*	PROLENE*
CONTROL RELEASE*	ETHISORB*	PRONOVA*
CS ULTIMA* Ophthalmic Needles	EVERPOINT*	PS PRIME* Needle
DERMABOND*	HEMO-SEAL* Needle Suture	SABRELOC* Spatula Needle
DERMABOND* PRINEO	LAPRA-TY*	STRATAFIX*
ENDOKNOT*	LIGAPAK*	STRATAFIX* Symmetric Plus
ENDOLOOP*	MERSILENE*	STRATAFIX* Spiral Plus
ENDOROLL*	MICRO-POINT* Surgical Needle	SUTUPAK*
ETHALLOY* Needle Alloy	MONOCRYL*	TAPERCUT* Surgical Needle
ETHIBOND* Excel	MONOCRYL* Plus	VICRYL*
ETHICON*	MULTIPASS* Needle	VICRYL* Plus
ETHIGUARD*	PDS* II	VICRYL* Rapide
ETHILON*	PDS* Plus	VISI-BLACK*

* Marchio di commercio del Gruppo Johnson & Johnson

Per ordini e consegne

SERVIZIO CLIENTI

Tel. 06 91194500

Fax 06 91194505

E-mail: ordini@its.jnj.com

E-mail: cservice@its.jnj.com

Per richieste di offerte commerciali

UFFICIO GARE

Tel. 06 91194400

Fax 06 91194270

E-mail: ufficiogare@its.jnj.com

www.jnjmedical.it

Johnson & Johnson
MEDICAL S.P.A.